

# Maxi Sky 2



## ADVERTENCIA



Para evitar lesiones oculares y cutáneas, utilice siempre gafas y guantes de protección. Si se produjese contacto, aclare con abundante agua. Si los ojos o la piel se irritan, póngase en contacto con un médico. Consulte siempre las instrucciones de uso y la ficha de datos de seguridad de materiales del desinfectante.

Agentes desinfectantes permitidos	Amonio cuaternario ≤ 0,21 % (2 100 ppm)	Alcohol isopropílico ≤ 70 %	Fenol ≤ 1,56 % (15 600 ppm)	Lejía ≤ 1 % (10 000 ppm)	Ácido peracético ≤ 0,25 % (2 500 ppm)	Peróxido de hidrógeno ≤ 1,5 %
Grúas de techo modelo Basic y modelo Maxi Sky 2 (correa tejida de nailon)	X	X	X			
Modelo Maxi Sky 2 Infection Control (correa no porosa)	X	X	X	X	X	X
Otros accesorios * y **	X	X	X	X	X	X
Bastidor mediano de dos ganchos (700-05461-BOX) y bastidor de cuatro ganchos (700-05443)	X	X	X			
Bastidor de camilla (700-19522) y camillas para morgue (700.05380, 700.05385, 700-05382 y 700-05387)	X	X	X			
DPS abierto manual (700-19340-BOX)	X	X	X	X		
Bastidor mediano de dos ganchos (700-19415)	X	X	X	X***	X***	X***
Bastidor pequeño de dos ganchos (700-19420) y bastidor IC mediano de dos ganchos (700-19470)	X	X	X	X	X	X
Bastidor de cuatro ganchos (700-19430) y bastidor de camilla (700-15695)	X	X	X	X	X	X
DPS plano manual (700-19475 y 700-19200)	X	X	X	X	X	X
DPS abierto manual (700-19480)	X	X	X	X	X	X
PDPS mediano (700-19350) y PDPS grande (700-19355)	X	X	X	X	X	X

\* La parte metálica del conector WCS puede corroerse por la exposición repetida a la lejía y al peróxido de hidrógeno.

\*\* Los cables del mando de control, del WCS y del PDPS pueden adquirir un aspecto ligeramente sucio tras el contacto repetido con lejía o peróxido de hidrógeno.

\*\*\* La funda de este modelo concreto puede ser de plástico o relleno de vinilo. Si es de vinilo, no utilice estos agentes desinfectantes.

Limpie y desinfecte antes de cada paciente.

Accesorios necesarios:

- Gafas y guantes de protección
- Paño desechable

## Limpieza:

1. Limpie el exceso de residuos de la grúa y sus accesorios con un paño humedecido en agua desde arriba hacia abajo.
2. Use un trapo limpio humedecido con agua templada mezclada con un limpiador líquido.
3. Friegue el equipo de arriba a abajo para quitar cualquier depósito.
4. Utilice un paño limpio humedecido con agua limpia para quitar todas las marcas que dejan los líquidos de limpieza.
5. A continuación, limpie con un paño seco.

Por acumular suciedad y microbios con mayor facilidad, preste atención a las siguientes zonas:

- Bordes del mando de control
- Parte posterior y asa del mando de control
- Junta entre el bastidor y la correa
- Estructura y funda del bastidor
- Cordón de emergencia
- Correa

## Desinfección

6. Limpie la Maxi Sky 2 y sus accesorios con una solución que contenga uno de los desinfectantes compatibles.
7. Los métodos de desinfección deben cumplir con la normativa local o nacional, dependiendo del centro sanitario o el país en el que se utilicen. En caso de duda, consulte a un especialista local en control de infecciones.