

Maxi Sky 2



ADVARSEL



Bruk alltid vernebriller og hansker for å unngå øye- og hudskader. Skyll rikelig med vann hvis kontakt forekommer. Kontakt lege hvis øynene eller huden blir irritert. Les alltid bruksanvisningen og materialsikkerhetsdatabladet for desinfiseringsmiddelet.

Tillatte desinfeksjonsmidler	Kvartær ammoniakk ≤ 0,21% (2 100 ppm)	Isopropanol ≤ 70%	Fenol ≤ 1,56 % (15 600 ppm)	Blekemiddel ≤ 1% (10 000 ppm)	Pereddiksyre ≤ 0,25% (2 500 ppm)	Hydrogenperoksid ≤ 1,5%
Basic takheis-modell og Maxi Sky 2 takheis-modell (vevd nylonrem)	X	X	X			
Maxi Sky 2 infeksjonskontroll-modell (ikke-porøs rem)	X	X	X	X	X	X
Annet tilbehør * og **	X	X	X	X	X	X
Medium 2-punkts løftebøyle (700-05461-BOX) og 4-punkts løftebøyle (700-05443)	X	X	X			
Båreramme (700-19522) og likhusbærer (700.05380, 700.05385, 700-05382 og 700-05387)	X	X	X			
Manuell åpen DPS (700-19340-BOX)	X	X	X	X		
Medium 2-punkts løftebøyle (700-19415)	X	X	X	X***	X***	X***
Liten 2-punkts løftebøyle (700-19420) og medium 2-punkts IC-løftebøyle (700-19470)	X	X	X	X	X	X
4-punkts løftebøyle (700-19430) og båreramme (700-15695)	X	X	X	X	X	X
Manuelt flatt DPS (700-19475 & 700-19200)	X	X	X	X	X	X
Manuell åpen DPS (700-19480)	X	X	X	X	X	X
Medium PDPS (700-19350) og stor PDPS (700-19355)	X	X	X	X	X	X

* Metalldelen av WCS-kontakten kan ruste etter gjentatt eksponering for klor eller hydrogenperoksid.

** Håndsettet, WCS- og PDPS-kablene kan bli litt skitne etter gjentatt kontakt med klor eller hydrogenperoksid.

*** Dekselet for denne spesielle modellen kan være vinylpolstret eller av plast. Hvis det er vinyl, må du ikke bruke disse desinfeksjonsmidlene.

Rengjør og desinfiser før nye pasienter.

Nødvendig tilbehør:

- Vernebriller og hansker
- Engangsklut

Rengjør

1. Bruk en klut fuktet med vann for å fjerne rester fra løfteren og tilbehør fra øverst til nederst.
2. Bruk en fuktig klut med varmt vann blandet med vaskemiddel.
3. Skrubbe utstyret fra øverst til nederst for å fjerne eventuelle rester.
4. Bruk en ren, fuktig klut med rent vann for å tørke av alle flekker av rengjøringsmidler.
5. Tørk deretter rent med en tørr klut.

Områdene i listen er steder der det mest sannsynlig samler seg smuss og mikrober.

Vær spesielt oppmerksom på:

- Kanten på håndkontrollen
- Baksiden og håndtaket på håndkontrollen
- Ledd mellom løftebøyle og rem
- Rammen og dekselet på løftebøylen
- Alarmsnor
- Rem

Desinfeksjon

6. Tørk av Maxi Sky 2 og tilbehør med en rengjøringsoppløsning som inneholder ett av de kompatible desinfeksjonsmidlene.
7. Desinfiseringsmetodene skal være i overensstemmelse med lokale eller nasjonale retningslinjer, avhengig av helseinstitusjonen eller landet der produktet brukes. Rådfør deg med den lokale infeksjonskontrollspesialisten hvis du er usikker.

