

Maxi Sky 2


UWAGA


Aby chronić oczy i skórę, zawsze noś okulary i rękawice ochronne. W razie kontaktu opłukać obfitym strumieniem wody. W przypadku podrażnienia oczu lub skóry zgłosić się do lekarza. Należy zawsze przeczytać instrukcję obsługi i kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej dla środka dezynfekcyjnego.

Środki dezynfekcyjne dozwolone	Czwarto-rzędowe sole amonowe ≤ 0,21% (2 100 ppm)	Alkohol izopropylowy ≤ 70%	Fenol ≤ 1,56% (15 600 ppm)	Wybielacz ≤ 1% (10 000 ppm)	Kwas nadoctowy ≤ 0,25% (2 500 ppm)	Nadtlenek wodoru ≤ 1,5%
Podnośnik sufitowy model Basic Ceiling Lifter i Maxi Sky 2 Ceiling Lifter (pas tkany nylonowy)	X	X	X			
Model Maxi Sky 2 Infection Control (pas nieporowaty)	X	X	X	X	X	X
Inne akcesoria * oraz **	X	X	X	X	X	X
Średnia rama 2-punktowa (700-05461-BOX) i rama 4-punktowa (700-05443)	X	X	X			
Rama noszy (700-19522) oraz Nosze prosektoryjne (700.05380, 700.05385, 700-05382 i 700-05387)	X	X	X			
Rama otwarta DPS (700-19340-BOX)	X	X	X	X		
Średnia rama 2-punktowa (700-19415)	X	X	X	X***	X***	X***
Mała rama 2-punktowa (700-19420) oraz Średnia rama 2-punktowa IC (700-19470)	X	X	X	X	X	X
Średnia rama 4-punktowa (700-19430) i rama noszy (700-15695)	X	X	X	X	X	X
Ręczna, płaska, system DPS (700-19475 & 700-19200)	X	X	X	X	X	X
Rama otwarta DPS (700-19480)	X	X	X	X	X	X
Rama średnia PDPS (700-19350) i duża PDPS (700-19355)	X	X	X	X	X	X

* Metalowa część złącza WCS po wielokrotnym kontakcie z wybielaczem i nadtlaniem wodoru może ulegać korozji.

** Kable pilota, WCS i PDPS mogą się lekko zabrudzić po wielokrotnym kontakcie z wybielaczem lub nadtlaniem wodoru.

*** Pokrowiec tego konkretnego modelu może być pokryty winylem lub plastikiem. Dla pokrywy winylowej nie należy korzystać z wymienionych środków dezynfekcyjnych.

Czyścić i dezynfekować przed zmianą pacjenta.

Potrzebne akcesoria:

- Okulary i rękawice ochronne
- Jednorazowa ściereczka

Oczyścić

1. Ściereczką moczoną w wodzie usunąć resztki zabrudzeń z podnośnika i jego akcesoriów od góry do dołu.
2. Używać wilgotnej ściereczki i ciepłej wody zmieszanej z płynem do mycia.
3. Przetrzeć urządzenie od góry do dołu, usuwając wszystkie osady.
4. Użyć czystej szmatki zwilżonej czystą wodą, aby zetrzeć wszystkie pozostałości płynu czyszczącego.
5. a następnie wytrzeć suchą ściereczką.

Obszary o najwyższym prawdopodobieństwie zabrudzenia i zanieczyszczeń mikrobiologicznych:

- Krawędź pilota
- Tył oraz uchwyt pilota
- Połączenie ramy z pasem
- Rama z pokrowcem
- Linka awaryjnego zatrzymania
- Pas

Dezynfekcja

6. Przetrzeć Maxi Sky 2 i akcesoria roztworem zawierającym jeden ze zgodnych środków dezynfekcyjnych.
7. Procedury dezynfekcji muszą być zgodne z przepisami krajowymi lub lokalnymi, obowiązującymi w danej placówce zdrowotnej lub w danym kraju. W razie wątpliwości zasięgnąć rady miejscowego specjalisty ds. kontroli zakażeń.