

Maxi Sky 2



AVISO



Para evitar danos nos olhos e na pele, utilize sempre óculos e luvas de proteção. Se o contacto ocorrer, lave com água abundante. Se os olhos ou pele ficarem irritados, contacte um médico. Leia sempre as instruções de utilização e a Ficha de dados de segurança do desinfetante.

Agentes de desinfeção permitidos	Quaternário de amónio ≤ 0,21% (2 100 ppm)	Álcool isopropílico ≤ 70%	Fenol ≤ 1,56% (15 600 ppm)	Lixívia ≤ 1% (10 000 ppm)	Ácido peracético ≤ 0,25% (2 500 ppm)	Peróxido de hidrogénio ≤ 1,5%
Modelo Elevador de teto Basic e modelo Elevador de teto Maxi Sky 2 (extensão em nylon tecido)	X	X	X			
Modelo Maxi Sky 2 com controlo de infeções (extensão não porosa)	X	X	X	X	X	X
Outros acessórios * e **	X	X	X	X	X	X
Barra de suporte média de 2 ganchos (700-05461-BOX) e barra de suporte de 4 ganchos (700-05443)	X	X	X			
Suporte de maca (700-19522) e Macas de morgue (700.05380, 700.05385, 700-05382 e 700-05387)	X	X	X			
DPS Manual Aberto (700-19340-BOX)	X	X	X	X		
Barra de suporte média de 2 ganchos (700-19415)	X	X	X	X***	X***	X***
Barra de suporte pequena de 2 ganchos (700-19420) e Barra de suporte IC média de 2 ganchos (700-19470)	X	X	X	X	X	X
Barra de suporte de 4 ganchos (700-19430) e suporte da maca (700-15695)	X	X	X	X	X	X
DPS Manual Plano (700-19475 & 700-19200)	X	X	X	X	X	X
DPS Manual Aberto (700-19480)	X	X	X	X	X	X
PDPS Médio (700-19350) e PDPS Grande (700-19355)	X	X	X	X	X	X

* A porção metálica do conector do WCS pode corroer após exposição repetida a lixívia e peróxido de hidrogénio.

** Os cabos do comando manual, WCS e PDPS podem ficar ligeiramente viscosos após o contacto repetido com lixívia ou peróxido de hidrogénio.

*** A cobertura deste modelo em particular poderá ser de almofadado vinílico ou plástico. Se for de vinilo, não utilize estes agentes desinfetantes.

Limpe e desinfete antes de utilizar com pacientes novos.

Acessórios necessários:

- Óculos e luvas de proteção
- Pano descartável

Limpeza

1. Utilize um pano molhado com água para remover os resíduos visíveis do elevador e respetivos acessórios de cima a baixo.
2. Utilize um pano humedecido com uma mistura de água quente e líquido de limpeza.
3. Esfregue o equipamento de cima para baixo para remover qualquer acumulação de resíduos.
4. Utilize um pano húmido limpo com água limpa para limpar todas as manchas do líquido de limpeza.
5. Em seguida, limpe com um pano seco.

As áreas indicadas abaixo são as que mais provavelmente têm sujidade e micróbios. Preste atenção a:

- Rebordo do comando manual
- Parte de trás e manípulo do comando manual
- União entre a barra de suporte e a extensão
- Moldura e cobertura da barra de suporte
- Cordão de emergência
- Extensão

Desinfecção

6. Limpe o Maxi Sky 2 e os acessórios com uma solução que contenha um dos desinfetantes compatíveis.
7. Os métodos de desinfecção devem cumprir as orientações locais ou nacionais, consoante o estabelecimento de cuidados de saúde ou o país de utilização. Se não tiver a certeza, consulte um especialista em controlo de infeções local.

