

Maxi Sky 2



VARNING



Använd alltid skyddsglasögon och skyddshandskar för att undvika ögon- och hudskador. Vid kontakt, skölj med rikligt med vatten. Vid irriterade ögon eller irriterad hud, kontakta läkare. Läs alltid igenom bruksanvisningen och säkerhetsdatabladet för desinficeringsmedlet.

Tillåtna desinficeringsmedel	Ammoniakförening ≤ 0,21 % (2 100 ppm)	Isopropylalkohol ≤ 70 %	Fenolbaserade lösningar ≤ 1,56 % (15 600 ppm)	Blekmedel ≤ 1 % (10 000 ppm)	Perättiksyra ≤ 0,25 % (2 500 ppm)	Väteperoxid ≤ 1,5 %
Taklyftmodellerna Basic och Maxi Sky 2 (rem i vävd nylon)	X	X	X			
Modellen Maxi Sky 2 Infection Control (ickeporös rem)	X	X	X	X	X	X
Andra tillbehör* och **	X	X	X	X	X	X
Medium tvåkroks lyftbygel (700-05461-BOX) och fyrekroks lyftbygel (700-05443)	X	X	X			
Bårram (700-19522) och bårhusbårar (700.05380, 700.05385, 700-05382 och 700-05387)	X	X	X			
Manuell öppen DPS (700-19340-BOX)	X	X	X	X		
Medium tvåkroks lyftbygel (700-19415)	X	X	X	X***	X***	X***
Small/liten tvåkroks lyftbygel (700-19420) och Medium tvåkroks IC-lyftbygel (700-19470)	X	X	X	X	X	X
Fyrekroks lyftbygel (700-19430) och bårram (700-15695)	X	X	X	X	X	X
Manuell plan DPS (700-19475 & 700-19200)	X	X	X	X	X	X
Manuell öppen DPS (700-19480)	X	X	X	X	X	X
Medium Powered DPS (700-19350) och Large/stor Powered DPS (700-19355)	X	X	X	X	X	X

* WCS-anslutningens metalldel kan rosta till följd av upprepad exponering för blekmedel och väteperoxid.

** Kablarna för handkontrollen, WCS och Powered DPS kan bli något kladdiga efter upprepad kontakt med blekmedel eller väteperoxid.

*** Skyddet för just denna modell kan vara vinylstoppning eller plast. Använd inte följande desinficeringsmedel om skyddet är vinylstoppning.

Rengör och desinficera före ny patient.

Tillbehör som behövs:

- Skyddshandskar och skyddsglasögon
- Engångsduk

Rengör

1. Använd en vattendränkt trasa för att ta bort synliga avlagringar från taklyften och dess tillbehör, uppifrån och ned.
2. Använd en trasa fuktad med varmvatten blandat med rengöringsmedel.
3. Rengör utrustningen noga uppifrån och ned för att avlägsna alla synliga avlagringar.
4. Använd en ren och fuktig trasa till att torka av alla rester av rengöringsvätska.
5. Torka sedan med en torr trasa.

Var särskilt uppmärksam på följande områden eftersom det är mest sannolikt att smuts och mikrober har ansamlats där:

- Handkontrollens kant
- Handkontrollens baksida och handtag
- Fogen mellan lyftbygel och rem
- Lyftbygelns ram och hölje
- Nödlina
- Rem

Desinficering

6. Torka av Maxi Sky 2 och dess tillbehör med en lösning som innehåller ett kompatibelt desinficeringsmedel.
7. Desinficeringsmetoderna bör anpassas så att de överensstämmer med lokala eller nationella riktlinjer, som gäller vid sjukvårdsinrättningen eller i det land där utrustningen används. Om du är osäker, rådfråga den lokala infektionskontrollspecialisten.

