

# Maxi Sky 2 PLUS



## VAROVÁNÍ



Aby nedošlo k poškození zraku a kůže, vždy používejte ochranné brýle a rukavice. V případě zasažení oplachujte hojně vodou. Pokud dojde k podráždění kůže, navštivte lékaře.

Vždy si přečtěte návod k použití a materiálový bezpečnostní list k dezinfekčnímu prostředku.

Povolené dezinfekční prostředky	Kvaternární amonium ≤ 0,21% (2 100 ppm)	Isopropyl-alkohol ≤ 70%	Fenol ≤ 1,56% (15 600 ppm)	Bělidlo ≤ 1% (10 000 ppm)	Kyselina peroctová ≤ 0,25% (2 500 ppm)	Peroxid vodíku ≤ 1,5%
Model Standard (tkaný nylonový popruh a závěsné rameno s polstrováním)	X	X	X			
Model pro kontrolu infekcí Infection Control (popruh s povrchovou úpravou a závěsné rameno bez polstrování) *	X	X	X	X	X	X
Další příslušenství **	X	X	X	X	X	X

\* Některé části závěsného ramena mohou po opakovaném kontaktu s bělidlem, kyselinou peroctovou nebo peroxidem vodíku začít blednout.

\* Připojovací kabel ručního ovladače se po opakovaném kontaktu s bělidlem nebo peroxidem vodíku může stát mírně lepkavým.

Vyčistěte a vydezinfikujte před použitím u nového pacienta/klienta.

Potřebné pomůcky:

- Ochranné brýle a rukavice
- Jednorázová utěrka

## Čištění

1. Hadříkem namočeným ve vodě odstraňte nadměrné usazeniny na zvedáku a jeho příslušenství odshora dolů.
2. Používejte vlhký hadřík namočený v teplé vodě s tekutým čisticím prostředkem.
3. Zařízení otírejte shora dolů a odstraňte všechny usazeniny.
4. Všechny skvrny od čisticího prostředku otřete čistým vlhkým hadříkem namočeným v čisté vodě.
5. Poté otřete dočista suchým hadříkem.

Věnujte pozornost níže uvedeným místům, kde je největší pravděpodobnost usazování nečistot a mikrobů:

- Hrana ručního ovladače
- Zadní část a držadlo ručního ovladače
- Spoj mezi závěsným ramenem a popruhem
- Rám a povrch závěsného ramena
- Bezpečnostní šňůra
- Popruh

## Dezinfekce

6. Otřete zvedák Maxi Sky 2 a jeho příslušenství roztokem obsahujícím některý z kompatibilních dezinfekčních prostředků.
7. V závislosti na zdravotnickém zařízení nebo zemi použití by metoda dezinfekce měla být zvolena ve shodě s místními nebo národními postupy. Pokud si nejste jisti, poraďte se s místním specialistou kontroly infekcí.

