

PLAN KONSERWACJI ZAPOBIEGAWCZEJ

# Maxi Move



Polityka zmian konstrukcyjnych i prawa autorskie  
® i ™ to znaki towarowe należące do firm grupy Arjo.  
© Arjo 2023.

Prowadzimy politykę ciągłego doskonalenia, więc zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych bez uprzedzenia.  
Zabrania się kopiowania w całości lub w części treści niniejszej publikacji bez zgody firmy Arjo.

# Plan konserwacji zapobiegawczej

---

Plan konserwacji zapobiegawczej powinien znajdować się u operatorów urządzeń oraz pracowników obsługi w dostępnym miejscu.

Niniejszy plan konserwacji zapobiegawczej zawiera opis podstawowych czynności, gwarantujących bezpieczeństwo stosowania produktu. Firma Arjo oferuje wiele złożonych programów pomocy technicznej, które umożliwiają maksymalne wydłużenie bezpieczeństwa, niezawodności i wartości tego produktu. Aby uzyskać dodatkowe informacje oraz cennik usług, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy Arjo.

W trakcie eksploatacji urządzenia ulegają zużyciu, aby zachować ich zgodność z oryginalną specyfikacją konieczne jest przestrzeganie przedstawionych poniżej instrukcji konserwacji.

Proszę odnieść się do Instrukcji obsługi 001.25060.XX (XX = dwie litery kodu językowego) i do Listy Części 001.25.070.EN, które są dostępne u przedstawiciela firmy Arjo.

Nieautoryzowane modyfikacje jakichkolwiek urządzeń firmy Arjo mogą niekorzystnie wpływać na ich bezpieczeństwo. Firma Arjo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek wypadki, błędy czy nieprawidłowe działanie, wynikające z nieautoryzowanej modyfikacji jej produktów.

Firma Arjo stanowczo zaleca i ostrzega, że jedynie określone przez Arjo części mogą być używane z dostarczonymi przez firmę Arjo urządzeniami i innym sprzętem, co pozwoli zapobiec obrażeniom ciała na skutek zastosowania nieodpowiednich części.

## Definicje stosowane w tej instrukcji:

### **UWAGA:**

Oznacza: Postępowanie niezgodne z niniejszą instrukcją może spowodować urazy ciała opiekunów lub innych osób.

### **OSTRZEŻENIE:**

Oznacza: Postępowanie niezgodne z niniejszą instrukcją może spowodować uszkodzenie produktu (produktów).

### **WSKAZÓWKA:**

Oznacza: Jest to ważna informacja niezbędna do prawidłowego korzystania z tego urządzenia.

# Plan konserwacji zapobiegawczej

Działanie	Ramy DPS								Ramy pętlowe								
	Ręczna				Zasilane elektrycznie				2-4-punktowe				Leże				
	Przed każdym użyciem	Co tydzień	Co 12 miesięcy	Co 2 lata	Przed każdym użyciem	Co tydzień	Co 12 miesięcy	Co 2 lata	Przed każdym użyciem	Co tydzień	Co 12 miesięcy	Co 2 lata	Przed każdym użyciem	Co tydzień	Co 12 miesięcy	Co 2 lata	
Sprawdzić wzrokowo, czy punkty mocowania nosideł nie są uszkodzone. W razie potrzeby należy je wymienić na nowe.		X				X					X				X		
Sprawdzić, czy wszystkie etykiety z instrukcjami są przytwierdzone i czytelne. W razie potrzeby wymienić. Rozmieszczenie etykiet zostało przedstawione w Instrukcji obsługi.		X				X					X				X		
Sprawdzić stan tarcz ciernych, tulei i punktów obrotowych. W razie stwierdzenia zużycia i/lub uszkodzeń, wymienić na nowe. <b>Patrz Rys. 5.</b>			S				S										
Po sprawdzeniu/wymianie tarcz ciernych i tulei zresetować zespół cierny i sprawdzić, czy uchwyt wytrzyma obciążenie 5,4 kg (12 lb).			S				S										
Wizualnie sprawdzić części zewnętrzne, aby upewnić się, czy podczas użytkowania nie powstały żadne uszkodzenia. W razie potrzeby należy wymienić uszkodzone elementy.			S				S										
Sprawdzić, czy urządzenie pracuje płynnie w pełnym zakresie.							S										
Dokładnie sprawdzić wszystkie zewnętrzne części, zwłaszcza w miejscach mających bezpośredni kontakt z ciałem pacjenta. Sprawdzić, czy nie powstały żadne pęknięcia lub ostre krawędzie, które mogłyby spowodować obrażenia, lub które byłyby niehigieniczne. W razie potrzeby wymienić.		X	S			X	S				X	S		X	S		

LEGENDA: X = Czynność wykonywana przez użytkownika S = Czynność wykonywana przez wykwalifikowanego technika serwisu

# Plan konserwacji zapobiegawczej

Działanie	Ramy DPS								Ramy pętlowe							
	Ręczna				Zasilane elektrycznie				2-4-punktowe				Leże			
	Przed każdym użyciem	Co tydzień	Co 12 miesięcy	Co 2 lata	Przed każdym użyciem	Co tydzień	Co 12 miesięcy	Co 2 lata	Przed każdym użyciem	Co tydzień	Co 12 miesięcy	Co 2 lata	Przed każdym użyciem	Co tydzień	Co 12 miesięcy	Co 2 lata
Sprawdzić sprężynę płytkową i zacisk blokujący przy punkcie mocowania. W razie uszkodzenia wymienić.		X		S		X		S		X		S		X		S
Wizualnie sprawdzić, czy rama jest prawidłowo zainstalowana na wysięgniku, tzn., czy plastikowy zatrzask zamocowany jest na wyłobieniu w części "T" wysięgnika.	X				X				X				X			
Sprawdzić wzrokowo, czy sprężyna płytkowa została poprawnie zamocowana w zacisku blokującym. Patrz Rys. 6.		X				X				X				X		

Działanie	Maxi Move				Akcesoria								
					Nosidła				Ładowarka akumulatora				
	Przed każdym użyciem	Co tydzień	Co 12 miesięcy	Co 2 lata	Przed każdym użyciem	Co tydzień	Co 12 miesięcy	Co 2 lata	Przed każdym użyciem	Co tydzień	Co 12 miesięcy	Co 2 lata	
Sprawdzić nosidła, pasy i zaciski pod kątem wystrzępienia/uszkodzeń. W razie potrzeby wymienić.					X		S						

LEGENDA: X = Czynność wykonywana przez użytkownika S = Czynność wykonywana przez wykwalifikowanego technika serwisu

# Plan konserwacji zapobiegawczej

Działanie	Maxi Move				Akcesoria								
					Nosidła				Ładowarka akumulatora				
	Przed każdym użyciem	Co tydzień	Co 12 miesięcy	Co 2 lata	Przed każdym użyciem	Co tydzień	Co 12 miesięcy	Co 2 lata	Przed każdym użyciem	Co tydzień	Co 12 miesięcy	Co 2 lata	
Sprawdzić wzrokowo ładowarkę akumulatora pod kątem luźnych połączeń, przeciętych przewodów, uszkodzonej obudowy, itd. W razie stwierdzenia uszkodzeń, nie używać.										X		S	
Sprawdzić, czy akumulator jest dostatecznie naładowany. Informacje na temat ładowania akumulatora znajdują się w Instrukcji obsługi.	X		S										
Akumulator należy ładować co najmniej 15 godzin co 7 dni. Informacje na temat ładowania akumulatora znajdują się w Instrukcji obsługi.		X	S							X			
Sprawdzić, czy podnośnik pracuje prawidłowo w pełnym zakresie, przy sterowaniu za pomocą panelu sterowania oraz pilota zarówno w trybie normalnym jak i płynnym.		X											
Po maksymalnym opuszczeniu wysięgnika należy sprawdzić wzrokowo, czy widoczne części pasków podnoszących po obu stronach masztu nie są poprzecinane lub postrzępione. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń, należy natychmiast wycofać podnośnik z użycia, a pasy nośne wymienić na nowe.		X											
Rozłożyć i złożyć nogi podstawy sprawdzając, czy poruszają się płynnie w pełnym zakresie.		X											
Sprawdzić wizualnie stan sterownika ręcznego i przewodu. W razie stwierdzenia uszkodzenia należy natychmiast wycofać urządzenie z użytku i zastąpić nowym kablem i pilotem.		X											
Sprawdzić wzrokowo, czy wszystkie zewnętrzne mocowania są zabezpieczone, a wszystkie śrubki i nakrętki dokręcone.		X											
Upewnić się, że kółka obracają się bez oporów oraz że dwa tylne hamulce działają. W razie potrzeby wymienić.		X											

LEGENDA: X = Czynność wykonywana przez użytkownika S = Czynność wykonywana przez wykwalifikowanego technika serwisu

# Plan konserwacji zapobiegawczej

Działanie	Maxi Move				Akcesoria							
					Nosidła				Ładowarka akumulatora			
	Przed każdym użyciem	Co tydzień	Co 12 miesięcy	Co 2 lata	Przed każdym użyciem	Co tydzień	Co 12 miesięcy	Co 2 lata	Przed każdym użyciem	Co tydzień	Co 12 miesięcy	Co 2 lata
Upewnić się, że sworznie montażowe kółek są dobrze umocowane do podstawy oraz nóżki podstawy i bieżnik kółek nie są zniszczone. W razie potrzeby wymienić.		X										
Sprawdź, czy wszystkie etykiety z instrukcjami są przytwierdzone i czytelne. W razie potrzeby wymienić. Rozmieszczenie etykiet zostało przedstawione w Instrukcji obsługi.		X										
Dokładnie sprawdzić wszystkie zewnętrzne części, zwłaszcza w miejscach mających bezpośredni kontakt z ciałem pacjenta. Sprawdzić, czy nie powstały żadne pęknięcia lub ostre krawędzie, które mogłyby spowodować obrażenia, lub które byłyby niehigieniczne. W razie potrzeby wymienić.		X										
Sprawdzić funkcję "Automatycznego wyłącznika bezpieczeństwa". <b>Patrz wskazówka 1.</b>			S									
Sprawdzić funkcję natychmiastowego zatrzymania. <b>Patrz wskazówka 2.</b>			S									
Sprawdzić mechanicznie funkcję awaryjnego opuszczania systemu. <b>Patrz wskazówka 3.</b>			S									
Jeżeli zainstalowana jest waga, sprawdzić jej dokładność i jeżeli jest to konieczne dokonać ponownej kalibracji. <b>Patrz wskazówka 4.</b>			S									
Sprawdzić wzrokowo dwa paski podnoszące na całej długości. Wymienić nosidła jeżeli stwierdzone zostanie ich zużycie lub uszkodzenie.			S									
Sprawdzić ustawienie momentu obrotowego. Ustalić typ nóżek (patrz Rys. 8) i sprawdzić ustawienie momentu obrotowego dla danego modelu i materiału, z którego wykonano nóżki. <b>Patrz wskazówka 5.</b>			S									

LEGENDA: X = Czynność wykonywana przez użytkownika S = Czynność wykonywana przez wykwalifikowanego technika serwisu

# Plan konserwacji zapobiegawczej

Działanie	Maxi Move				Akcesoria							
					Nosidła				Ładowarka akumulatora			
	Przed każdym użyciem	Co tydzień	Co 12 miesięcy	Co 2 lata	Przed każdym użyciem	Co tydzień	Co 12 miesięcy	Co 2 lata	Przed każdym użyciem	Co tydzień	Co 12 miesięcy	Co 2 lata
Sprawdzić siłę 2,5 kg (4 lbf) wymaganą do obrotu osi obrotowej wysięgnika. W razie potrzeby wyregulować śrubę. <b>Patrz Rys. 9</b> , aby uzyskać informację o lokalizacji.			<b>S</b>									
Sprawdzić odległość między kołnierzem części "T" i wysięgnikiem. Jeśli odległość ta jest większa niż 2 mm, wymienić tuleje wysięgnika (minimalna odległość 1 mm). <b>Patrz Rys. 9</b> , aby uzyskać informację o tej odległości.			<b>S</b>									
Sprawdzić szerokość nóżek ( <b>patrz Rys. 10</b> ). Najpierw zdjąć osłony nóżek. Złożyć nóżki i zmierzyć odległość od środka do środka przednich kółek. Wyregulować wyłącznie w przypadku, gdy wymiar A jest mniejszy niż 650mm (25 1/2") dla modelu o standardowej wysokości nóżek (KMCS**) i modelu z niskimi nóżkami (KMCL**) lub krótsze niż 695mm (27 3/8") dla modelu z bardzo niskimi nóżkami (KMCE**).			<b>S</b>									
Zaleca się wymianę obydwu pasów nośnych co 2 lata. Jeśli pasy wyglądają na uszkodzone lub zużyte wcześniej, należy je wymienić niezwłocznie. Nasmarować obydwa wałki paska.				<b>S</b>								
Sprawdzić i nasmarować górny i dolny suwak masztu. W razie zużycia lub uszkodzenia wymienić. W razie potrzeby wyregulować, aby zniwelować szczelinę w kolumnie.				<b>S</b>								
Sprawdzić i w razie potrzeby wymienić 4 krawki wysięgnika oraz 2 bloczki prowadzące, jeżeli wykazują one ślady zużycia lub uszkodzenia.				<b>S</b>								
Sprawdzić część combi "T" i zamocowanie styków. W razie potrzeby wyczyścić lub wymienić. Sprawdzić, czy tuleja ramy "T" nie jest nadmiernie zużyta.				<b>S</b>								
Sprawdzić licznik użytkowania i w razie potrzeby zresetować. <b>Patrz wskazówka 6.</b>			<b>S</b>									

LEGENDA: X = Czynność wykonywana przez użytkownika S = Czynność wykonywana przez wykwalifikowanego technika serwisu



# Wskazówki

## Wskazówka 1

Podnieść wysięgnik wysoko ponad najniższe położenie i opuszczać go za pomocą przycisku pilota. Jednocześnie przytrzymać drugą ręką wysięgnik w górnym położeniu przez około pięć sekund. Po chwyceniu wysięgnika, silnik zatrzyma się. Zwolnić przycisk na pilocie. Wysięgnik powinien pozostać w pierwotnej pozycji. Powtórzyć test, używając przycisku do opuszczania na panelu sterowania.

## Wskazówka 2

Unieść lub opuścić wysięgnik za pomocą pilota. Jednocześnie nacisnąć przycisk stop. Ruch mechaniczny powinien natychmiast zostać przerwany. Zresetować, naciskając zielony przycisk zasilania. Powtórzyć test, tym razem rozkładając lub składając nogi podstawy.

## Wskazówka 3

1. Podnieść czerwoną dźwignię bezpieczeństwa (patrz Rys. 7).
2. Wyjąć bolec blokujący.
3. Obrócić uchwyt w prawo. Wysięgnik powinien opuszczać się bez oporów.
4. Założyć bolec blokujący. Opuścić dźwignię.

## Wskazówka 4

W krajach UE (gdzie dopuszczono), jeżeli jest zainstalowana waga klasy III musi być ona sprawdzana przez zatwierdzoną organizację a wpis odnotowany w dzienniku.

## Wskazówka 5

- (a) Podstawa do łącznika masztu (x 1):  
48-52 N•m (36-39 lbf•ft) Patrz Rys. 8, element D x 1.
- (b) Śruby obrotowe nogi podstawy (x2):  
20-25 N•m (15-18 lbf•ft). Patrz Rys. 8, element B x 2.
- (c) Kółka do nóżek podstawy (Aluminium - x 2):  
15-20 N•m (11-15 lbf•ft). Patrz Rys. 8, element A x 2.
- (d) Kółka do nóżek podstawy (Stal - x 2):  
35-40 N•m (26-30 lbf•ft) Patrz Rys. 8, element C x 2.
- (e) Kółka do nóżek podstawy (Bardzo niskie (x 2):  
6-8 N•m (4.5-6 lbf•ft) Patrz Rys. 8, element E x 2.


**WSKAZÓWKA: Pełna lista części i kompletów zamiennych znajduje się na liście części zamiennych Maxi Move 001.25070.EN. Podręcznik ten dostępny jest u lokalnego przedstawiciela firmy Arjo.**

## Wskazówka 6

**UWAGA: Nigdy nie resetować licznika użytkownika bez sprawdzenia, czy wszystkie czynności konserwacyjne zostały wykonane zgodnie z zaleceniami niniejszego podręcznika. Niestosowanie się do zaleceń może spowodować przecięciem możliwych usterek.**


Aby uzyskać dostęp do okna licznika użytkownika:

1. Wyłączyć urządzenie wciśnięciem czerwonego przycisku stop (patrz Rys. 1).




Rys. 1

2. Wcisnąć jednocześnie obydwa przyciski pod wyświetlaczem oraz przycisk „pozycji siedzącej” DPS (patrz Rys. 2). Przy wciśniętych przyciskach włączyć urządzenie przyciskiem włączania zasilania i przytrzymać wciśnięte przyciski przez trzy sekundy lub do usłyszenia trzech sygnałów dźwiękowych.



Rys. 2

3. Na ekranie licznika użytkownika wyświetlają się dwie kolumny cyfr (patrz Rys. 3). Wyświetlone cyfry oznaczają całkowity czas (w dziesiątych częściach godziny) ruchu masztu zasilanego elektrycznie.



Rys. 3


4. Aby wyzerować licznik, wcisnąć przycisk resetowania na pięć sekund. Seria sygnałów dźwiękowych potwierdza zresetowanie licznika użytkownika.
5. Ponownie wyłączyć urządzenie przyciskiem stop. Po ponownym włączeniu urządzenia na wyświetlaczu licznika użytkownika pojawia się wartość zero (patrz Rys. 4).

# Wskazówki




Rys. 4

## Typowy punkt obrotowy




Rys. 5

## Typowe mocowanie do podnoszenia, złożone ze sprężyny płytkowej i zacisku blokującego (system Combi)




Rys. 6

## Opuszczanie mechaniczne




Rys. 7

## Ustawianie momentu obrotowego



Rys. 8

## Oś obrotowa wysięgnika




Rys. 9

# Wskazówki

---

Szerokość nóżki w pozycji zamkniętej



Rys. 10

Celowo puste

Celowo puste

Celowo puste

AUSTRALIA  
Arjo Australia  
Building B, Level 3  
11 Talavera Road  
Macquarie Park, NSW, 2113, Australia  
Phone: 1800 072 040

BELGIQUE / BELGIË  
Arjo Belgium  
Evenbroekveld 16  
9420 Erpe-Mere  
Phone: +32 (0) 53 60 73 80  
Fax: +32 (0) 53 60 73 81  
E-mail: info.belgium@arjo.com

BRASIL  
Arjo Brasil Equipamentos Médicos Ltda  
Rua Marina Ciufuli Zanfelice, 329 PB02 Galpão  
- Lapa  
São Paulo – SP – Brasil  
CEP: 05040-000  
Phone: 55-11-3588-5088  
E-mail: vendas.latam@arjo.com  
E-mail: servicios.latam@arjo.com

CANADA  
Arjo Canada Inc.  
90 Matheson Boulevard West  
Suite 350  
CA-MISSISSAUGA, ON, L5R 3R3  
Tel/Tél: +1 (905) 238-7880  
Free: +1 (800) 665-4831  
Fax: +1 (905) 238-7881  
E-mail: info.canada@arjo.com

ČESKÁ REPUBLIKA  
Arjo Czech Republic s.r.o.  
Na Strži 1702/65  
140 00 Praha  
Czech Republic  
Phone No: +420225092307  
E-mail: info.cz@arjo.com

DANMARK  
Arjo A/S  
Vassingerødvej 52  
DK-3540 LYNGBE  
Tel: +45 49 13 84 86  
Fax: +45 49 13 84 87  
E-mail: dk\_kundeservice@arjo.com

DEUTSCHLAND  
Arjo GmbH  
Peter-Sander-Strasse 10  
DE-55252 MAINZ-KASTEL  
Tel: +49 (0) 6134 186 0  
Fax: +49 (0) 6134 186 160  
E-mail: info-de@arjo.com

ESPAÑA  
ARJO IBERIA S.L.  
Poligono Can Salvatella  
c/ Cabanyes 1-7  
08210 Barberà del Valles  
Barcelona - Spain  
Telefono 1: +34 900 921 850  
Telefono 2: +34 931 315 999

FRANCE  
Arjo SAS  
2 Avenue Alcide de Gasperi  
CS 70133  
FR-59436 RONCQ CEDEX  
Tél: +33 (0) 3 20 28 13 13  
Fax: +33 (0) 3 20 28 13 14  
E-mail: info.france@arjo.com

HONG KONG  
Arjo Hong Kong Limited  
Room 411-414, 4/F,  
Manhattan Centre,  
8 Kwai Cheong Road,  
Kwai Chung, N.T.,  
HONG KONG  
Tel: +852 2960 7600  
Fax: +852 2960 1711

ITALIA  
Arjo Italia S.p.A.  
Via Giacomo Peroni 400-402  
IT-00131 ROMA  
Tel: +39 (0) 6 87426211  
Fax: +39 (0) 6 87426222  
E-mail: Italy.promo@arjo.com

MIDDLE EAST  
Arjo Middle East FZ-LLC  
Office 908, 9th Floor,  
HQ Building, North Tower,  
Dubai Science Park,  
Al Barsha South  
P.O. Box 11488, Dubai,  
United Arab Emirates  
Direct +971 487 48053  
Fax +971 487 48072  
Email: Info.ME@arjo.com

NEDERLAND  
Arjo Nederland BV  
Biezenwei 21  
4004 MB TIEL  
Postbus 6116  
4000 HC TIEL  
Tel: +31 (0) 344 64 08 00  
Fax: +31 (0) 344 64 08 85  
E-mail: info.nl@arjo.com

NEW ZEALAND  
Arjo Ltd  
34 Vestey Drive  
Mount Wellington  
NZ-AUCKLAND 1060  
Tel: +64 (0) 9 573 5344  
Free Call: 0800 000 151  
Fax: +64 (0) 9 573 5384  
E-mail: nz.info@Arjo.com

NORGE  
Arjo Norway AS  
Olaf Helsets vei 5  
N-0694 OSLO  
Tel: +47 22 08 00 50  
Faks: +47 22 08 00 51  
E-mail: no.kundeservice@arjo.com

ÖSTERREICH  
Arjo Austria GmbH  
Lemböckgasse 49 / Stiege A / 4.OG  
A-1230 Wien  
Tel: +43 1 8 66 56  
Fax: +43 1 866 56 7000

POLSKA  
Arjo Polska Sp. z o.o.  
ul. Ks Piotra Wawrzyniaka 2  
PL-62-052 KOMORNIKI (Poznań)  
Tel: +48 691 119 999  
E-mail: arjo@arjo.com

PORTUGAL  
Arjo em Portugal  
MAQUET Portugal, Lda.  
(Distribuidor Exclusivo)  
Rua Poeta Bocage n.º 2 - 2G  
PT-1600-233 Lisboa  
Tel: +351 214 189 815  
Fax: +351 214 177 413  
E-mail: Portugal@arjo.com

SUISSE / SCHWEIZ  
Arjo Switzerland AG  
Fabrikstrasse 8  
Postfach  
CH-4614 HÄGENDORF  
Tél/Tel: +41 (0) 61 337 97 77  
Fax: +41 (0) 61 311 97 42

SUOMI  
Arjo Scandinavia AB  
Riihitontuntie 7 C  
02200 Espoo  
Finland  
Puh: +358 9 6824 1260  
E-mail:  
Asiakaspalvelu.finland@arjo.com

SVERIGE  
Arjo International HQ  
Hans Michelsensgatan 10  
SE-211 20 MALMÖ  
Tel: +46 (0) 10 494 7760  
Fax: +46 (0) 10 494 7761  
E-mail: kundservice@arjo.com

UNITED KINGDOM  
Arjo UK and Ireland  
Houghton Hall Park  
Houghton Regis  
UK-DUNSTABLE LU5 5XF  
Tel: +44 (0) 1582 745 700  
Fax: +44 (0) 1582 745 745  
E-mail: sales.admin@arjo.com

USA  
Arjo Inc.  
2349 W Lake Street Suite 250  
US-Addison, IL 60101  
Tel: +1 (630) 307-2756  
Free: +1 (800) 323-1245  
Fax: +1 (630) 307-6195  
E-mail: us.info@arjo.com

JAPAN  
Arjo Japan K.K.  
東京都港区虎ノ門三丁目7番8号  
ランディック第2虎ノ門ビル9階  
Tel: +81 (0)3-6435-6401  
Fax: +81 (0)3-6435-6402  
E-mail: info.japan@arjo.com

At Arjo, we believe that empowering movement within healthcare environments is essential to quality care. Our products and solutions are designed to promote a safe and dignified experience through patient handling, medical beds, personal hygiene, disinfection, diagnostics, and the prevention of pressure injuries and venous thromboembolism. With over 6500 people worldwide and 65 years caring for patients and healthcare professionals, we are committed to driving healthier outcomes for people facing mobility challenges.



ArjoHuntleigh AB  
Hans Michelsensgatan 10  
211 20 Malmö, Sweden  
[www.arjo.com](http://www.arjo.com)

**arjo**



001.25065.PL