

SCHEMA FÖR FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL

Maxi Move



Designpolicy och upphovsrätt

® och ™ är varumärken som tillhör Arjo-koncernen.

© Arjo 2023.

Vår policy är att ha en kontinuerlig produktutveckling och vi förbehåller oss därför rätten att ändra konstruktioner och specifikationer utan att meddela detta i förväg.

Innehållet i detta dokument får inte kopieras vare sig helt eller delvis utan tillstånd från Arjo.

Schema för förebyggande underhåll

Alla som använder utrustningen samt service- och underhållspersonalen bör ha detta schema för förebyggande underhåll tillgängligt.

I schemat för förebyggande underhåll beskrivs grunderna för en säker användning av produkten. Arjo erbjuder heltäckande service- och supportprogram som maximerar produktens långsiktiga säkerhet, tillförlitlighet och värde. Kontakta Arjo om du vill ha mer information om tjänsterna eller veta vad de kostar. Utrustningen utsätts för slitage. Följande underhåll måste utföras vid de angivna intervallen för att säkerställa att utrustningen behåller sina ursprungliga fabriksspecifikationer.

Läs bruksanvisningen 001.25060.XX (XX = två bokstäver som anger språket) och reservdelslistan 001.25070.EN som finns tillgängliga från din Arjo-återförsäljare.

Otillåtna modifieringar av utrustning från Arjo kan påverka utrustningens säkerhet. Arjo ska inte hållas ansvarigt för några olyckor, tillbud eller prestandaförluster som uppstår till följd av otillåtna modifieringar av företagets produkter.

Arjo uppmanar alla kunder att endast använda Arjos originaldelar som är särskilt avsedda att användas med utrustning från Arjo för att undvika personskador som kan orsakas av undermåliga delar.

Definitioner som används i bruksanvisningen:

VARNING:

Innebär: Om dessa anvisningar inte följs finns risk för personskador på dig själv eller andra.

AKTA:

Innebär: Om dessa anvisningar inte följs finns risk för skador på produkten (produkterna).

OBS!

Innebär: Detta är viktig information om korrekt användning av utrustningen.

Schema för förebyggande underhåll

Åtgärd	DPS-lyftbyglar								Öglelyftbyglar							
	Manuellt				Motordriven				2-4-punkts				Bår			
	Före varje användning	Varje vecka	Årligen	Vartannat år	Före varje användning	Varje vecka	Årligen	Vartannat år	Före varje användning	Varje vecka	Årligen	Vartannat år	Före varje användning	Varje vecka	Årligen	Vartannat år
Kontrollera alla selens fästpunkter för att se till att de inte är skadade. Byt till en ny enhet om några skador upptäcks.		X				X				X				X		
Kontrollera att alla anvisningsskyltar är ordentligt festsatta och läsliga. Ersätt vid behov. För skyltarnas placering, se bruksanvisningen.		X				X				X				X		
Kontrollera tillståndet hos vridpunkternas friktionsskivor och bussningar. Om de är slitna och/eller skadade måste delarna ersättas. Se Fig. 5.			S													
Efter att du har kontrollerat/bytt ut friktionsskivorna och bussningarna måste du ställa in friktionsenheten och verifiera att handtaget klarar lasten 5,4 kg (12 lb) vid handtaget.			S													
Kontrollera alla utvändiga delar visuellt och se noga till att inga skador har uppkommit under användningen. Byt eventuellt ut delar vid behov.			S													
Kontrollera att apparaten fungerar smidigt i hela rörelseområdet.						S										
Undersök alla utsatta delar, i synnerhet de som kommer i nära kontakt med patientens kropp. Kontrollera att inga sprickor eller vassa kanter bildats, eftersom sådana kan orsaka skador eller bli ohygieniska. Byt dem om så behövs.		X	S			X	S			X	S			X	S	

FÖRKLARING: X = Åtgärd krävs av kunden

S = Åtgärd krävs av en kvalificerad servicetekniker

Schema för förebyggande underhåll

Åtgärd	DPS-lyftbyglar								Ögleyftbyglar							
	Manuellt				Motordriven				2-4-punkts				Bår			
	Före varje användning	Varje vecka	Årligen	Vartannat år	Före varje användning	Varje vecka	Årligen	Vartannat år	Före varje användning	Varje vecka	Årligen	Vartannat år	Före varje användning	Varje vecka	Årligen	Vartannat år
Inspektera skicket på bladfjäders och låsklämman vid fästpunkten. Byt ut om dessa är skadade.		X		S		X		S		X		S		X		S
Kontrollera att lyftbygeln är korrekt monterad på lyftarmen före användning. Det finns en plastklämma som ska låsa fast i spåret på lyftarmens T-stycke.	X				X				X				X			
Kontrollera att bladfjäders i låsklämman är rätt monterad. Se Fig. 6.		X				X				X				X		

Åtgärd	Maxi Move				Tillbehör							
					Selar				Batteriladdare			
	Före varje användning	Varje vecka	Årligen	Vartannat år	Före varje användning	Varje vecka	Årligen	Vartannat år	Före varje användning	Varje vecka	Årligen	Vartannat år
Kontrollera att selar, remmar och spännen inte är skadade eller fransiga. Byt dem vid behov.					X		S					
Kontrollera att batteriladdaren inte har några lösa kontakter, avbrutna ledare, skador på höljet m.m. Använd inte laddaren om den har några skador.									X		S	
Kontrollera att batteriet är tillräckligt laddat. Se bruksanvisningen för hur man laddar batteriet.	X		S									

FÖRKLARING: X = Åtgärd krävs av kunden

S = Åtgärd krävs av en kvalificerad servicetekniker

Schema för förebyggande underhåll

Åtgärd	Maxi Move				Tillbehör							
					Selar				Batteriladdare			
	Före varje användning	Varje vecka	Årligen	Vartannat år	Före varje användning	Varje vecka	Årligen	Vartannat år	Före varje användning	Varje vecka	Årligen	Vartannat år
Ladda batteriet i minst 15 timmar en gång var sjunde dag. Se bruksanvisningen för hur man laddar batteriet.		X	S							X		
Kör lyften genom hela rörelseområdet, både från manöverpanelen och från handkontrollen, på ett normalt och jämnt sätt.		X										
Sänk ned lyftarmen helt och kontrollera att de synliga lyftfremmarerna på lyftpelarens båda sidor inte har några revor eller fransar. Ta omedelbart lyften ur bruk om du upptäcker några skador. Byt till nya lyftfremmar.		X										
Öppna och stäng chassibenen och kontrollera att de rör sig obehindrat och smidigt genom hela rörelseområdet.		X										
Kontrollera tillståndet hos handkontrollen och dess sladd. Ta genast handkontrollen och kabeln ur bruk om de är skadade och ersätt med nya delar.		X										
Kontrollera att alla utvändiga anslutningar sitter stadigt fast och att alla skruvar och muttrar är åtdragna.		X										
Kontrollera att alla styrhjul kan vrida sig fritt och att de två bakhjulsbromsarna går att låsa. Ersätt vid behov.		X										
Kontrollera att alla monteringsstappar för styrhjulen sitter fast ordentligt i chassit och chassibenen, och att styrhjulets spår inte är skadade. Ersätt vid behov.		X										
Kontrollera att alla anvisningsskyltar är ordentligt fästsatta och läsbara. Ersätt vid behov. För skyltarnas placering, se bruksanvisningen.		X										
Undersök alla utsatta delar, i synnerhet de som kommer i nära kontakt med patientens kropp. Kontrollera att inga sprickor eller vassa kanter bildats, eftersom sådana kan orsaka skador eller bli ohygieniska. Byt dem om så behövs.		X										

FÖRKLARING: X = Åtgärd krävs av kunden

S = Åtgärd krävs av en kvalificerad servicetekniker

Schema för förebyggande underhåll

Åtgärd	Maxi Move				Tillbehör							
					Selar				Batteriladdare			
	Före varje användning	Varje vecka	Årligen	Vartannat år	Före varje användning	Varje vecka	Årligen	Vartannat år	Före varje användning	Varje vecka	Årligen	Vartannat år
Testa den automatiska stoppfunktionen. Se anteckn. 1.			S									
Prova tvärstoppsfunktionen. Se anteckn. 2.			S									
Testa funktionen för nedvevning vid systemfel mekaniskt. Se anteckn. 3.			S									
Om en våg är installerad ska du kontrollera att vikten stämmer och kalibrera om vid behov. Se anteckn. 4.			S									
Kontrollera de två lyftremmarna på deras hela längd. Ersätt remmarna om tecken på slitage eller skador upptäcks.			S									
Kontrollera åtdragningsmomentet. Identifiera typen av ben (se Fig. 8) och kontrollera åtdragningsmomentet som gäller för benens modell och material. Se anteckn. 5.			S									
Kontrollera kraften på 2,5 kg (4 lbf) som krävs för att rotera lyftarmens svängningsmoment. Justera skruven vid behov. Se Fig. 9 för placering.			S									
Kontrollera öppningen mellan flänsen på T-stycket och lyftarmen. Om den är större än 2 mm ska lyftarmens bussningar bytas (minsta tillåtna öppning är 1 mm). Se Fig. 9 för öppningens placering.			S									
Kontrollera benens bredd (se Fig. 10). Ta först bort benöverdragen. Mät från mitt till mitt vid ändarna nära framhjulen med benen stängda. Justera endast om "A" är kortare än 650 mm (25 1/2") för den standardhöga benmodellen (KMCS**) och den låga modellen (KMCL**) eller kortare än 695 mm (27 3/8") för den extra låga benmodellen (KMCE**).			S									

FÖRKLARING: X = Åtgärd krävs av kunden

S = Åtgärd krävs av en kvalificerad servicetekniker

Schema för förebyggande underhåll

Åtgärd	Maxi Move				Tillbehör							
					Selar				Batteriladdare			
	Före varje användning	Varje vecka	Årligen	Vartannat år	Före varje användning	Varje vecka	Årligen	Vartannat år	Före varje användning	Varje vecka	Årligen	Vartannat år
Om de två lyftremmarna används rekommenderas det att de byts ut vartannat år. Om remmarna ser skadade eller slitna ut innan dess ska de bytas ut omedelbart. Smörj de två övre remrullarna.				S								
Kontrollera och smörj de övre och nedre glidmekanismerna på lyftpelaren. Ersätt om dessa är slitna eller skadade. Justera vid behov för att minska öppningen i pelaren.				S								
Kontrollera och ersätt de fyra lyftarmsrullarna och de två ledstyckena om dessa är skadade eller slitna.				S								
Kontrollera Combi-T-stycket och anslutningskontakterna om sådana finns. Rengör och byt dem vid behov. Kontrollera T-styckets bussning med avseende på kraftigt slitage.				S								
Kontrollera räkneverket och återställ det vid behov. Se ant. 6.			S									

Anteckningar

Anteckning 1

Börja med lyftarmen lyft högt över sin lägsta position och använd handkontrollen för att sänka den. Håll samtidigt upp lyftarmen med din andra hand i ungefär fem sekunder. Motorn ska stanna medan lyftarmen hålls upp. Släpp knappen på handkontrollen. Lyftarmen ska stanna kvar i sitt ursprungliga läge. Upprepa detta test med hjälp av knapparna på manöverpanelen.

Anteckning 2

Använd handkontrollen för att lyfta eller sänka lyftarmen. Tryck samtidigt på stoppknappen. Den motordrivna rörelsen ska stanna omedelbart. Återställ genom att trycka på den gröna startknappen. Upprepa testet med öppning och stängning av chassibenen.

Anteckning 3

1. Dra upp den röda nödspaken (se Fig. 7).
2. Ta bort låsspiken.
3. Vrid handtaget medurs. Lyftarmen ska gå lätt att sänka.
4. Sätt tillbaka låsspiken. Sänk spaken.

Anteckning 4

När personvagnar av klass III används inom EU (där de är godkända) måste de inspekteras på nytt av en ackrediterad organisation och godkännas i loggboken.

Anteckning 5

- (a) Chassit till lyftpelarslutning (x 1):
48-52 N•m (36-39 lbf•ft) Se Fig. 8, del D x 1.
- (b) Chassit till benens svängbultar (x 2):
20-25 N•m (15-18 lbf•ft). Se Fig. 8, del B x 2.
- (c) Styrhjul till chassibenen (aluminium - x 2):
15-20 N•m (11-15 lbf•ft). Se Fig. 8, del A x 2.
- (d) Styrhjul till chassibenen (stål - x 2):
35-40 N•m (26-30 lbf•ft) Se Fig. 8, del C x 2.
- (e) Styrhjul till chassibenen (extra låg höjd) (x 2):
6-8 N•m (4,5-6 lbf•ft) Se Fig. 8, del E x 2.

OBS! En fullständig lista över reservdelar och reservdelssatser finns i reservdelslistan till Maxi Move 001.25070.EN. Denna katalog kan erhållas från Arjo.

Anteckning 6

WARNING: Återställ aldrig räkneverket utan att först se till att alla underhållsåtgärder som lyften behöver har utförts såsom det beskrivs i denna bruksanvisning. Annars kan eventuella problem lämnas oupptäckta.

För att komma till räkneverkets skärm:

1. Stäng av Maxi Move genom att trycka på den röda stoppknappen (se Fig. 1).




Fig. 1

2. Använd handkontrollen för att trycka på båda knapparna precis under skärmen samtidigt, samt DPS-knappen för "sitt upp" (se Fig. 2). Håll knapparna nedtryckta och sätt på enheten med strömknappen. Håll knapparna nedtryckta i ytterligare tre sekunder, eller tills du hör tre pip.




Fig. 2

3. Räkneverkets skärm visar två kolumner med siffror (se Fig. 3). Siffrorna representerar den ackumulerade tiden (i tiondels timmar) som lyftpelarens motor har drivits.




Fig. 3

4. Håll ned återställningsknappen i fem sekunder för att återställa räkneverket till noll. En serie pipsignaler bekräftar att räkneverket har återställts.
5. Stäng av enheten igen med stoppknappen. När enheten slås på nästa gång kommer räkneverket att visa noll (se Fig. 4).

Anteckningar




Fig. 4

Normal vridpunkt




Fig. 5

Typisk lyftanordning med bladfjäder och låsklämma (Combi-system)




Fig. 6

Mekanisk sänkning




Fig. 7

Åtdragning




Fig. 8

Lyftarmens vridpunkt




Fig. 9

Anteckningar

Benbredd i stängt läge




Fig. 10

Avsiktigen lämnats tom

Avsiktigen lämnats tom

Avsiktigen lämnats tom

AUSTRALIA
Arjo Australia
Building B, Level 3
11 Talavera Road
Macquarie Park, NSW, 2113, Australia
Phone: 1800 072 040

BELGIQUE / BELGIË
Arjo Belgium
Evenbroekveld 16
9420 Erpe-Mere
Phone: +32 (0) 53 60 73 80
Fax: +32 (0) 53 60 73 81
E-mail: info.belgium@arjo.com

BRASIL
Arjo Brasil Equipamentos Médicos Ltda
Rua Marina Ciufuli Zanfelice, 329 PB02 Galpão
- Lapa
São Paulo – SP – Brasil
CEP: 05040-000
Phone: 55-11-3588-5088
E-mail: vendas.latam@arjo.com
E-mail: servicios.latam@arjo.com

CANADA
Arjo Canada Inc.
90 Matheson Boulevard West
Suite 350
CA-MISSISSAUGA, ON, L5R 3R3
Tel/Tél: +1 (905) 238-7880
Free: +1 (800) 665-4831
Fax: +1 (905) 238-7881
E-mail: info.canada@arjo.com

ČESKÁ REPUBLIKA
Arjo Czech Republic s.r.o.
Na Strži 1702/65
140 00 Praha
Czech Republic
Phone No: +420225092307
E-mail: info.cz@arjo.com

DANMARK
Arjo A/S
Vassingerødvej 52
DK-3540 LYNGBE
Tel: +45 49 13 84 86
Fax: +45 49 13 84 87
E-mail: dk_kundeservice@arjo.com

DEUTSCHLAND
Arjo GmbH
Peter-Sander-Strasse 10
DE-55252 MAINZ-KASTEL
Tel: +49 (0) 6134 186 0
Fax: +49 (0) 6134 186 160
E-mail: info-de@arjo.com

ESPAÑA
ARJO IBERIA S.L.
Poligono Can Salvatella
c/ Cabanyes 1-7
08210 Barberà del Valles
Barcelona - Spain
Telefono 1: +34 900 921 850
Telefono 2: +34 931 315 999

FRANCE
Arjo SAS
2 Avenue Alcide de Gasperi
CS 70133
FR-59436 RONCQ CEDEX
Tél: +33 (0) 3 20 28 13 13
Fax: +33 (0) 3 20 28 13 14
E-mail: info.france@arjo.com

HONG KONG
Arjo Hong Kong Limited
Room 411-414, 4/F,
Manhattan Centre,
8 Kwai Cheong Road,
Kwai Chung, N.T.,
HONG KONG
Tel: +852 2960 7600
Fax: +852 2960 1711

ITALIA
Arjo Italia S.p.A.
Via Giacomo Peroni 400-402
IT-00131 ROMA
Tel: +39 (0) 6 87426211
Fax: +39 (0) 6 87426222
E-mail: Italy.promo@arjo.com

MIDDLE EAST
Arjo Middle East FZ-LLC
Office 908, 9th Floor,
HQ Building, North Tower,
Dubai Science Park,
Al Barsha South
P.O. Box 11488, Dubai,
United Arab Emirates
Direct +971 487 48053
Fax +971 487 48072
Email: Info.ME@arjo.com

NEDERLAND
Arjo Nederland BV
Biezenwei 21
4004 MB TIEL
Postbus 6116
4000 HC TIEL
Tel: +31 (0) 344 64 08 00
Fax: +31 (0) 344 64 08 85
E-mail: info.nl@arjo.com

NEW ZEALAND
Arjo Ltd
34 Vestey Drive
Mount Wellington
NZ-AUCKLAND 1060
Tel: +64 (0) 9 573 5344
Free Call: 0800 000 151
Fax: +64 (0) 9 573 5384
E-mail: nz.info@Arjo.com

NORGE
Arjo Norway AS
Olaf Helsets vei 5
N-0694 OSLO
Tel: +47 22 08 00 50
Faks: +47 22 08 00 51
E-mail: no.kundeservice@arjo.com

ÖSTERREICH
Arjo Austria GmbH
Lemböckgasse 49 / Stiege A / 4.OG
A-1230 Wien
Tel: +43 1 8 66 56
Fax: +43 1 866 56 7000

POLSKA
Arjo Polska Sp. z o.o.
ul. Ks Piotra Wawrzyniaka 2
PL-62-052 KOMORNIKI (Poznań)
Tel: +48 691 119 999
E-mail: arjo@arjo.com

PORTUGAL
Arjo em Portugal
MAQUET Portugal, Lda.
(Distribuidor Exclusivo)
Rua Poeta Bocage n.º 2 - 2G
PT-1600-233 Lisboa
Tel: +351 214 189 815
Fax: +351 214 177 413
E-mail: Portugal@arjo.com

SUISSE / SCHWEIZ
Arjo Switzerland AG
Fabrikstrasse 8
Postfach
CH-4614 HÄGENDORF
Tél/Tel: +41 (0) 61 337 97 77
Fax: +41 (0) 61 311 97 42

SUOMI
Arjo Scandinavia AB
Riihitontuntie 7 C
02200 Espoo
Finland
Puh: +358 9 6824 1260
E-mail:
Asiakaspalvelu.finland@arjo.com

SVERIGE
Arjo International HQ
Hans Michelsensgatan 10
SE-211 20 MALMÖ
Tel: +46 (0) 10 494 7760
Fax: +46 (0) 10 494 7761
E-mail: kundservice@arjo.com

UNITED KINGDOM
Arjo UK and Ireland
Houghton Hall Park
Houghton Regis
UK-DUNSTABLE LU5 5XF
Tel: +44 (0) 1582 745 700
Fax: +44 (0) 1582 745 745
E-mail: sales.admin@arjo.com

USA
Arjo Inc.
2349 W Lake Street Suite 250
US-Addison, IL 60101
Tel: +1 (630) 307-2756
Free: +1 (800) 323-1245
Fax: +1 (630) 307-6195
E-mail: us.info@arjo.com

JAPAN
Arjo Japan K.K.
東京都港区虎ノ門三丁目7番8号
ランディック第2虎ノ門ビル9階
Tel: +81 (0)3-6435-6401
Fax: +81 (0)3-6435-6402
E-mail: info.japan@arjo.com

At Arjo, we believe that empowering movement within healthcare environments is essential to quality care. Our products and solutions are designed to promote a safe and dignified experience through patient handling, medical beds, personal hygiene, disinfection, diagnostics, and the prevention of pressure injuries and venous thromboembolism. With over 6500 people worldwide and 65 years caring for patients and healthcare professionals, we are committed to driving healthier outcomes for people facing mobility challenges.



ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

arjo



001.25065.SE