

## Desinfectiemiddelen

DESINFECTIEMIDDEL	HYBRIDE MATRASSYSTEEM	BOVENHOES	ONDERHOES
Alcoholoplossing ≤ 70%	●	●	●
Chlooroplossing ≤ 1% (10.000 ppm) <sup>1</sup>	●	●	●
Quaternair ammonium 1920 ppm	●	●	●
Quaternaire ammoniumoplossing 3-15%		●	●
Waterstofperoxideoplossing, 3-10%		●	

<sup>1</sup> De concentratie chloor kan variëren van 250 tot 10.000 ppm, afhankelijk van het plaatselijk beleid en de verontreinigingsgraad.

### OPMERKING

Na desinfectie met een reinigingsmiddel altijd het hulpmiddel afnemen met schoon water en drogen om achtergebleven chemicaliën te verwijderen voordat u het hulpmiddel opbergt



### WAARSCHUWING

- Draag altijd een veiligheidsbril en beschermende handschoenen om beschadiging van ogen en huid te voorkomen. Bij contact met de ogen spoelen met veel water. Bij irritatie aan ogen of huid een arts raadplegen.  
Raadpleeg altijd het veiligheidsinformatieblad voor het betreffende desinfectiemiddel.
- Koppel de pomp altijd los van de stroomvoorziening voordat u begint met reiniging of inspectie, om elektrische schokken te voorkomen.
- Desinfecteer altijd volgens de instructies voor desinfectie in deze gebruiksaanwijzing om kruisbesmetting te voorkomen.
- Voer de desinfectie nooit uit in het bijzijn van de zorgvrager, om irritatie van ogen en huid te voorkomen.

## Accessoires die nodig zijn voor reiniging/desinfectie

- Veiligheidsbril
- Beschermende handschoenen
- Spuitflacon met reinigingsmiddel
- Spuitflacon met desinfectiemiddel
- Spuitflacon met water
- Doeken



## Reinigen en desinfecteren

### (26 stappen)

Voer voor een goede reiniging en desinfectie na elke zorgvrager altijd de onderstaande stappen uit.

#### De pomp voorbereiden

1. Koppel de pomp los van de matras.
2. Selecteer Stand-by op de pompeenheid. Koppel de pomp los van de stroomvoorziening.

#### De pomp reinigen

3. Gebruik een veiligheidsbril en beschermende handschoenen.
4. Spuit de reinigungsoplossing op een schone doek.
5. Neem alle oppervlakken van de pomp af om eventuele resten of zichtbaar vuil te verwijderen.
6. Reinig alle oppervlakken met resterend vuil met de doek.
7. Gebruik een schone, in water gedrenkte doek om alle sporen van de reinigungsoplossing te verwijderen.
8. Gebruik een droge doek om overtollig vocht van de pomp te verwijderen.

#### De pomp desinfecteren

9. Spuit desinfectiemiddel op een schone doek en neem alle oppervlakken van de pomp af.
10. Laat het desinfectiemiddel inwerken overeenkomstig de instructies die door de fabrikant van het desinfecterende middel zijn aangeleverd.
11. Gebruik een schone, in water gedrenkte doek om alle sporen van het desinfectiemiddel van de pomp te verwijderen.
12. Gebruik een droge doek om overtollig vocht van de pomp te verwijderen.
13. Laat de pomp aan de lucht drogen.

## De matras-/zitkussenhoezen reinigen

### OPMERKING

**De bovenhoes moet worden beoordeeld op de vervuilingsgraad. Als de vervuiling als overmatig wordt beschouwd, moet de bovenhoes worden gewassen. De onderhoes moet altijd worden gereinigd en gedesinfecteerd door die af te nemen.**

14. Spuit het reinigingsmiddel op alle externe delen van de boven- en onderhoezen van de matras en het zitkussen. Neem de matrasconnector en de connectorholte zorgvuldig af. Verwijder vuil met een schone doek.
15. Reinig alle oppervlakken met resterend vuil (bv. handgrepen) met de reinigingsoplossing.
16. Gebruik een schone, in water gedrenkte doek om alle sporen van de reinigingsoplossing te verwijderen.
17. Gebruik een droge doek om overtollig vocht te verwijderen.

## De matras-/zitkussenhoezen desinfecteren

18. Spuit reinigingsmiddel op een schone doek en neem alle externe oppervlakken en alle handgrepen van de boven- en onderhoezen van de matras of het zitkussen af. Neem de matrasconnector en de connectorholte zorgvuldig af.
19. Laat het desinfectiemiddel inwerken overeenkomstig de instructies die door de fabrikant van het desinfecterende middel zijn aangeleverd.
20. Gebruik een schone, in water gedrenkte doek om alle sporen van desinfectiemiddel van de matras en het zitkussen te verwijderen.
21. Gebruik een droge doek om overtollig vocht te verwijderen.
22. Laat de boven- en onderhoezen van de matras en het zitkussen aan de lucht drogen.

## De bovenhoes van matras/zitkussen wassen

23. Rits de bovenhoes van de matras/het zitkussen los en verwijder die.
24. Was de bovenhoes met wasmiddel op een temperatuur van maximaal 80 °C (176 °F).
25. Laat de bovenhoes na het wassen aan de lucht drogen (bij voorkeur) of in de droogtrommel op 40 °C (104 °F) of op maximaal 80 °C (176 °F).
26. Zodra de hoes droog is, brengt u die weer aan op de matras of het zitkussen.

