

## Desinfetantes

DESINFETANTE	SISTEMA DE COLCHÃO HÍBRIDO	COBERTURA SUPERIOR	COBERTURA INFERIOR
Solução de álcool ≤ 70%	●	●	●
Solução de cloro ≤ 1% (10 000 ppm) <sup>1</sup>	●	●	●
Quaternário de amónio 1920 ppm	●	●	●
Solução de quaternário de amónio 3-15%.		●	●
Solução de peróxido de hidrogénio, 3-10%.		●	

<sup>1</sup> As concentrações de cloro podem variar entre 250 ppm e 10 000 ppm, dependendo das orientações locais e do estado de contaminação.

### NOTA

**Antes de armazenar, enxague bem com água limpa para remover os produtos químicos residuais após a desinfeção com cada produto químico e seque bem**

### AVISO

- Para evitar lesões nos olhos e na pele, utilize sempre óculos e luvas de proteção. Se ocorrer contacto, enxague com água abundante. Se os olhos ou pele ficarem irritados, contacte um médico. Leia sempre a ficha de dados de segurança do material do desinfetante.
- Para evitar choques elétricos, desligue sempre a bomba da fonte de alimentação antes de limpar e inspecionar.
- Para evitar contaminação cruzada, siga sempre as instruções de desinfeção contidas nestas IU.
- Para evitar irritação nos olhos ou na pele, nunca desinfete na presença de um paciente.

## Acessórios necessários para a limpeza/desinfeção

- Óculos de proteção
- Luvas de proteção
- Garrafa pulverizadora com solução de limpeza
- Garrafa pulverizadora com solução desinfetante
- Garrafa pulverizadora com água
- Panos



## Limpeza e desinfecção

### (26 passos)

Siga sempre estes passos para a limpeza e desinfecção adequadas após cada paciente.

#### Preparar a bomba

1. Desligue a bomba do colchão.
2. Selecione Em espera na unidade da bomba. Desligue a bomba da fonte de alimentação.

#### Limpar a bomba

3. Coloque os óculos e as luvas de proteção.
4. Pulverize a solução de limpeza num pano limpo.
5. Limpe todas as áreas da bomba para remover qualquer depósito ou sujidade visível.
6. Limpe todas as áreas que tenham sujidade residual com o pano, conforme necessário.
7. Utilize um pano novo embebido em água para limpar todos os vestígios da solução de limpeza.
8. Utilize um pano seco para remover qualquer humidade em excesso da bomba.

#### Desinfetar a bomba

9. Pulverize solução desinfetante num pano limpo e limpe todas as áreas da bomba.
10. Deixe o desinfetante atuar de acordo com as instruções fornecidas pelo fabricante do desinfetante.
11. Utilize um pano novo embebido em água para limpar todos os vestígios de solução desinfetante da bomba.
12. Utilize um pano seco para remover qualquer humidade em excesso da bomba.
13. Deixe a bomba secar ao ar.

## Limpar as coberturas do colchão/almofada de assento

### NOTA

**A cobertura superior deve ser avaliada quanto ao nível de sujidade. Se a sujidade for considerada excessiva, a cobertura superior deve ser lavada. A cobertura inferior deve ser sempre limpa e desinfetada passando um pano.**

14. Pulverize todas as áreas externas das coberturas superior e inferior do colchão/almofada de assento com a solução de limpeza. Certifique-se de que limpa bem o conector do colchão e a cavidade do conector. Limpe qualquer sujidade com um pano limpo.
15. Limpe as áreas que tenham sujidade residual (p. ex., pegas) com a solução de limpeza, conforme necessário.
16. Utilize um pano novo embebido em água para limpar todos os vestígios da solução de limpeza.
17. Utilize um pano seco para remover qualquer humidade em excesso.

## Desinfetar as coberturas do colchão/almofada de assento

18. Pulverize solução desinfetante num pano limpo e limpe todas as áreas externas e pegadas das coberturas superior e inferior do colchão/almofada de assento. Certifique-se de que limpa bem o conector do colchão e a cavidade do conector.
19. Deixe o desinfetante atuar de acordo com as instruções fornecidas pelo fabricante do desinfetante.
20. Utilize um pano novo embebido em água para limpar todos os vestígios da solução desinfetante do colchão/almofada de assento.
21. Utilize um pano seco para remover qualquer humidade em excesso.
22. Deixe as coberturas superior e inferior do colchão/almofada de assento secarem ao ar.

## Lavar a cobertura superior do colchão/almofada de assento

23. Abra o fecho de correr e retire a cobertura superior do colchão/almofada de assento.
24. Lave a cobertura superior a uma temperatura máxima de 80 °C (176 °F) com detergente.
25. Após a lavagem, deixe a cobertura superior secar ao ar (de preferência) ou seque na máquina a 40 °C (104 °F) ou até 80 °C (176 °F) no máximo.
26. Depois de secar, coloque a cobertura superior de novo no colchão/almofada de assento.

