

Desinficeringsmedel

DESINFICERINGSMEDEL	HYBRID MADRASSYSTEM	ÖVERDRAG	BAS- ÖVERDRAG
Alkohollösning ≤ 70 %	●	●	●
Klorlösning ≤ 1 % (10 000 ppm) ¹	●	●	●
Kvartär ammoniumförening 1 920 ppm	●	●	●
Kvartär ammoniumlösning 3–15 %.		●	●
Väteperoxidlösning, 3–10 %.		●	

¹ Klorkoncentrationen kan variera från 250 ppm till 10 000 ppm beroende på lokal policy och föroreningsnivå.

OBS!

Skölj och torka noggrant med rent vatten för att avlägsna kvarvarande kemikalier efter desinficering med varje kemikalie före förvaring.

VARNING

- Använd alltid skyddshandskar och skyddsglasögon för att undvika skador på ögon och hud. Skölj med rikligt med vatten om du får desinficeringsvätska på dig. Vid irriterade ögon eller irriterad hud ska du kontakta läkare. Läs alltid igenom säkerhetsdatabladet för desinficeringsmedlet.
- För att elektriska stötar ska undvikas ska pumpen alltid kopplas bort från strömkällan före rengöring och inspektion.
- Följ alltid desinficeringsanvisningarna i denna bruksanvisning för att korskontamination ska undvikas.
- Desinficera aldrig utrustning i närheten av en patient, för att förhindra att dennes hud och ögon irriteras.

Tillbehör som behövs för rengöring/desinficering

- Skyddsglasögon
- Skyddshandskar
- Sprejflaska med rengöringslösning
- Sprejflaska med desinficeringsmedel
- Sprejflaska med vatten
- Trasor



Rengöring och desinficering

(26 steg)

Följ alltid dessa steg för korrekt rengöring och desinficering efter varje patient.

Förbereda pumpen

1. Koppla bort pumpen från madrassen.
2. Välj Standby på pumpenheten. Koppla bort pumpen från strömkällan.

Rengöra pumpen

3. Ta på skyddshandskar och skyddsglasögon.
4. Spreja rengöringslösning på en ren trasa.
5. Torka av alla delar av pumpen och avlägsna eventuella avlagringar och synlig smuts.
6. Rengör vid behov alla områden med kvarvarande smuts med trasan.
7. Använd en ny trasa indränkt i vatten och torka bort alla rester av rengöringslösning.
8. Ta bort fukt från pumpen med en torr trasa.

Desinficera pumpen

9. Spreja desinficeringslösning på en ren trasa och torka av alla delar av pumpen.
10. Låt desinficeringsmedlet verka så länge det behövs enligt instruktionerna från medlets tillverkare.
11. Använd en ny trasa indränkt i vatten och torka bort alla rester av desinficeringslösning från pumpen.
12. Ta bort fukt från pumpen med en torr trasa.
13. Låt pumpen lufttorka.

Rengör madrassens/sittdynans överdrag

OBS!

Bedöm nedsmutsningsgraden på överdraget. Om nedsmutsningen bedöms vara stor ska överdraget tvättas. Rengör och desinficera alltid basöverdraget genom att torka av det.

14. Spraya alla utvändiga delar av madrassens/sittdynans överdrag och basöverdrag med rengöringslösningen. Tänk på att torka madrassanslutningen och anslutningsförsänkningen noggrant. Torka bort eventuell smuts med en ren trasa.
15. Rengör vid behov områden med kvarvarande smuts (t.ex. handtag) med rengöringslösningen.
16. Använd en ny trasa indränkt i vatten och torka bort alla rester av rengöringslösning.
17. Avlägsna eventuell kvarvarande fukt med en torr trasa.

Desinficera madrassens/sittdynans överdrag

18. Spreja desinficeringslösning på en ren trasa och torka av alla utvändiga ytor och handtag på madrassens/sittdynans överdrag och basöverdrag. Tänk på att torka madrassanslutningen och anslutningsförsänkningen noggrant.
19. Låt desinficeringsmedlet verka så länge det behövs enligt instruktionerna från medlets tillverkare.
20. Använd en ny trasa indränkt i vatten och torka bort alla rester av desinficeringslösning från madrassen/sittdynan.
21. Avlägsna eventuell kvarvarande fukt med en torr trasa.
22. Låt madrassens/sittdynans överdrag och basöverdrag lufttorka.

Tvätta madrassen/sittdynans överdrag

23. Öppna dragkedjan och ta bort överdraget från madrassen/sittdynan.
24. Tvätta överdraget med rengöringsmedel vid en maximal temperatur på 80 °C (176 °F).
25. Låt överdraget lufttorka efter tvätt (rekommenderas) eller torktumla vid 40 °C (104 °F) eller upp till max 80 °C (176 °F).
26. När överdraget är torrt sätter du tillbaka det på madrassen/sittdynan.

