

System 2000

自動湯張り

Autofill [自動湯張り] ON/OFF

設定された水位で湯張りが自動的に停止します。

Autofill [自動湯張り]ボタンを押すと、いつでも湯張りを停止します。

P300 P220

シャワーボタンとシャワーハンドル

シャワーON/OFFボタン

ロックボタン(A)は水の流れをロックします。

トリガー(B)は水の流れを調整し、ロックを解除します。

P300 ディスプレー

浴槽に湯が入っていません。起動している機能がありません。

水温：
実際の湯張り、シャワー、または湯張りをした浴槽。

P300には3つの自動湯張りレベルがあります。事前設定されているレベルは、Normal[普通]です。

Autofill [自動湯張り] 普通レベル Autofill [自動湯張り] 低レベル Autofill [自動湯張り] 高レベル

レベルの変更:
自動湯張りが開始してから8秒以内に (-) または (+) を押します。

熱湯火傷防止

熱湯火傷防止機能が作動している場合は、患者を安全に浴室から移動させてください。

危険温度レベル45 °C (113 °F) に達すると、10秒以内に熱湯火傷防止機能が給水を遮断します。

P300

ディスプレイに4つのダッシュ (-) が表示され、ピープ音が聞こえます。この間、ミキサーは自動的に再調整されます。

P220

両方のLEDが点滅し、ピープ音が聞こえます。

P220 ディスプレー

水温：
実際の湯張り、シャワー、または湯張りをした浴槽。

ハイドロマッサージ、またはハイドロサウンド (オプション)

HydromassageまたはHydrosound ON/OFFボタン

強度レベル調整

ハイドロマッサージ Hydrosound

P300 P220

サウンド & ビジョンシステム (オプション)

USBコネクタは、コントロールパネルのふたの下にあります。

ハンドコントロールを使用して、音と光を調整します。

消毒装置 (オプション)

消毒 ON/OFF ボタン

消毒ボトルが空になると、On/OFFボタンが点滅します。(P300のみ)

消毒ユニットはコントロールパネルのふたの下にあります。

流量計 (B)
消毒ボトル (C)
(シャンプー/バスオイルの下)

消毒液の混合比を決定します。消毒液を浴槽内に噴霧します。流量計の混合比が正しいことを確認してください。必要に応じて、吸引ホースのノブを調整します。