取扱説明書

Skin IQ

マイクロクライメイトマネジャー





意匠方針と著作権 ® および [™] は Arjoグループ会社に属する商標です。

© Arjo 2021.

当社は継続的改善を方針として掲げているため、事前の通知なしに設計・デザインを変更する場合があります。本書の内容の全部あるいは一部を Arjo の同意なしに複写することはできません。

保証の免責と責任の範囲

Arjoは、本書に記載されているArjo製品に関して、あらゆる明示的あるいは黙示的な保証(商品性および特定の目的に対する適合性に関する黙示的な保証を含むがこれに限定されない)を放棄します。Arjoによって提供される書面による保証は、本書または製品に同梱される書類において明示的に定めることとします。Arjoは、いかなる場合においても、保証の免責あるいは責任制限が該当する特定法律によって明示的に禁止されるものを除いて、製品の部分的または全体的使用から生じた、いかなる間接的、偶発的、または結果的損害および費用(身体の怪我または財産の損傷を含む)に関して、一切責任を負いません。本項で特に規定されている場合を除き、何人もArjoを表明あるいは保証事項に拘束する権利を持ちません。

本書を含む、Arjo印刷物に記載されている説明あるいは仕様は、メーカーの出荷時点における製品を一般的に説明するためのものであり、本書に同梱される書面による限定保証に定める内容を除き、明示的な保証を制定するものではありません。本書内の情報は予告なく変更する場合があるため予めご了承ください。更新情報についてはArjoまでお問い合わせください。

重要な情報

Arjo製品が正しい性能を発揮するために、Arjoは以下の条件を推奨します。これらの条件の順守を怠ると、該当可能な保証は無効になります。

- 本取扱説明書の指示と該当する製品ラベルにのみ従って本製品を使用してください。
- 警告:組立、操作、調整、拡張、改修、技術的メンテナンスあるいは修理は、Arjoの承認を受けている資格ある担当員によってのみ実施する必要があります。メンテナンスと修理に関する情報についてはArjoまでお問い合せください。
- ・部屋の電気的設置は国内の適切な電気配線規格に準拠させるようにしてください。感電の 危険を防ぐために、本製品は接地された電源コンセントに接続してください。


Arjoのセラピテックサポートシステムには、特定の適応、禁忌、警告、使用上の注意および安全情報が存在します。ユーザーは本取扱説明書をよく読んで理解し、患者の配置と製品使用の前に担当医師に相談することが大切です。患者の状態には個人差があります。


注記

本製品は特定の電圧要件に適合するようメーカーによって設定されています。電圧要件については電源のラベルを参照してください。

目次

- クイックリファレンス	2
はじめに	4
適用	
禁忌	
意図されるケア設定	4
適合性	5
リスクと使用上の注意	5
安全情報	6
開梱と検査	7
設置	7
お手入れとクリーニング	8
耐用年数後の廃棄方法	8
仕様 [*]	9
電磁環境適合性	10
保証	14
記号	15





Skin IQ

はじめに

本書は直ぐに参照できるよう容易にアクセスできる場所に保管してください。

製品を使用する前に必ず本取扱説明書の全セクションをお読みになることを推奨します。患者をSkin IQ® マイクロクライメイトマネジャー (MCM) に配置する前に、**適応症、禁忌、リスクと使用上の注意**および**安全情報**を慎重にレビューしてください。



本取扱説明書は、Skin IQ MCMと併用するため施設によって提供される圧再分配マットレスおよびベッドフレームもしくはそのいずれかに関する特定の安全情報または操作情報を提供しません。これらの情報については製品ラベルを確認してください。

介助者は、患者(または患者の法廷後見人)ならびに患者の家族と、安全情報、リスクと使用 上の注意および禁忌について話し合いを持つようにしてください。

Skin IQ MCMは患者毎の使い捨てデバイスで、陰圧エアフロー技術 (NAT) を採用することで、 患者に提供されている圧再分配マットレスにフィットさせながら患者の皮膚のマイクロクライメ イト管理ができます。

また、摩擦を抑制して患者に快適さを提供します。

Skin IQ MCMは、急性期ならびにポストアキュート施設での使用に適しており、透湿性があり、液体防御のナイロンタフタ素材のカバーが付いています。

適用

Skin IQ MCMは、皮膚のマイクロクライメイト管理を必要とする患者において皮膚損傷や圧迫 潰瘍 (ステージ I-IV) の防止や処置をする上で助けとなるよう、圧再分配マットレスと組み合わせ て使用します。

禁忌

Skin IQ MCMに直接的な禁忌はありませんが、介助者はSkin IQ MCMと共に使用される圧再分配マットレスおよび/またはベッドフレームの製品ラベルに記載されている禁忌を参照および遵守する必要があります。

意図されるケア設定

- ・ 急性期ケア
- ポストアキュートケア

適合性

Skin IQ MCM は長さ 203.2 cm - 213.4 cm (80 - 84 in) × 幅 88.9 cm - 91.4 cm (35 - 36 in) × 高さ 17.8 cm (7 in) の圧再分配マットレスに適合するよう設計されています。

適合性については、圧再分配マットレスおよびベッドフレームまたはそのいずれかの製品ラベル を参照してください。

リスクと使用上の注意

移送

本製品は移送機器としての使用を意図していません。

使用期間

患者ごとの推奨使用期間は、体重172.37 kg (380 lb) 以下の患者で60日以内です。

体重が172.37 kg (380 lb) - 227 kg (500 lb) の患者の使用期間は30日を超えないようにしてください。

但し、患者によって使用期間は変化します。Skin IQ MCMの使用期間を評価する際、失禁、皮膚の状態、栄養状態、投薬、移動性、重量、あるいは病因などの(これらに限りませんが)臨床環境を考慮する必要があります。

言さ

Skin IQ MCMは、それが装着されている圧再分配マットレスの高さを約 6.35 mm (0.25 インチ) 増加させます。

他のデバイスと共に使用

すべてのSkin IQ MCM は、単一のシステムデバイスとして使用できるよう設計されています。

同梱の電源は Skin IQ MCM専用です。ベッドカバーの電源は、Skin IQ 電源Arjo部品番号 44001211のみ使用できます。



この電源に他のデバイスを接続したり、Arjo部品番号 44001211以外の他社ブランドまたは他の電源モデルを使用した場合、装置が異常な動作を行って、患者が怪我する危険性を高める可能性があります。

患者の移動

特殊表面は従来表面とは異なるせん断力および支持特性を持っており、患者の動きや沈み、挟まる危険のある位置への移動、あるいは不注意のベッド退出などの危険性を増加させる恐れがあります。患者が挟まることのないよう頻繁に監視してください。

安全情報



Skin IQ MCMと共に使用されている圧再分配マットレスおよび/またはベッドフレームの製品ラベルに記載されている安全情報を参照および遵守してください。

電源コード

引っかけてつまずいたり、コードが損傷することのないよう、電源コードを配置してください。摩耗あるいは損傷している電源コードを使用してSkin IQ MCMを動作させることは絶対に避けてください。電源コードが摩耗あるいは損傷している場合、ArjoまたはArjo正規代理店に連絡して交換部品をご注文ください。

ベッドカバー

取扱いあるいは移動の際は十分ご注意ください。落下や衝突はデバイスの損傷を招くことがあります。

スキンケア

皮膚の状態を定期的に監視して、重症ケア患者の補助的または代替治療を検討してください。 水分または失禁が発生または集積する潜在的な圧力ポイントおよび場所に特別な注意を払って ください。皮膚の損傷を防止する上で、早期の介在が欠かせない場合があります。



Skin IQ MCM製品は、患者が接する面に抗菌剤加工を施しております。患者の一部は使用中に過敏症あるいは反応を経験する可能性が稀に生じます。患者の皮膚の状態を定期的に監視してください。何らかの反応の兆候が確認された場合、使用をやめて医師の治療を受けさせてください。

福祉機器に関連して、お客様または患者様に影響する重大な事象が発生した場合、ユーザまたは患者様は、その事象を機器製造元あるいは販売元に必ず報告してください。欧州連合では、ユーザは、重大な事象を居住する加盟国の所轄官庁にも報告してください。

SKIN IQ MCM 製品関連の詳細情報については、次にアクセスしてください。www.ario.com

患者の体重

本製品を使用する患者の最大体重は227kg (500 lbs) です。さらに、使用されている圧再分配マットレスおよび/またはベッドフレームの仕様をご確認ください。補足の重量制限が適用される場合があります。

廃棄

ベッドカバーには、取り外して分別廃棄できる電気部品が含まれています。

取り外しについては、8ページのサポート終了時の廃棄を参照してください。

一般的規約

鋭利な器具をSkin IQ MCMに接触させないようご注意ください。破裂、切れ目および裂け目により正常な動作ができなくなります。

患者や介助者に関して該当する安全規則や病院、介護施設の規約全てを遵守してください。

開梱と検査

Skin IQ MCMの出荷箱を開梱して、以下に示すアイテムが全て揃っていることをご確認ください。

- ・取扱説明書付きベッドカバー(コンプリートキットまたはベッドカバーのみに同梱)
- ・電源(コンプリートキットに同梱または別アイテムとして用意)

アイテムをすべて慎重に検査してください。アイテムが損傷していたり、欠品している場合、ArjoまたはArjo正規代理店にお問い合わせください。

設置

以下の手順が図示されていますので、**クイックレファレンス**の2ページと3ページを参照してください。



既存の面にベッドカバーを正しく固定することを怠ると、患者やユーザーの怪我ある いは装置の損傷を招く恐れがあります。

- 1. 出荷箱からベッドカバーを取り出します。
- 2. ご使用になる圧再分配マットレスから、カバーとシートを全て取り外します。
- 3. ベッドカバーをご使用になるマットの上に置き、フットタグがベッドの足部先端にあることを確認します。
- 4. ベッドカバーの足部先端の下にあるファンに電源を接続してください。



ファンと電源に接続されている電源コードがベッドの下部にあることを確認してください。電源コードの配置が不適切な場合、つまづいて怪我を招く恐れがあります。

- 5. 四隅をしっかり伸ばしながら、ベッドカバーを圧再分配マットレスに取り付けます。ベッドカバーとマットレスの間に電源コードが挟まらぬようご注意ください。
- 6. ベッドカバーのしわを伸ばしてください。
- 7. ベッドカバーの脇にある面ファスナーで本カバーをベッドフレームに固定します。
- 8. ストラップの位置がベッド機能の操作の妨げにならないようにしてください。患者の怪 我あるいは装置の損傷を招く恐れがあります。
- 9. 使用期間を管理するため、ベッドカバーの足部先端にある規制タグに治療開始日を記入してください。使用期間の管理を怠ると保証が無効になることがあります。
- 10. ベッドカバーを損傷する恐れのある鋭利な物体が近くにないことを確認してください。
- 11. 電源のプラグを電気コンセントに差し込み、コンセントに電気が通じていることを確認してください。
- 12. 電源を主電源から切り離す際に備えて、電気コンセントへ容易にアクセスできることを確認してください。電源コードがベッドの下のフロアに適正に配置されていることを確認してください。
- 13. ベッドの先端を手で触れてから、ベッドカバーの足部先端を軽く押してファンの振動を確認します。ファンが作動していると、低い振動音が聞こえます。

お手入れとクリーニング

患者の使用中、Skin IQ のカバーは中性洗剤と水の溶液で湿らせた布等で拭き取って掃除できます。洗濯機を使って Skin IQ のベッドカバーを洗わないでください。Skin IQ のベッドカバーは、患者ごとのシングルユースです。

Skin IQ の電源いかなる部分にも液体がこぼれないようにしてください。液体がこぼれてしまった場合:

- 電源コードのプラグをコンセントから抜いてください。
- 製品から液体を除去してください。



電源コードを接続する前に、電源および電源プラグおよびその近隣に水分がないことをご確認ください。

耐用年数後の廃棄方法

ベッドカバー自体は同一患者にのみ使用できる製品ですが、同梱されているいくつかのアイテムは、取り外す際正しく取り扱えば、再利用可能です。ファンを取り外して、Skin IQ MCMのすべての部品を廃棄する際は、以下の手順に従ってください。

- 1 雷源のプラグを壁のコンセントから抜く。
- 2. 電源をファンから外す。



電源とコードは再利用できます。電気機器の洗浄、検査および再利用に関しては、施設の方針ならびに手順を全て考慮してください。

3. 右図に示すとおり、ベッドカバーからファンを切り取ります。



- 4. 地域の病院や介護施設の認定規約に従ってベッドカバーを廃棄する。
 - ベッドカバーに使用された繊維材料やその他の繊維、ポリマー、プラスチック材料等は、可燃性廃棄物として分類してください。
 - ・ベッドカバーは、使用終了後に、国または地方自治体法令に従い、廃棄物として処分してください(埋め立て処理、あるいは焼却処理等)。
 - 電気および電子部品からなる構成部品は、電気・電子機器の廃棄 (WEEE) または 地方自治体あるいは国の法令に従って分解し、リサイクルしてください。

仕様*

最大重量.......227 kg (500 lb)

患者ごとの推奨使用期間は、体重172.37 kg (380 lb) 以下の患者で60日以内です。 体重が172.37 kg (380 lb) - 227 kg (500 lb) の患者の使用期間は30日を超えないようにしてく ださい。



使用されている圧再分配マットレスの仕様をご確認ください。補足の重量制限が適用 される場合があります。

雷気仕様:

入力電圧	100 - 240 VAC
出力電圧	12 V
周波数	50 / 60 Hz
定格電流	
最大漏れ電流	115 VAC 60 Hzで100 uAおよび230 VAC 50 Hzで200 uA
電源コード長	6.1 m (20 ft)

環境条件:

動作時:

輸送時 / 保管時:

Skin IQ ベッドカバーは、IEC 60601-1:2005/A1:2012 (3.1 edition) のタイプ B適用部品として分類されます。

*仕様は予告なしに変更されることがあります。

電磁環境適合性

電磁干渉 - 本製品が電磁環境適合性 (EMC) に関する2014/30/EU指令に準拠していますが、あらゆる電気機器は干渉する電磁波を発生させます。電磁干渉の恐れがある場合、干渉を受けやすい装置から機器を遠ざけるか、メーカーにお問い合わせください。

携帯型のモバイルRF通信機器は、医療用電気機器に悪影響を及ぼすことがあります。

ラジオ、携帯電話および類似機器は、本製品に悪影響を及ぼすことがあるため、本製品から少なくとも 2 m(6.5フィート) 距離を置くようにしてください。

医療用電気機器はEMC (電磁環境適合性) に関して特別な注意を必要とし、以下のEMC情報に従って使用する必要があります。

以下の表に、臨床環境で使用される Skin IQ MCM のための電磁環境に関する IEC 60601-1-2:2014 (4th edition) 規格による文書コンプライアンスレベルとガイダンスを示します。

ガイダンス及メーカー宣言 - 電磁耐性			
Skin IQ MCM は、以下に示す電磁環境における使用を意図しています。Skin IQ MCMのお客様または ユーザーは、それがかかる環境下で使用されることを保証しなければなりません。			
エミッション試験	コンプライアンス	電磁環境	
RFエミッション CISPR 11	グループ 1	Skin IQ MCMは RFエネルギーをその内部機能のためにのみ使用します。従って、そのRFエミッションは非常に低いため、 近隣の電子機器に何らかの影響を及ぼし難くなっています。	
RFエミッション CISPR 11	クラス B		
高調波エミッション IEC 61000-3-2	クラス B	本製品は家庭用施設、および家庭用に使われる建物に供給する公共低電圧電力供給ネットワークに直接接続されたものを含む、あらゆる施設での使用に適しています。	
電圧変動/フリッカ エミッション IEC 61000-3-3	Yes		

ガイダンス及びメーカーによる宣言 - 電磁環境耐性

 $Skin\ IQ\ MCM$ は、以下に示す電磁環境における使用を意図しています。 $Skin\ IQ\ MCM$ のお客様または ユーザーは、それがかかる環境下で使用されることを保証しなければなりません。

IEC 60601 試験レベル	法令準拠レベル	電磁環境ガイダンス
±8 kV 接触 ±15 kV 空中	±8 kV 接触 ±15 kV 空中	IEC 60601-1-2に従って、床 は合成材で表面を覆い、相 対湿度は最低30%にしなけ ればなりません。
±2 kV 電源ライン用 ±1 kV 入出カライン用	±1 kV ライン 〜 ±2 kV 電源ライン用	
±1 kV 線間	±1 kV 線間	
±2 kV ラインからアース	±2 kV ラインからアース	
5% ハーフサイクル	5% ハーフサイクル	
5サイクルで40%	40% 5サイクル	
25サイクルで70%	70% 25サイクル	
5秒で5%	5秒で5%	
30 A/M	30 A/M	電力周波数磁場は、一般商 用または病院環境での典型 的な場所での特性レベルで ある必要があります。
	±8 kV 接触 ±15 kV 空中 ±2 kV 電源ライン用 ±1 kV 入出力ライン用 ±1 kV 線間 ±2 kV ラインからアース 5% ハーフサイクル 5サイクルで40% 25サイクルで70% 5秒で5%	±8 kV 接触 ±8 kV 接触 ±15 kV 空中 ±15 kV 空中 ±2 kV 電源ライン用 ±1 kV ライン ~ ±2 kV 電源ライン用 ±1 kV 入出力ライン用 ±1 kV 線間 ±2 kV ラインからアース ±2 kV ラインからアース 5% ハーフサイクル 5% ハーフサイクル 5サイクルで40% 40% 5サイクル 25サイクルで70% 5% で5%

注記:U,は試験電圧を適用する前のAC主電源の電圧です。

携帯型及び移動型の RF 通信機器とSkin IQ MCMとの間の推奨分離距離

 $Skin\ IQ\ MCM$ は放射 RF の妨害が制御されている電磁環境での使用を目的としています。 $Skin\ IQ\ MCM$ の顧客またはユーザーは、携帯型及び移動型の RF 通信機器 (通信機) と $Skin\ IQ\ MCM$ との最小距離を、通信機器の最大出力に基づいて以下に推奨される距離に維持することにより、電磁干渉を防ぐことができます。

0.00			
通信機の最	通信機の周波数に基づく分離距離		
大定格出力	メーター		
W	150 kHz ∼ 80 MHz	80 MHz ~ 800 MHz	800 MHz ∼ 2.5 GHz
	適用せず	$d=\left[\frac{3.5}{E1}\right] \sqrt{P}$	$d=\left[\frac{7}{E1}\right]\sqrt{P}$
0.01	該当なし	0.12	0.23
0.1	該当なし	0.37	0.74
1	該当なし	1.2	2.3
10	該当なし	3.7	7.4
100	該当なし	12	23

通信機の最大定格出力が上記リストにない場合は、推奨される分離距離 d (メートル単位)はその通信機の周波数に適用する公式を用いて推定することができます。その公式では、P は通信機メーカーによる通信機の最大定格出力ワット数 (W) を表します。

注記 1:80 MHz と 800 MHz では、より高い周波数範囲の分離距離が適用されます。

注記 2:これらのガイドラインはすべての状況にあてはまるわけではありません。電磁伝搬は表面、対象物および人体による吸収および反射によって影響されます。

ガイダンス及びメーカーによる宣言 - 電磁環境耐性

Skin IQ MCM は、以下に示す電磁環境における使用を意図しています。Skin IQ MCMのお客様または ユーザーは、それがかかる環境下で使用されることを保証しなければなりません。

耐性試験	IEC 60601 試験レ ベル	法令準拠レベル	電磁環境ガイダンス
伝導性RF IEC 61000-4-6 放射 RF IEC 61000-4-3	3Vrms 150K - 80 MHz 3 Vrms 80 MHz - 2.5 GHz	3 Vrms 150K - 80 MHz 3 Vrms 80 MHz - 2.5 GHz	携帯型のモバイルRF通信機器は、ケーブルを含めてSkin IQTM MCMまでの距離がどのような部分であろうと Skin IQ MCMは、ケーブルを含めて、送信機の周波数別の数式から算出された推奨分離距離よりも近くならないようにして使用する必要があります。 推奨分離距離 バッテリー駆動機器 d=[3.5] 、F 80 MHz ~ 800 MHz d=[7] 「F 800 MHz ~ 2.5 GHz ここで、P は通信機メーカーによる通信機の最大定格出力 (W) を、dは推奨分離距離を表わします。電磁実地調からの電界強度(注記 a を終まします。を対し、大定される固定 RF 送信機があります(注記 b を参照) は各周波数範囲における適合性レベルよりも低い必要があります(注記 b を参照)。 以下の記号が付いている機器の近隣で干渉が発生することがあります:

注記 1:80 MHz と 800 MHzでは、より高い周波数が適用されます。

注記 2:これらのガイドラインはすべての状況にあてはまるわけではありません。電磁伝搬は構造物、対象物および人体による吸収および反射によって影響されます。

a)無線(携帯/コードレス)電話と陸上移動無線の基地局、アマチュア無線、AM/FMラジオ放送局及びTV 放送局のような固定送信機による電界強度は、理論上、正確に予測することは不可能です。固定RF送信機による電磁環境を評価するには、電磁実地調査の実施を検討するようにしてください。Skin IQ MCMが使用される場所における測定電界強度が適用される RF 適合性レベルを超える場合は、Skin IQ MCMを観察し、正常な操作を確認する必要があります。異常が観察されるときは、Skin IQ MCMの再設定や移転など追加の措置を取る必要があることもあります。

b) 150 kHzの周波数範囲外にある場合、電界強度は 3 V/m未満でなければなりません。

保証

Skin IQ MCMの購入に関して、Arjo, Inc.およびその子会社(以下「Arjo」と総称する)は、取扱説明書 (IFU) に則ってすべての該当する手順が順守されている限り、材料上および製造上もしくはそのいずれかの不具合によって製品が故障した場合、患者面に製品を設置した最初の日から60日、あるいは製品購入の日付から一年で、どちらか早い到達時点(通常使用による)まで最初の購入者に対して製品保証を行います。

本限定保証は移転できません。本限定保証は、ある特定の目的に対する商品性または適合性に関する黙示的な保証をすべて含むがそれに限定されない、明示的または黙示的な他のすべての保証の代わりとなりますが、それらすべてはArjoによって明示的に免責されます。すなわち、本保証の下で提供される修理または交換が購入者にとって唯一の救済手段です。Arjoは、本製品の保証違反に対しては、直接的、間接的、または派生的に生じた損害および費用(身体や財産に関わる損害や怪教を含む)に対して責任を持つことはありません。州や裁判管轄区域によっては、保証におけるこれら制限事項が認められない場合があります。本保証は、ユーザーに対して限定された法的権利を付与するものですが、州や裁判管轄区域により、その他の権利が認められる場合があります。

条件と制限:

Arjoは、本保証の下で、合理的な通知に基づき、その単独の判断で本保証の対象となる欠陥部品または製品全体を交換します。Arjoの承認なしに、返品または交換は認められません。本保証は、材料/部品の交換費用および労務費用のみに適用され、配送費用および手数料あるいは廃棄料金を含みません。

この保証は以下に適用されたり、以下を対象とすることはありません:

- ・患者の装着物、例えば(これに限らないが)別売りのカバーシートおよびSkin IQ MCMと組み合わせて使用される使い捨て製品。または
- 通常の消耗、または
- Arjoの管理が届かない原因による損傷、あるいは製品不具合、例えば(これに限らないが) 乱用、窃盗、火災、洪水、風、雷、凍結、停電、電力不足、タバコの煙によるベッドカバー孔の 詰まり、異常な大気条件、またはその他の天災。

以下の場合保証は無効になります:

- 購入の証拠が最初の購入者によって行うことができない。
- Skin IQ 取扱説明書に記載されている内容を超える調整、修正、および/または修理がArjoによって承認されていない団体によって実施された。
- ・ 部屋の電気的設置が国内の適切な電気配線規格に準拠していない。
- Skin IQ 取扱説明書で列挙されている指示および警告に従って製品が設置あるいは使用されていない。

本保証は当事者が合意した他の契約の延長として解釈してはなりません。

Arjoは、同品質の原材料の入手可能性に基づいて製品の材料を変更する権利を保有します。

記号



AAMI ES60601-1, IEC 60601-1-6に準拠、 CSA Std. C22.2 NO. 60601-1認証済



手かぎ禁止



重要な操作情報



足部先端



欧州共同体統一法への適合を示すCE マーキング。

2797

数字は認証機関の管理番号です。



直流



取扱説明書を確認すること



カタログ番号



製造元



温度制限

IPX1

液体侵入を防ぐ



保護接地クラス1機器



病院名



患者の最大体重



はさみで開かないこと



内容情報



躓き注意

交流



本製品またはその部品は、適正な収集 場所に分別収集するよう指定されています。耐用年数の最後に、地方条例の 要件に従って全てのゴミを廃棄するか、 最寄りのArjo代理店にお問い合わせく ださい。





乾燥状態を保つこと



システム、患者あるいはスタッフに対す る潜在的な危険の警告



製造年月日



水かけ禁止



タイプ B 適用部品



患者毎のシングルユース



本製品がEU医療機器規制2017/745に準拠した機器であることを示します



初回使用日



洗剤を含ませた布で表面を拭き、次に 水を湿らせた布で汚れをきれいに拭き 取って完全に乾燥させること

AUSTRALIA Arjo Australia Building B, Level 3 11 Talavera Road Macquarie Park, NSW, 2113, Australia Phone: 1800 072 040

BELGIQUE / BELGIË Arjo Belgium Evenbroekveld 16 9420 Erpe-Mere Phone: +32 (0) 53 60 73 80 Fax: +32 (0) 53 60 73 81

E-mail: info.belgium@arjo.com

BRASIL

CANADA

Arjo Brasil Equipamentos Médicos Ltda Rua Marina Ciufuli Zanfelice, 329 PB02 Galpão - Lapa São Paulo – SP – Brasil CEP: 05040-000 Phone: 55-11-3588-5088 E-mail: vendas.latam@arjo.com E-mail: servicios.latam@arjo.com

Arjo Canada Inc. 90 Matheson Boulevard West Suite 300 CA-MISSISSAUGA, ON, L5R 3R3 Tel/Tél: +1 905 238 7880 Free: +1 800 665 4831 Institutional

Free: +1 800 868 0441 Home Care Fax: +1 905 238 7881 E-mail: info.canada@arjo.com

ČESKÁ REPUBLIKA Arjo Czech Republic s.r.o. Na Strzi 1702/65 140 00 Praha Czech Republic Phone No: +420225092307 e-mali: info.cz@arjo.com

DANMARK
Arjo A/S
Vassingerødvej 52
DK-3540 LYNGE
Tel: +45 49 13 84 86
Fax: +45 49 13 84 87
E-mail:
dk kundeservice@arjo.com

DEUTSCHLAND Arjo GmbH Peter-Sander-Strasse 10 DE-55252 MAINZ-KASTEL Tel: +49 (0) 6134 186 0 Fax: +49 (0) 6134 186 160 E-mail: info-de@arjo.com

ESPAÑA ARJO IBERIA S.L. Poligono Can Salvatella c/ Cabanyes 1-7 08210 Barberà del Valles Barcelona - Spain Telefono 1: +34 900 921 850 Telefono 2: +34 931 315 999 FRANCE Arjo SAS 2 Avenue Alcide de Gasperi CS 70133 FR-59436 RONCQ CEDEX Tél: +33 (0) 3 20 28 13 13 Fax: +33 (0) 3 20 28 13 14 E-mail: info.france@arjo.com

HONG KONG Arjo Hong Kong Limited Room 411-414, 4/F, Manhattan Centre, 8 Kwai Cheong Road, Kwai Chung, N.T., HONG KONG Tel: +852 2960 7600 Fax: +852 2960 1711

ITALIA Arjo Italia S.p.A. Via Giacomo Peroni 400-402 IT-00131 ROMA Tel: +39 (0) 6 87426211 Fax: +39 (0) 6 87426222 E-mail: Italy.promo@arjo.com

MIDDLE EAST
Arjo Middle East FZ-LLC
Office 908, 9th Floor,
HQ Building, North Tower,
Dubai Science Park,
Al Barsha South
PO Box 11488, Dubai,
United Arab Emirates
Direct +971 487 48072
Fax +971 487 48072
Email: info.ME@ario.com

NEDERLAND Arjo Nederland BV Biezenwei 21 4004 MB TIEL Postbus 6116 4000 HC TIEL Tel: +31 (0) 344 64 08 80 Fax: +31 (0) 344 64 08 85 E-mali: info.ni@arjo.com

NEW ZEALAND
Arjo Ltd
34 Vestey Drive
Mount Wellington
NZ-AUCKLAND 1060
TEI: +64 (0) 9 573 5344
Free Call: 0800 000 151
Fax: +64 (0) 9 573 5384
E-mail: nz.info@Arjo.com

NORGE
Arjo Norway AS
Olaf Helsets vei 5
N-0694 OSLO
Tel: +47 22 08 00 50
Faks: +47 22 08 00 51
E-mail: no.kundeservice@arjo.com

ÖSTERREICH Arjo Austria GmbH Lemböckgasse 49 / Stiege A / 4.OG A-1230 Wien Tel: +43 1 8 66 56 Fax: +43 1 866 56 7000

ÖSTERREICH

POLSKA Arjo Polska Sp. z o.o. ul. Ks Piotra Wawrzyniaka 2 PL-62-052 KOMORNIKI (Poznań) Tel: +48 61 662 15 50 Fax: +48 61 662 15 90

PORTUGAL Arjo em Portugal, Lda. (Distribudor Exclusivo) Rua Poeta Bocage n.º 2 - 2G PT-1600-233 Lisboa Tei: +351 214 189 815 Fax: +351 214 177 413 E-mail: Portugal@arjo.com

E-mail: arjo@arjo.com

SUISSE / SCHWEIZ Arjo Switzerland AG Fabrikstrasse 8 Postfach CH-4614 HÄGENDORF Tél/Tel: +41 (0) 61 337 97 77 Fax: +41 (0) 61 311 97 42

SUOMI Arjo Scandinavia AB Riihitontuntie 7 C 02200 Espoo Finland Puh: +358 9 6824 1260 E-mail: Asiakaspalvelu.finland@arjo.com

SVERIGE Arjo International HQ Hans Michelsensgatan 10 SE-211 20 MALMÖ Tel: +46 (0) 10 494 7760 Fax: +46 (0) 10 494 7761 E-mail: kundservice@arjo.com

UNITED KINGDOM Arjo UK and Ireland Houghton Hall Park Houghton Regis UK-DUNSTABLE LU5 5XF Tel: +44 (0) 1582 745 700 Fax: +44 (0) 1582 745 745 E-mail: sales.admin@arjo.com

USA
Arjo Inc.
2349 W Lake Street Suite 250
US-Addison, IL 60101
Tel: +1 630 307 2756
Free: +1 800 323 1245 Institutional
Free: +1 800 868 0441 Home Care
Fax: +1 630 307 6195
E-mail: us.info@arjo.com

JAPAN Arjo Japan K.K. 東京都港区虎ノ門三丁目7番8号 ランディック第2虎ノ門ビル9階 Tel: +81 (0)3-6435-6401 Fax: +81 (0)3-6435-6402 E-mail: info.japan@arjo.com

At Arjo, we are committed to improving the everyday lives of people affected by reduced mobility and age-related health challenges. With products and solutions that ensure ergonomic patient handling, personal hygiene, disinfection, diagnostics, and the effective prevention of pressure ulcers and venous thromboembolism, we help professionals across care environments to continually raise the standard of safe and dignified care. Everything we do, we do with people in mind.



ArjoHuntleigh AB Hans Michelsensgatan 10 211 20 Malmö, Sweden

www.arjo.com

