

BRUGSVEJLEDNING

Lifeguard LG55



ADVARSEL

For at undgå skader, skal denne *Brugsvejledning* og de medfølgende dokumenter altid gennemlæses, før produktet tages i brug.



Driftsinstruktioner - Se brugsvejledningen.

Designpolitik og ophavsret

® og ™ er varemærker, der tilhører Arjo-koncernen.

© Arjo 2023.

Da vores politik løbende udvikles, forbeholder vi os ret til at ændre design uden forudgående varsel. Indholdet i denne publikation må ikke kopieres hverken til fulde eller delvist uden tilladelse fra Arjo.

Indholdsfortegnelse

Advarsel og forholdsregler.....	4
Indledning	5
Tilsluttet anvendelse	6
Operation (betjening).....	7
Tilbehør	17
Dekontaminering	19
Pleje og forebyggende vedligeholdelse.....	20
Garanti og service	22
Mål og data.....	23

Advarsel og forholdsregler

ADVARSEL

Betyder: Sikkerhedsadvarsel. Manglende forståelse og overholdelse af denne advarsel kan medføre, at du selv eller andre kommer til skade.

FORSIGTIG

Betyder: Manglende overholdelse af disse instruktioner kan skade hele systemet eller alle hjælpemidler eller dele af disse.

BEMÆRK

Betyder: Disse oplysninger er vigtige i forhold til korrekt brug af dette system eller disse hjælpemidler.

Alvorlig hændelse

Hvis der indtræffer en alvorlig hændelse i forbindelse med denne enhed, som påvirker brugeren eller plejemodtageren, så bør brugeren eller plejemodtageren rapportere den alvorlige hændelse til producenten af enheden eller forhandleren. I EU bør brugere også indberette den alvorlige hændelse til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor de befinder sig.

Generelle advarsler

ADVARSEL

Plejemodtagerens alder, størrelse og tilstand skal vurderes af en kompetent klinisk kvalificeret person, før *Lifeguard*-plejemodtagerlejet anvendes. Passende brug af sengeheste skal i særdeleshed tages under overvejelse.

ADVARSEL

Hvis en eller flere dele mangler eller er blevet beskadiget, må produktet IKKE anvendes.

ADVARSEL

Brug ikke tilbehør, der ikke er konstrueret og godkendt til brug sammen med *Lifeguard*-plejemodtagerlejet.

ADVARSEL

Når *Lifeguard*-plejemodtagerlejet står stille, skal bremserne altid være slået til.

ADVARSEL

Klap sengehestene op, før *Lifeguard*-plejemodtagerlejet flyttes sammen med en plejemodtager.

ADVARSEL

Børn og rastløse eller desorienterede plejemodtagere må ikke på noget tidspunkt være uden opsyn.

ADVARSEL

Før en plejemodtager flyttes (rulles) over på *Lifeguard*-plejemodtagerlejet, eller før lateral forflytning foretages, skal liggefladen indstilles til en komfortabel arbejds højde. Vær opmærksom på, at *Lifeguard*-plejemodtagerlejet kan få overbalance, hvis plejemodtagerens vægt ikke er fordelt jævnt over liggefladen.

Indledning

Fig. 1



Denne manual indeholder anvisninger til brug og vedligeholdelse af *Lifeguard*®-plejemodtagerlejer, modelnummer LG55. (Se Fig. 1)

Lifeguard-plejemodtagerlejet har røntgengennemtrængelig madrasliggeflade. Produkterne har også en røntgenkassetteskuffe, der kan trækkes ud.

Tilsigtet anvendelse

Sortimentet af Lifeguard-plejemodtagerlejer er beregnet til anvendelse på hospitaler som madrassliggeflader og til transport af patienter. Lifeguard-plejemodtagerlejerne kan anvendes til generel og akut modtagelse, undersøgelse, diagnostisk røntgen og indledende behandling. De er også velegnede til overførsel af plejemodtagere mellem f.eks. afdelinger og operationsstuer.

Lifeguard-plejemodtagerlejer må kun benyttes af uddannet plejepersonale med den fornødne viden om plejemiljøet og dets almindelige praksis og procedurer. Udstyret skal anvendes i overensstemmelse med retningslinjerne i brugsvejledningen.


Plejemodtagerlejerne må kun anvendes til det formål, der er angivet i denne brugsvejledning. Anden brug er forbudt.

Plejemodtagervurdering

Vi anbefaler, at der udarbejdes regelmæssige vurderingsrutiner. Plejepersonalet skal vurdere hver enkelt plejemodtager/patient ud fra følgende kriterier, før udstyret tages i brug:

- Plejemodtagerens alder, størrelse og tilstand bør vurderes af en klinisk kvalificeret person for at sikre plejemodtagerens sikkerhed, inden plejemodtagerlejet tages i brug.
- Maks. sikker arbejdsbelastning er:
Lifeguard 55: 250 kg (550 lb). (Se Fig. 2)

Fig. 2



Hvis plejemodtageren ikke opfylder disse kriterier, skal der benyttes alternativt udstyr/alternative systemer.

Forventet produktlevetid

Dette produkts levetid er typisk ti (10) år. ”Levetid” er defineret som den periode, hvor produktet bibeholder den angivne ydeevne og sikkerhed, hvis det er blevet vedligeholdt og betjent i henhold til normal anvendelse og kravene i denne brugsvejledning.

Operation (betjening)

Sikkerhed

Af hensyn til operatørens, plejemodtagerens og udstyrets sikkerhed:

- Anvend altid en madras af korrekt størrelse og type til *Lifeguard*-plejemodtagerlejet.
- Undlad at udsætte udstyret, specielt madrassen, for åben ild, cigaretter osv.
- Inden *Lifeguard*-plejemodtagerlejet betjenes, skal det sikres, at plejemodtageren er placeret korrekt for at undgå, at vedkommende kommer i klemme eller kommer ud af balance.
- Når *Lifeguard*-plejemodtagerlejet anvendes, skal det kontrolleres, at der ikke står noget i vejen for det.
- Vejledningen lægges et passende sted til reference.

Madras

Madrasen fastgøres til liggefladen ved hjælp af burrebånd på madrassens underside og på laminattoppen.

Skubbehåndtag

Juster højden på håndtagene

(2 trin) (Se Fig. 3)

1. Tryk på den fjederbelastede udløserknap (A), og løft eller sænk håndtaget efter behov (B).
2. Slip knappen for at låse håndtaget i den højere eller lavere position.

Fig. 3





Fig. 4



Bremser og styring (Se Fig. 4)

Der sidder et par forbundne bremsepedaler i hver ende af *Lifeguard*-plejemodtagerlejet. Skub pedalerne ned for at slå bremserne til på alle hjulene.

Når pedalerne sidder vandret, kan hjulene rotere og dreje.

Der kan monteres et femte hjul, der kan anvendes som styrehjul, når pedalerne løftes helt op. I så fald holder *Lifeguard*-plejemodtagerlejet en lige kurs i en hvilken som helst retning og kan styres ved at dreje omkring det femte hjul. Hvis det femte hjul ikke er monteret, sidder styrehjulet i fodenden, og *Lifeguard*-plejemodtagerlejet skal skubbes fra hovedenden.

Fig. 5




Fig. 6



Højde- og tiltjustering Model LG55

Højden og hældningsvinklen på liggefladen justeres ved hjælp af en gruppe af fem pedaler på hver side af *Lifeguard*-plejemodtagerlejet. De tre pedaler mærket ▲ i den nederste række bruges til at løfte liggefladen. De to pedaler mærket med rød ▲ i den øverste række bruges til at sænke liggefladen. (Se Fig. 5)

Tiltjustering (Se Fig. 6)

Løftning af den ene ende af liggefladen

- Pump på den ”løfte”-pedal (sort ▲), der er nærmest den pågældende ende af *Lifeguard*-plejemodtagerlejet.

Sænkning af den ene ende af liggefladen

- Tryk ned på den ”sænke”-pedal (rød ▲), der er nærmest den pågældende ende af *Lifeguard*-plejemodtagerlejet, og hold den nede.

BEMÆRKNING

Der er en ekstra ”sænke”-pedal (rød ▲), der gør det muligt at tilte hovedenden nedad fra *Lifeguard*-plejemodtagerlejets hovedgærde.

Variation af højden

Løftning af liggefladen


- Pump på den midterste ”løfte”-pedal (sort ▲).

Sænkning af liggefladen

- Træd ned på begge ”sænke”-pedalerne (rød ▲), og hold dem nede.

Hvis liggefladen løftes eller sænkes, mens den tiltes, vil tiltvinklen blive opretholdt, indtil den forreste ende når bevægelsesgrænsen, hvor liggefladen vender tilbage til vandret position.

Fig. 7



Ryglæn


BEMÆRKNING

Det vil afhængigt af plejemodtagerens vægt og mobilitet være forskelligt, hvor stor styrke der skal til for at løfte eller sænke ryglænet. Ved en meget tung plejemodtager kan ryglænet falde hurtigt ned, hvis det ikke støttes, når det udløses.

Justering af ryglænet (2 trin) (Se Fig. 7)

1. Tag fat i håndtaget med et fast greb, tryk på udløserknappen og løft ryglænet med bistand fra gasfjederen, eller pres det ned imod gasfjederens tryk.
2. Slip udløserknappen for at låse ryglænet i en hvilken som helst vinkel.

Fig. 8



Sengeheste

(Se Fig. 8)


Hævning af sengehesten

- Hold i den øverste skinne og løft, indtil sengehesten låses på plads i den maksimale højde.

Sænkning af sengehesten

- Hold i den øverste skinne med den ene hånd, træk i udløserknappen i fodenden, og sænk skinnen ned mod hovedenden.

Fig. 9




Begge sengeheste kan sænkes endnu længere ned end den oprindelige hvileposition for at gøre plads til røntgen med "Arm", når der tages røntgenbilleder fra siden. Når sengehestene er foldet ned, hviler de på to stop (A), der er placeret i hver ende af liggefladens sideramme. (Se Fig. 9)

ADVARSEL

Når sengehesten befinder sig i nedfoldet position, hviler de opretstående bjælker på de to stop.

Vær opmærksom på at holde hænder og fingre væk fra disse områder.

Fig. 10



Operation (betjening)

(4 trin) (Se Fig. 10)

1. Sænk sengehesten, indtil de opretstående bjælker hviler på de to hvide plaststop.
2. I hovedenden af *Lifeguard*-plejemodtagerlejet skal du anbringe tommelfingeren over den øverste skinne på sengehesten, og bruge fingrene til at skubbe skydehagen (A), der er placeret under hver af de hvide plaststop, ind mod *Lifeguard*-plejemodtagerlejets ramme som illustreret (undgå at klemme skinne og skydehage sammen).

FORSIGTIG

Brug kun skydehagen (A) til at trække sengeheststoppet tilbage.

FORSIGTIG


**Brug ikke sengehestene til at flytte *Lifeguard*-plejemodtagerlejet.
Brug kun skubbehåndtagene til at betjene *Lifeguard*-plejemodtagerlejet.**

3. Når skydehagen er skubbet helt ind, sænkes den øverste skinne forsigtigt ned til den anden position.
4. I fodenden af *Lifeguard*-plejemodtagerlejet skal du bruge to hænder; en til at holde den øverste skinne og den anden til at skubbe glidehagen (A). Igen gælder det, at når glidehagen er skubbet helt ind, sænkes den øverste skinne forsigtigt ned til den anden position.

Returnering af sengehesten til normal position


- Løft den øverste skinne af sengehesten på et sted omtrent halvvejs langs *Lifeguard*-plejemodtagerlejet. Stoppene springer automatisk tilbage til den oprindelige position.

Fig. 11




Den viste røntgenkassetteskuffe har adgang fra plejemodtagerens venstre side

Fig. 12



Liggeflade med billedområde

Fig. 13



Låseanordning til kassetteskuffen

Røntgenfotografering

Liggefladen er røntgengennemtrængelig. Røntgenkassetteskuffen under liggefladen kan placeres hvor som helst langs platformens længde, så hele plejemodtageren kan røntgenfotograferes. (Se Fig. 11) (Se Fig. 12)

Ilægning og udtagning af røntgenkassetter

- Tryk den røde låseanordning (A) ned, og brug indhakk (B) til at trække kassetteskuffen ud, indtil den når stoppositionen. (Se Fig. 13)

Fig. 14





Fig. 15




Skuffen har fordybninger, der passer til to størrelser røntgenkassetter:

- A (390 mm x 466 mm) (Se Fig. 14)
- B (273 mm x 334 mm) (Se Fig. 15)

Der er to mulige positioner for hver størrelse røntgenkassetter i en vinkel på 90° i forhold til hinanden.

Anbring røntgenkassetten fladt i den relevante fordybning. Skub skuffen tilbage under liggefladen, indtil den låses på plads.


Fig. 16



Der er adgang til røntgenkassetteskuffen fra begge sider af liggefladen. (Se Fig. 16)

Når kassetteskuffen er skubbet hele vejen ind til dens låste position, er den placeret midt i billedområdet som vist nedenfor (A). (Se Fig. 16)


Fig. 17



Flyt kassetteskuffen væk fra midterpositionen (Se Fig. 17)

- Træk skuffen ud, og sørg for, at en af markørerne (A, B eller C) flugter med den sorte indikatorbjælke (D).

Fig. 18




Markørerne svarer til bogstaverne ud for røntgenkassetten; når markøren (A) f.eks. flugter med indikatorbjælken (D), befinder kanten (A) af røntgenkassetten sig på billedområdet grænse. (Se Fig. 18)

Fig. 19



Fig. 20



Håndtag til røntgenkassetteskuffen

Justering af placeringen af røntgenkassetteskuffen langs liggefladens længde (2 trin) (Se Fig. 20)

1. Løft håndtaget, og skub skuffen til den ønskede position.
2. Udløs håndtaget for at holde skuffen på plads.


Udstyr til iltbehandling

ADVARSEL

Sørg for, at iltslangen ikke bliver viklet ind i noget eller fastklemt, da det kan medføre skader på slangen eller afbrudt forsyning.

Når *Lifeguard*-plejemodtagerlejet anvendes, skal du sørge for, at det ikke støder ind i det installerede udstyr, specielt i lav højde.


Fig. 21



En fordybning i bunden af *Lifeguard*-plejemodtagerlejet passer til en iltflaske i størrelse D, E eller F. Gummipuder beskytter cylinderen for at forhindre utilsigtede bevægelser.

Derudover er der funktioner til installation og anvendelse af iltbehandlingssystemer. Der er en kort skinne (Medirail) i hovedenden af *Lifeguard*-plejemodtagerlejet med plads til flowmåler og sugeenhed. (Se Fig. 21)

Fig. 22




Der er monteret et universalmonteringsbeslag i *Lifeguard*-plejemodtagerlejets bund til at holde sugebeholderen. (Se Fig. 22) Hvis monteringsbeslaget ikke allerede er påskruet, fjerner du plasthætten fra hullet i underkanten og skruer beslaget på ved hjælp af to 6 mm rundhovedede skruer og møtrikker. Brug de forborede huller i understellet.

Fig. 23



Fig. 24



Dropstativ MB-ACC32

Placer dropstativet i en af de fire rørfatninger i hjørnerne af liggefladen (A). (Se Fig. 24)

ADVARSEL

Den maksimale samlede belastning på krogene må ikke overstige 5 kg.
Den maksimale belastning på det nederste rør må ikke overstige 10 kg.

Justering af højden (5 trin) (Se Fig. 24)

1. Hold godt fast i teleskopdropstativet.
2. Løsn låsekraven (B).
3. Hæv eller sænk det indvendige dropstativ efter behov (C).
4. Stram låsekraven omhyggeligt igen (D).
5. Fold krogene ud (E).

BEMÆRKNING

Vær forsigtig, så du ikke løfter dropstativet ud af fatningen, når du hæver krogen.

Opbevaring

Juster dropstativet til dets mindstehøjde, og stram låsekraven, før stativet opbevares i clipsene på *Lifeguard*-plejemodtagerlejets bund.

Fig. 25





Fig. 26



Integreret dropstativ 799.501

Det indbyggede dropstativ er placeret i hovedenden af *Lifeguard*-plejemodtagerlejet.

ADVARSEL

Sørg for, at den maksimale belastning af sikkerhedsgrunde ikke overstiger 5 kg.

Løft stativet til den lodrette position (A), og lad det glide ind i rørfatningen på liggefladen (B). (Se Fig. 26)

Justering af højden (4 trin) (Se Fig. 26)

1. Hold godt fast i teleskopdropstativet.
2. Løsn låsekraven (C).
3. Løft eller sænk krogen efter behov (D).
4. Stram låsekraven omhyggeligt igen (E).

BEMÆRKNING

Vær forsigtig, så du ikke løfter dropstativet ud af fatningen, når du hæver krogen.

Opbevaring

Juster stativet til minimumhøjde, og stram låsekraven. Løft derefter stativet ud af fatningen, og fold det ned.

Tilbehør

Arjo fører et bredt udvalg af tilbehør, inkl. madrasser. Detaljerede oplysninger kan rekvireres.

Det tilbehør, som p.t. findes til *Lifeguard* LG55, er vist i tabellen nedenfor.

NAVN PÅ TILBEHØR	PRODUKTKODE
Fodendepanel og bue	157009
Fodpanel med monitorbord	157018
Clip-on bord	157021
Armlæn	157006PE02
Sengehestepuder (grå)	99901PE16
DIN-skinnesæt (hovedgærde)	LG/ACC03
Holder til iltflaske (PD-størrelse)	LG/ACC04
DIN-skinnesæt (fodende)	LG/ACC05
Madrass med to-vejs strækbetræk - 65 mm tyk	LGMAT/10
Madrass med to-vejs strækbetræk - 80 mm tyk	LGMAT/12
Todelt forflytningsmadrass	LGMAT/13
Todelt forflytningsmadrass "Pennyla"	LGMAT/13PN
Bi-Flex trykreducerende madrass	TRM2
Bi-Flex trykfordelende madrass	TRM3

Visse former for tilbehør er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder. Arjo forbeholder sig ret til at ændre specifikationer og tilgængelighed uden varsel.

Følgende oplysninger vedrører tilbehør, der leveres sammen med *Lifeguard*-plejemodtagerlejet: Andet tilbehør leveres med brugsvejledning.

LGMAT/10

LGMAT/10 er en topmadrass med to-vejs, antistatisk, elastisk PUR-betræk, der anvendes til at give plejemodtageren tilstrækkelig komfort under transport og til at gøre rengøring og desinfektion nemmere.

LGMAT/12

LGMAT/12 er en madrass med to skumtyper i én del med to-vejs, antistatisk PU-strækbetræk, der anvendes til at give plejemodtageren forbedret komfort under transport og til at gøre rengøring og desinfektion nemmere.

LGMAT/13

Forflytningsmadrassen LGMAT/13 er designet til at gøre det muligt at flytte plejemodtagere på en nem måde og med minimalt ubehag fra et *Lifeguard*-plejemodtagerleje til en tilstødende overflade.

Fodpanel med monitorbord 157018

Installer fodpanelet i de firkantede fatninger i enden af liggefladen, med clipboardet på ydersiden.


Fig. 27



ADVARSEL

Maksimal sikker arbejdsbelastning er 12 kg, jævnt fordelt.

Fig. 28



Brug af monitorbordet (2 trin) (Se Fig. 28)

1. Anbring clipboardet i vandret stilling.
2. Brug stropperne til at fastgøre monitoren til bordet.

Fjernelse af fodpanelet

- Løft det ud af fatningerne.

Dekontaminering

Følgende processer anbefales, men bør tilpasses, så de passer til de lokale eller nationale retningslinjer (dekontaminering af medicinsk udstyr), der eventuelt gælder i plejemiljøet eller i anvendelseslandet. I tvivlstilfælde skal den lokale specialist i infektionskontrol spørges til råds.

Lifeguard-systemet skal dekontamineres rutinemæssigt mellem hver plejemodtager og med regelmæssige mellemrum, når det er i brug, hvilket er god praksis for alt genbrugeligt medicinsk udstyr.

ADVARSEL

Bær beskyttelsestøj ved udførelse af dekontamineringsprocedurerne.

FORSIGTIG

Anvend ikke fenolbaserede opløsninger, slibemidler eller puder under dekontamineringen, da det vil beskadige overfladen. Betrækket må ikke koges eller autoklaveres.

Rengøring

(2 trin)

1. Rengør alle udsatte overflader, og fjern alle organiske efterladenskaber ved at tørre af med en klud, der er fugtet i en blanding af vand og almindeligt (neutralt) rengøringsmiddel.
2. Tør grundigt efter.

Kemisk desinfektion

(4 trin)

Vi anbefaler et klorfrigørende stof, såsom natriumhypochlorit, med en styrke på 1.000 ppm af tilgængelig klor (mængden kan variere fra 250 ppm til 10.000 ppm afhængigt af lokal praksis og kontamineringsgraden) med henblik på at sikre, at betrækket forbliver intakt.

1. Tør alle rengjorte overflader af med opløsningen, skyl efter og tør grundigt.
2. Som alternativ kan der anvendes alkoholbaserede desinfektionsmidler (med maksimal styrke på 70 %).
3. Sørg for, at produktet er tørt, før det stilles til side med henblik på opbevaring.
4. Såfremt der anvendes et alternativt tilgængeligt desinfektionsmiddel fra det brede udvalg, anbefaler vi at få producenten til at bekræfte, at det er egnet til den pågældende brug, inden det anvendes.

Rengøring af madrassen

(2 trin)

1. Aftør alle overflader med en engangsklud, der er vædet med et neutralt rengøringsmiddel og lunkent vand.
2. Skyl efter med rent vand, og tør af med engangspapirhåndklæder.

Desinfektion af madrassen

- Aftør alle overflader med en opløsning af natrium-diklorisocyanurat (NaDCC) i en koncentration på 1.000 dele pr. million (0,1 %) tilgængeligt chlor.

Pleje og forebyggende vedligeholdelse

Dette produkt bliver slidt i forbindelse med brugen. Der skal udføres forebyggende vedligeholdelse med nedenstående intervaller for at sikre, at produktet fortsat opretholder en ydeevne, som ligger inden for dets oprindelige specifikationer.

ADVARSEL

Listen angiver den grad af forebyggende vedligeholdelse, der som minimum anbefales af producenten. Der bør foretages hyppigere eftersyn, hvis produktet udsættes for massiv brug eller aggressive miljøer, eller hvis dette påkræves af lokale bestemmelser.

Hvis ikke disse eftersyn udføres, eller produktet fortsat anvendes, hvis man finder en fejl, kan sikkerheden for både plejemodtageren og plejeren/brugeren kompromitteres. Forebyggende vedligeholdelse kan være med til at forhindre uheld.

Handlinger, der skal udføres af plejeren/brugeren	Dagligt	Ugentligt	Årligt
Rengør og desinficer som vist i "Dekontaminering" på side 19.	X		
Kontrollér, at sengehestene fungerer korrekt		X	
Kontrollér hjulene visuelt		X	
Efterse madrassen som beskrevet på næste side	X		
Kontrollér sengehestepuder (hvis de er installeret)		X	

Hvis resultatet af en af disse test ikke er tilfredsstillende, kontaktes Arjo eller et autoriseret servicecenter.

ADVARSEL

Nedenstående procedurer må kun udføres af kvalificeret og uddannet personale. Sker det ikke, kan det medføre personskade eller gøre produktet farligt at bruge.

Handlinger, der skal udføres af plejeren/brugeren	Dagligt	Ugentligt	Årligt
Kontrollér funktionen på løftemekanismen som beskrevet nedenfor			X
Kontrollér, at ryglænet kan hæves og sænkes på korrekt vis			X
Kontrollér, at styrehjulene fungerer korrekt. Vær særlig opmærksom på bremse- og styrefunktioner			X
Kontrollér, at der ikke er lækager i hydraulikpumpen			X
Kontrollér, at alle møtrikker, bolte og andre fastgørelseselementer er til stede, og at de er korrekt spændt			X
Kontrollér alt tilbehør, især fastgørelseselementer og bevægelige dele.			X

Madras

Kontroller betrækket, især langs sømmene for revner eller spalter, hvor væske kan trænge ind. Udskift om nødvendigt betrækket.

Lyn betrækket af, og undersøg madrassens kerne for tegn på væskeindtrængen, f.eks. pletter eller fugt. Udskift om nødvendigt hele madrassen.

Løftemekanisme

Kontrollér funktionen. Du bør mærke en konstant, fast modstand i hele arbejdsområdet, når ”løfte”-pedalerne trædes ned. Hvis pedaltrykket varierer eller giver efter, kan det være et tegn på, at der er luft i systemet. Det kan udbedres på følgende måde:

(3 trin)

1. Løft liggefladen til fuld højde. Fortsæt med at pumpe på pedalen fire eller fem gange, og sænk derefter platformen helt ned.
2. Gentag dette to eller tre gange.
3. Hvis pedalen herefter ikke fungerer med et fast og konstant modstand, skal Arjo eller et autoriseret servicecenter kontaktes.

Røntgenkassetteholder


Kontrollér, at kassetteholderen fungerer korrekt. Den bør glide nemt op og ned langs hele *Lifeguard*-plejemodtagerlejets længde. Den bør også bevæge sig frit ind og ud på begge sider af liggefladen. Hvis ikke, kontaktes Arjo eller et autoriseret servicecenter.




Garanti og service

Arjos standardvilkår og betingelser gælder for alle salg. Et eksemplar heraf udleveres på anmodning. De indeholder en komplet beskrivelse af garantibetingelser og begrænser ikke kundens lovbestemte rettigheder.

Kontakt Arjo eller en godkendt distributør vedr. service, vedligeholdelse og andre spørgsmål til dette produkt. Der findes en liste over Arjo-salgskontorer bagest i denne brugsvejledning.

Mål og data

	Model LG55
Total længde	211 cm
Samlet bredde	77 cm
Højde på liggeflade (maks.)	93 cm
Højde på liggeflade (min.)	56 cm
Tilt (maks.) hovedgærde ned	12°
Tilt (maks.) fodende ned	12°
Justering af ryglænet	0 til 87°
Hjul (diameter)	20 cm
Produktvægt (ca.)	177 kg
Produktvægt med røntgenkassettebakke	185 kg
Sikker arbejdsbelastning	250 kg 
Madrasstørrelse	195 x 67 x 6,5 cm 195 x 67 x 7,5 cm 195 x 67 x 8 cm 195 x 67 x 13 cm

	Angiver, at produktet er medicinsk udstyr ifølge forordning (EU) 2017/745 om medicinsk udstyr
	CE-mærkning angiver overensstemmelse med Det Europæiske Fællesskabs harmoniserede lovgivning
	Unik udstyrsidentifikator

Transport og opbevaring

Håndteres med forsigtighed. Må ikke tabes. Undgå stød og voldsomme slagpåvirkninger.

Driftsforhold:

- Temperatur: -10 °C til +40 °C
- Relativ fugtighed: 20-90 % ved 30 °C, ikke-kondenserende
- Atmosfærisk tryk: 700 hPa til 1060 hPa

Udstyret skal opbevares i et rent, tørt og godt udluftet område, der overholder følgende betingelser:

- Temperatur: -10 °C til +50 °C
- Relativ fugtighed: 20-90 % ved 30 °C, ikke-kondenserende
- Atmosfærisk tryk: 700 hPa til 1060 hPa

Bortskaffelse af et udtjent produkt

Udstyret skal skilles ad og genanvendes i overensstemmelse med lokale eller nationale bestemmelser.

Komponenter, som primært består af forskellige typer metal (indeholdende mere end 90 % metal efter vægt), f.eks. en sengerramme, skal genanvendes som metal.

Tom med vilje

Tom med vilje

Tom med vilje

AUSTRALIA

Arjo Australia
Building B, Level 3
11 Talavera Road
Macquarie Park, NSW, 2113,
Australia
Phone: 1800 072 040

BELGIQUE / BELGIË

Arjo Belgium
Evenbroekveld 16
9420 Erpe-Mere
Phone: +32 (0) 53 60 73 80
Fax: +32 (0) 53 60 73 81
E-mail: info.belgium@arjo.com

BRASIL

Arjo Brasil Equipamentos Médicos Ltda
Rua Marina Ciufulli Zanfelice, 329 PB02
Galpão - Lapa
São Paulo – SP – Brasil
CEP: 05040-000
Phone: 55-11-3588-5088
E-mail: vendas.latam@arjo.com
E-mail: servicios.latam@arjo.com

CANADA

Arjo Canada Inc.
90 Matheson Boulevard West
Suite 350
CA-MISSISSAUGA, ON, L5R 3R3
Tel/Tél: +1 (905) 238-7880
Free: +1 (800) 665-4831
Fax: +1 (905) 238-7881
E-mail: info.canada@arjo.com

ČESKÁ REPUBLIKA

Arjo Czech Republic s.r.o.
Na Strži 1702/65
140 00 Praha
Czech Republic
Phone No: +420225092307
E-mail: info.cz@arjo.com

DANMARK

Arjo A/S
Vassingerødvej 52
DK-3540 LYNGE
Tel: +45 49 13 84 86
Fax: +45 49 13 84 87
E-mail: dk_kundeservice@arjo.com

DEUTSCHLAND

Arjo GmbH
Peter-Sander-Strasse 10
DE-55252 MAINZ-KASTEL
Tel: +49 (0) 6134 186 0
Fax: +49 (0) 6134 186 160
E-mail: info-de@arjo.com

ESPAÑA

ARJO IBERIA S.L.
Poligono Can Salvatella
c/ Cabanyes 1-7
08210 Barberà del Valles
Barcelona - Spain
Telefono 1: +34 900 921 850
Telefono 2: +34 931 315 999

FRANCE

Arjo SAS
2 Avenue Alcide de Gasperi
CS 70133
FR-59436 RONCQ CEDEX
Tél: +33 (0) 3 20 28 13 13
Fax: +33 (0) 3 20 28 13 14
E-mail: info.france@arjo.com

HONG KONG

Arjo Hong Kong Limited
Room 411-414, 4/F, Manhattan Centre,
8 Kwai Cheong Road, Kwai Chung, N.T.,
HONG KONG
Tel: +852 2960 7600
Fax: +852 2960 1711

ITALIA

Arjo Italia S.p.A.
Via Giacomo Peroni 400-402
IT-00131 ROMA
Tel: +39 (0) 6 87426211
Fax: +39 (0) 6 87426222
E-mail: Italy.promo@arjo.com

MIDDLE EAST

Arjo Middle East FZ-LLC
Office 908, 9th Floor,
HQ Building, North Tower,
Dubai Science Park,
Al Barsha South
P.O. Box 11488, Dubai,
United Arab Emirates
Direct +971 487 48053
Fax +971 487 48072
Email: Info.ME@arjo.com

NEDERLAND

Arjo Nederland BV
Biezenwei 21
4004 MB TIEL
Postbus 6116
4000 HC TIEL
Tel: +31 (0) 344 64 08 00
Fax: +31 (0) 344 64 08 85
E-mail: info.nl@arjo.com

NEW ZEALAND

Arjo Ltd
34 Vestey Drive
Mount Wellington
NZ-AUCKLAND 1060
Tel: +64 (0) 9 573 5344
Free Call: 0800 000 151
Fax: +64 (0) 9 573 5384
E-mail: nz.info@Arjo.com

NORGE

Arjo Norway AS
Olaf Helsets vei 5
N-0694 OSLO
Tel: +47 22 08 00 50
Faks: +47 22 08 00 51
E-mail: no.kundeservice@arjo.com

ÖSTERREICH

Arjo Austria GmbH
Lemböckgasse 49 / Stiege A / 4.OG
A-1230 Wien
Tel: +43 1 8 66 56
Fax: +43 1 866 56 7000

POLSKA

Arjo Polska Sp. z o.o.
ul. Ks Piotra Wawrzyniaka 2
PL-62-052 KOMORNIKI (Poznań)
Tel: +48 691 119 999
E-mail: arjo@arjo.com

PORTUGAL

Arjo em Portugal
MAQUET Portugal, Lda.
(Distribuidor Exclusivo)
Rua Poeta Bocage n.º 2 - 2G
PT-1600-233 Lisboa
Tel: +351 214 189 815
Fax: +351 214 177 413
E-mail: Portugal@arjo.com

SUISSE / SCHWEIZ

Arjo Switzerland AG
Fabrikstrasse 8
Postfach
CH-4614 HÄGENDORF
Tél/Tel: +41 (0) 61 337 97 77
Fax: +41 (0) 61 311 97 42

SUOMI

Arjo Scandinavia AB
Riihitontuntie 7 C
02200 Espoo
Finland
Puh: +358 9 6824 1260
E-mail: Asiakaspalvelu.finland@arjo.com

SVERIGE

Arjo International HQ
Hans Michelsensgatan 10
SE-211 20 MALMÖ
Tel: +46 (0) 10 494 7760
Fax: +46 (0) 10 494 7761
E-mail: kundservice@arjo.com

UNITED KINGDOM

Arjo UK and Ireland
Houghton Hall Park
Houghton Regis
UK-DUNSTABLE LU5 5XF
Tel: +44 (0) 1582 745 700
Fax: +44 (0) 1582 745 745
E-mail: sales.admin@arjo.com

USA

Arjo Inc.
2349 W Lake Street Suite 250
US-Addison, IL 60101
Tel: +1 (630) 307-2756
Free: +1 (800) 323-1245
Fax: +1 (630) 307 6195
E-mail: us.info@arjo.com

JAPAN

Arjo Japan K.K.
東京都港区虎ノ門三丁目7番8号
ランドミック第2虎ノ門ビル9階
Tel: +81 (0)3-6435-6401
Fax: +81 (0)3-6435-6402
E-mail: info.japan@arjo.com

At Arjo, we believe that empowering movement within healthcare environments is essential to quality care. Our products and solutions are designed to promote a safe and dignified experience through patient handling, medical beds, personal hygiene, disinfection, diagnostics, and the prevention of pressure injuries and venous thromboembolism. With over 6500 people worldwide and 65 years caring for patients and healthcare professionals, we are committed to driving healthier outcomes for people facing mobility challenges.



ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

arjo

CE