

GEBRUIKSAANWIJZING

Lifeguard LG55



WAARSCHUWING

Lees, om letsel te voorkomen, altijd de *gebruiksaanwijzing* en bijbehorende documenten voordat u het product gaat gebruiken.



Gebruiksaanwijzing – Raadpleeg de gebruiksaanwijzing.

Beleid met betrekking tot het ontwerp en auteursrecht
® en ™ zijn handelsmerken van de Arjo-bedrijvengroep.
© Arjo 2023.

Omdat ons beleid voortdurend in ontwikkeling is, behouden wij ons het recht voor om ontwerpen zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Het is zonder de toestemming van Arjo niet toegestaan de inhoud van deze publicatie geheel of gedeeltelijk te kopiëren.

Inhoud

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen	4
Inleiding	5
Beoogd gebruik	6
Bediening.....	7
Accessoires	17
Reiniging en desinfectie	19
Onderhoudsinstructies.....	20
Garantie en service	22
Afmetingen en specificaties.....	23

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

WAARSCHUWING

Betekent: Veiligheidswaarschuwing. Het niet begrijpen en niet opvolgen van deze waarschuwing kan leiden tot persoonlijk letsel van uzelf of anderen.

LET OP

Betekent: Het niet opvolgen van deze voorschriften kan leiden tot schade aan het apparaat of aan delen hiervan.

OPMERKING

Betekent: Dit is belangrijke informatie voor een correct gebruik van dit apparaat.

Ernstig incident

Als er een ernstig incident optreedt, gerelateerd aan dit medische hulpmiddel, dat invloed heeft op de gebruiker of de zorgvrager, dan moet de gebruiker of de zorgvrager het incident melden aan de fabrikant of de distributeur van het medische hulpmiddel. In de Europese Unie moet de gebruiker het incident bovendien melden aan de bevoegde autoriteit in de lidstaat waarin hij of zij zich bevindt.

Algemene waarschuwingen

WAARSCHUWING

De leeftijd, het lichaamsgewicht en de conditie van de zorgvrager moeten worden beoordeeld door een medisch gekwalificeerde persoon alvorens de *Lifeguard*-wagen te gebruiken, met bijzondere aandacht voor een correct gebruik van de onrusthekken.

WAARSCHUWING

Gebruik het hulpmiddel NIET als er een onderdeel ontbreekt of is beschadigd.

WAARSCHUWING

Gebruik geen accessoires die niet zijn ontworpen of goedgekeurd voor gebruik in combinatie met de *Lifeguard*-wagen.

WAARSCHUWING

Zet de *Lifeguard*-wagen in stilstand altijd op de rem.

WAARSCHUWING

Breng de onrusthekken omhoog alvorens de *Lifeguard*-wagen met een zorgvrager te verplaatsen.

WAARSCHUWING

Kinderen en onrustige of gedesoriënteerde zorgvragers mogen nooit alleen achtergelaten worden.

WAARSCHUWING

Voor u de zorgvrager op de *Lifeguard*-wagen draait (rolt) of zijdelings verplaatst, moet u het ligvlak op een comfortabele werkhoogte brengen. Let erop dat de *Lifeguard*-wagen kan overhellen als het gewicht van de zorgvrager niet gelijk verdeeld is over het ligvlak.

Inleiding

Fig. 1



Deze handleiding bevat aanwijzingen voor het gebruik en onderhoud van wagens van het type *Lifeguard*®, model LG55. **(Zie Fig. 1)**

De *Lifeguard*-wagen heeft röntgendoorlatende ligvlakken. De wagens beschikken over een schuifbare röntgencassetelade.

Beoogd gebruik

Het assortiment Lifeguard-wagens is bedoeld voor gebruik in ziekenhuizen als ligsysteem voor matrassen en om zorgvragers te verplaatsen. De Lifeguard-wagens zijn geschikt voor algemene en spoedeisende opname, onderzoek, diagnostisch röntgenonderzoek en eerste behandeling. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het overbrengen van zorgvragers naar afdelingen, zalen en operatiekamers.

Lifeguard-wagens mogen alleen worden gebruikt door getrainde zorgverleners met adequate kennis van de zorgomgeving en de daar gangbare praktijk en procedures en conform de richtlijnen in de gebruiksaanwijzing.


Gebruik de wagens uitsluitend voor de in deze gebruiksaanwijzing gespecificeerde doeleinden. Elk ander gebruik is verboden.

Beoordeling van de zorgvrager

Wij adviseren zorginstellingen standaardbeoordelingsprocedures op te stellen. Vóór gebruik dienen de zorgverleners iedere zorgvrager te beoordelen op basis van de onderstaande criteria:

- Om te verzekeren dat de zorgvrager de wagen veilig kan gebruiken, dient zijn/haar leeftijd, lengte en toestand beoordeeld te worden door een medisch gekwalificeerde persoon.
- De maximale veilige tilbelasting is:
Lifeguard 55: 250 kg (**Zie Fig. 2**)

Fig. 2



Als de zorgvrager niet aan deze criteria voldoet, adviseren wij een ander hulpmiddel/systeem te gebruiken.

Verwachte levensduur

De levensduur van dit product is normaal tien (10) jaar. „Levensduur” wordt gedefinieerd als de periode waarin het product de gespecificeerde prestaties en veiligheid biedt, op voorwaarde dat het product volgens de aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing wordt onderhouden en gebruikt.

Veiligheid

Richtlijnen voor het behoud van de apparatuur en voor de veiligheid van de zorgvrager en degene die de wagen bedient:

- Gebruik altijd het juiste type matras met de correcte afmetingen voor deze *Lifeguard*-wag en.
- Gebruik de apparatuur, met name de matras, niet in de nabijheid van open vuur, sigaretten e.d.
- Alvorens de *Lifeguard*-wag en te bedienen, moet u ervoor zorgen dat de zorgvrager goed zit of ligt. Dit om beknelling of een gebrek aan balans te voorkomen.
- Zorg er bij het bedienen van de *Lifeguard*-wag en voor dat er geen obstakels in de weg zitten.
- Zorg dat deze handleiding ter referentie binnen handbereik ligt.

Matras

De matras is aan het ligvlak bevestigd met klittenband aan de onderkant van de matras en de gelamineerde bovenkant.

Handgrepen

De hoogte van de handgrepen aanpassen (2 stappen) (Zie Fig. 3)

1. Druk op de veerbelaste ontgrendelingsknop (A) en breng de handgreep zo nodig omhoog of omlaag (B).
2. Wanneer u de knop loslaat, wordt de handgreep in de hogere of lagere positie vergrendeld.

Fig. 3





Fig. 4




Remmen en sturen (Zie Fig. 4)

Aan weerszijden van de *Lifeguard*-wag en bevinden zich twee gekoppelde rempedalen. Als de pedalen omlaag staan, staan alle zwenkwielen op de rem.

Als de pedalen horizontaal staan, kunnen de zwenkwielen draaien en zwenken.

Optioneel kan gebruik worden gemaakt van een vijfde zwenkwiel. De pedalen dienen dan helemaal omhoog te staan. In dat geval kan de *Lifeguard*-wag en in elke gewenste richting in een rechte lijn worden verreden en wordt er gestuurd met het vijfde wiel. Wanneer geen gebruik wordt gemaakt van een vijfde wiel, bevindt het zwenkwiel zich aan het voeteneinde. De *Lifeguard*-wag en moet dan bij het hoofdeinde worden geduwd.

Fig. 5



Hoogte- en kantelinstelling model LG55

De hoogte en de kanteling van het ligvlak kunnen worden aangepast met behulp van vijf voetpedalen aan weerszijden van de *Lifeguard*-wagen. De drie pedalen die in de onderste rij zijn aangeduid met een zwarte ▲, dienen om het ligvlak omhoog te brengen. De twee pedalen die in de bovenste rij zijn aangeduid met een rode ▲, dienen om het ligvlak omlaag te brengen. (Zie Fig. 5)

Fig. 6



Kantelinstelling (Zie Fig. 6)

Een van de uiteinden van het ligvlak omhoog brengen

- Bedien het pedaal voor 'omhoog' (zwarte ▲) dat zich het dichtst bij het betreffende uiteinde van de *Lifeguard*-wagen bevindt, met een pompende beweging.

Een van de uiteinden van het ligvlak omlaag brengen

- Houd het pedaal voor 'omlaag' (rode ▲) dat zich het dichtst bij het betreffende uiteinde van de *Lifeguard*-wagen bevindt, ingedrukt.

OPMERKING

De *Lifeguard*-wagen beschikt over een extra pedaal voor 'omlaag' (rode ▲) waarmee het mogelijk is het hoofdeinde omlaag te kantelen.

Hoogte aanpassen

Het ligvlak omhoog brengen

- Bedien het middelste pedaal voor 'omhoog' (zwarte ▲) met een pompende beweging.

Het ligvlak omlaag brengen

- Houd beide pedalen voor 'omlaag' (rode ▲) ingedrukt.


Indien het ligvlak in gekantelde positie omhoog of omlaag wordt gebracht, blijft de kanteling onveranderd tot het hoogste of laagste uiteinde zijn limiet bereikt heeft. Vervolgens neemt het ligvlak een horizontale positie aan.

Rugsteun

OPMERKING

De inspanning die nodig is om de rugsteun omhoog of omlaag te brengen, is afhankelijk van het gewicht en de mobiliteit van de zorgvrager. Bij zware zorgvragers kan de rugsteun op hoge snelheid neerklappen indien de rugsteun tijdens het ontgrendelen niet wordt ondersteund.


Fig. 7



De rugsteun aanpassen (2 stappen) (Zie Fig. 7)

1. Houd de handgreep stevig vast, druk op de ontgrendelingsknop en breng de rugsteun omhoog (met de werking van de gasveer mee) of duw de rugsteun omlaag (tegen de werking van de gasveer in).
2. Wanneer u de ontgrendelingsknop loslaat, wordt de rugsteun onder de gewenste hoek vergrendeld.

Fig. 8



Onrusthekken

(Zie Fig. 8)


Het onrusthek omhoog brengen

- Til het onrusthek aan de bovenste buis op tot het op de maximale hoogte wordt vergrendeld.

Het onrusthek omlaag brengen

- Houd de bovenste stang met één hand vast, trek aan de ontgrendelingsknop aan het voeteneinde van de wagen en breng de stang omlaag in de richting van het hoofdeinde.

Fig. 9




Om bij het maken van röntgenfoto's vanaf de zijkant het gebruik van een arm mogelijk te maken, kunnen beide onrusthekken verder omlaag worden gebracht dan de oorspronkelijke ruststand. Wanneer het onrusthek wordt ingeklapt, steunt het op twee geleiders (A) aan weerszijden van het ligvlak. (Zie Fig. 9)

WAARSCHUWING

Wanneer het onrusthek is ingeklapt, rusten de verticale buizen op de twee geleiders. Houd uw handen en vingers uit de buurt van deze plaatsen.

Fig. 10



Bediening

(4 stappen) (Zie Fig. 10)

1. Breng het onrusthek omlaag tot de verticale buizen op de twee witte, plastic geleiders rusten.
2. Ga bij het hoofdeinde van de *Lifeguard*-wagen staan en leg uw duim over de bovenste buis van het onrusthek. Gebruik uw vingers om de schuifvergrendeling (A) onder de witte, kunststof geleiders onder elk bedhek richting het frame van de *Lifeguard*-wagen te duwen, zoals afgebeeld. Knijp hierbij de buis en de vergrendeling niet samen.

LET OP

Trek de geleider van het onrusthek alleen terug met behulp van de schuifvergrendeling (A).

LET OP


Gebruik de onrusthekken nooit om de *Lifeguard*-wagen te verplaatsen. Gebruik alleen de handgrepen om de *Lifeguard*-wagen te bedienen.

3. Houd de vergrendeling ingedrukt en breng de bovenste buis langzaam omlaag tot deze zich in de tweede positie bevindt.
4. Gebruik aan het voeteneinde van de *Lifeguard*-wagen twee handen: gebruik de ene hand om de bovenste buis vast te houden en de andere om de schuifvergrendeling (A) in te drukken. Ook nu drukt u de vergrendeling eerst helemaal in en brengt u vervolgens de bovenste buis langzaam omlaag tot deze zich in de tweede positie bevindt.

Het onrusthek weer in de normale stand zetten


- Til de bovenste buis van het onrusthek ongeveer in het midden van de *Lifeguard*-wagen op. De geleiders nemen automatisch hun uitgangspositie aan.

Fig. 11




Röntgencassettelade bij opening links van de zorgvrager Linkerzijde

Fig. 12



Ligvlak met opnamegedeelte

Fig. 13



Vergrendeling van de cassettelade

Röntgenfoto's

Het ligvlak is röntgendoorlaatbaar. De schuifbare röntgencassettelade onder het ligvlak kan over de gehele lengte van het ligvlak worden verplaatst zodat elk lichaamsdeel van de zorgvrager kan worden gefotografeerd. (Zie Fig. 11) (Zie Fig. 12)

Cassettes plaatsen of verwijderen

- Duw de rode vergrendeling (A) omlaag en gebruik de gleuf (B) om de cassettelade uit te trekken tot die niet verder kan. (Zie Fig. 13)

Fig. 14





Fig. 15




De cassetlade is geschikt voor twee maten röntgencassettes:

- A (390 mm x 466 mm) (Zie Fig. 14)
- B (273 mm x 334 mm) (Zie Fig. 15)

Voor elke maat röntgencassetlade zijn er twee mogelijke standen, in een hoek van 90° ten opzichte van elkaar.

Plaats de röntgencassette vlak in de geschikte opening. Duw de lade onder het ligvlak tot hij op zijn plaats klikt.


Fig. 16



De röntgencassetlade kan aan weerszijden van het ligvlak worden geopend. (Zie Fig. 16)

Wanneer de cassetlade in de vergrendelde positie is geplaatst, bevindt hij zich in een centrale positie ten opzichte van het opnamegebied (A). (Zie Fig. 16)


Fig. 17



De cassettelade van de centrale positie wegbrengen (Zie Fig. 17)

- Trek de lade uit en lijn een van de markeringen (A, B of C) uit met de zwarte indicatierand (D).

Fig. 18




De lademarkeringen stemmen overeen met de letters naast de röntgencassette. Als lademarkering (A) bijvoorbeeld op één lijn staat met de indicatierand (D), bevindt rand (A) van de röntgencassette zich op de grens van het opnamegebied. (Zie Fig. 18)

Fig. 19



Fig. 20



Hendel van de röntgencassettelade

De röntgencassettelade over de lengte van het ligvlak verplaatsen (2 stappen) (Zie Fig. 20)

1. Til de hendel op en schuif de lade naar de gewenste positie.
2. Laat de hendel los om de lade vast te zetten.


Apparatuur voor zuurstoftherapie

WAARSCHUWING

Let erop dat de zuurstofleiding niet verward of bekneld raakt. Indien dit wel gebeurt, kan dat leiden tot beschadiging van de leiding of belemmering van de toevoer.

Let bij het bedienen van de *Lifeguard*-wagen op de geïnstalleerde apparatuur, met name wanneer de *Lifeguard*-wagen op geringe hoogte wordt bediend.


Fig. 21



In de uitsparing in het onderstel van de *Lifeguard*-wagen kunnen zuurstofcilinders in de maten D, E of F worden geplaatst. Voor een optimale stabiliteit is de uitsparing voor de cilinder bekleed met rubber.

Er zijn ook voorzieningen aanwezig voor de plaatsing en het gebruik van zuurstoftherapiesystemen. Aan het hoofdeinde van de *Lifeguard*-wagen is een korte rail (Medirail) aangebracht voor een flowmeter en injectie-/suctiesysteem. (Zie Fig. 21)

Fig. 22




Op het onderstel van de *Lifeguard*-wagen bevindt zich een universele montagebeugel voor opvangcontainers. (Zie Fig. 22) Indien de montagebeugel nog niet geplaatst is, verwijdert u het plastic kapje van het gat in het onderstel van de wagen en bevestigt u de beugel met twee bolkopschroeven en moeren van 6 mm in de voorgeboorde gaten in het onderstel.

Fig. 23



Fig. 24



Infuusstandaard MB-ACC32

Plaats de infuusstandaard in een van de vier buisvormige houders op de hoeken van het ligvlak (A). (Zie Fig. 24)

WAARSCHUWING

De maximale last aan de haken mag niet hoger zijn dan 5 kg.
De maximale last aan de onderste buis mag niet hoger zijn dan 10 kg.

Stel de hoogte in (5 stappen) (Zie Fig. 24)

1. Houd de telescopische infuusstandaard stevig vast.
2. Draai de vergrendelring los (B).
3. Zet de binnenste infuusstandaard naar behoefte hoger of lager (C).
4. Draai de vergrendelring weer stevig vast (D).
5. Draai de haken naar buiten (E).


OPMERKING

Let er bij het omhoog brengen van de haak op dat u de infuusstandaard niet uit de houder tilt.

Opslag

Stel de infuusstandaard in op de minimale lengte en draai de vergrendelring vast voordat u de paal vastklikt aan het onderstel van de *Lifeguard*-wagen.

Fig. 25




Geïntegreerde infuusstandaard 799.501

De ingebouwde infuusstandaard bevindt zich aan het hoofdeinde van de *Lifeguard*-wagen.

WAARSCHUWING

Het maximale belastbare gewicht van 5 kg mag niet worden overschreden.

Fig. 26



Breng de paal omhoog tot hij zich in een verticale positie bevindt (A) en laat de paal vervolgens in de buisvormige houder van het ligvlak zakken (B). (Zie Fig. 26)

Stel de hoogte in (4 stappen) (Zie Fig. 26)

1. Houd de telescopische infuusstandaard stevig vast.
2. Draai de vergrendelring los (C).
3. Zet de haak naar behoefte hoger of lager (D).
4. Draai de vergrendelring weer stevig vast (E).

OPMERKING

Let er bij het omhoog brengen van de haak op dat u de infuusstandaard niet uit de houder tilt.

Opslag

stel de paal in op de minimale lengte en draai de vergrendelingsring aan. Til de paal vervolgens uit de houder en klap hem in.

Accessoires

Arjo beschikt over een ruim assortiment accessoires, waaronder matrassen. Extra informatie is op verzoek verkrijgbaar.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de momenteel verkrijgbare accessoires voor de *Lifeguard* LG55.

NAAM VAN HET ACCESSOIRE	PRODUCTCODE
Voeteneindepaneel en -boog	157009
Voetpaneel met monitortafel	157018
Clip-on eettafel	157021
Armsteunen	157006PE02
Stoatkussens (grijs)	99901PE16
DIN-railset (hoofdeinde)	LG/ACC03
Zuurstoffleshouder (formaat PD)	LG/ACC04
DIN-railset (voeteneinde)	LG/ACC05
Matras met 2-zijdig rekbare hoes – 65 mm dik	LGMAT/10
Matras met 2-zijdig rekbare hoes – 80 mm dik	LGMAT/12
2-delige transfermatras	LGMAT/13
2-delige transfermatras „Pennyla”	LGMAT/13PN
Bi-Flex drukverminderende matras	TRM2
Bi-Flex drukverdelende matras	TRM3

Sommige accessoires zijn mogelijk niet in alle landen beschikbaar. Arjo behoudt zich het recht voor specificaties en beschikbaarheid van accessoires zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Onderstaande informatie betreft de accessoires die bij de *Lifeguard*-wagen worden geleverd. Andere accessoires worden geleverd met gebruiksaanwijzing.

LGMAT/10

De LGMAT/10 1-delige matras met een 2-zijdige rekbare antistatische PU-hoes biedt de zorgvrager het gewenste comfort tijdens het transport en vergemakkelijkt de reiniging en desinfectie.

LGMAT/12

De LGMAT/12 is een 1-delige dubbele schuimmatras met een 2-zijdig rekbare antistatische PU-hoes, die de zorgvrager tijdens het transport meer comfort biedt en de reiniging en desinfectie vergemakkelijkt.

LGMAT/13

De LGMAT/13 transfermatras is ontworpen om zorgvragers gemakkelijk te verplaatsen van een *Lifeguard*-wagen naar een naastliggend oppervlak met minimaal ongemak voor de zorgvrager.

Voetpaneel met monitortafel 157018

Plaats het voetpaneel in de vierkante houders aan het uiteinde van het ligvlak, met het klembord aan de buitenkant.


Fig. 27



WAARSCHUWING

Maximale veilige tilbelasting: 12 kg, evenredig verdeeld.

Fig. 28



De monitortafel gebruiken (2 stappen) (Zie Fig. 28)

1. Plaats het klembord in een horizontale positie.
2. U dient de monitor met behulp van de riemen vast te zetten op de tafel.

Het voetenpaneel verwijderen

- Til het uit de houders.

Reiniging en desinfectie

Wij bevelen de volgende procedures aan. Ze dienen echter te worden aangepast aan de plaatselijke of nationale richtlijnen (inzake ontsmetting van apparaten) die mogelijk van toepassing zijn in de zorginstelling of het betreffende land. Indien u twijfels hebt, moet u advies inwinnen van uw eigen specialist op het gebied van infectiecontrole.

Het *Lifeguard*-systeem dient routinematig tussen zorgvragers te worden ontsmet en op regelmatige intervallen tijdens het gebruik, zoals de correcte procedure is voor alle herbruikbare medische hulpmiddelen.

WAARSCHUWING

Draag altijd beschermende kleding als u desinfecteerwerkzaamheden uitvoert.

LET OP

Gebruik tijdens het desinfecteren geen oplossingen op basis van fenol of schuurmiddelen of -sponsjes. Hiermee kunt u het oppervlak beschadigen. Hoes niet geschikt voor de kookwas of de autoclaaf.

Reinig

(2 stappen)

1. Reinig alle oppervlakken en verwijder eventueel organisch vuil met een doek en een eenvoudig (neutraal) reinigingsmiddel en water.
2. Goed laten drogen.

Chemische desinfectie

(4 stappen)

Voor de bescherming van de integriteit van de hoes adviseren wij een chloorhoudend middel, zoals natriumhypochloriet, met een sterkte van 1.000 ppm beschikbaar chloor (dit kan variëren van 250 ppm tot 10.000 ppm, afhankelijk van het plaatselijk beleid en de mate van besmetting).

1. Alle schoongemaakte oppervlakken afnemen met de oplossing, vervolgens afspoelen en goed laten drogen.
2. Desinfectiemiddelen op basis van alcohol (sterkte 70%) kunnen als alternatief worden gebruikt.
3. Zorg ervoor dat het apparaat volledig droog is voordat het wordt opgeborgen.
4. Als een alternatief desinfectiemiddel beschikbaar is en wordt geselecteerd uit de grote variëteit, raden wij aan dat de geschiktheid voor gebruik van het middel door de leverancier ervan wordt bevestigd.

Reiniging van de matras

(2 stappen)

1. Alle oppervlakken afnemen met een doek met een neutraal reinigingsmiddel en handwarm water.
2. Naspoelen met schoon water en drogen met wegwerphanddoeken.

De matras desinfecteren

- Neem alle vlakken af met een oplossing van natriumdichloorisocyanuraat (NaDCC) in een concentratie van 1.000 ppm (0,1%) beschikbaar chloor.

Onderhoudsinstructies

Dit product is bij gebruik onderhevig aan slijtage. Om te verzekeren dat het product volgens de originele specificaties functioneert, dienen de onderhoudsprocedures uitgevoerd te worden volgens de onderstaande tabel.

WAARSCHUWING

Deze lijst geeft het minimale niveau van preventief onderhoud aan dat door de fabrikant wordt aanbevolen. Inspecties moeten vaker uitgevoerd worden als het product intensief of onder zware omstandigheden gebruikt wordt of als plaatselijke voorschriften dit vereisen.

Het nalaten van deze controles, of het blijven gebruiken van het product nadat defecten zijn geconstateerd, kan de veiligheid van de zorgvrager en van verplegend personeel in gevaar brengen. Preventief onderhoud kan helpen om ongelukken te voorkomen.

Door de zorgverlener uit te voeren handelingen	Dagelijks	Wekelijks	Jaarlijks
Reinig en desinfecteer zoals getoond in „Reiniging en desinfectie” op pagina 19.	X		
Controleer de werking van de onrusthekken		X	
Controleer de zwenkwielen		X	
Inspecteer de matras zoals beschreven op de volgende pagina	X		
Controleer de stootkussens (indien geplaatst)		X	

Als het resultaat van een van deze tests onbevredigend is, dient u contact op te nemen met Arjo of een goedgekeurde onderhoudsagent.

WAARSCHUWING

De onderstaande procedures moeten uitgevoerd worden door gekwalificeerde technici. Het nalaten van deze controle kan letsel veroorzaken of de veiligheid van het product aantasten.

Door de zorgverlener uit te voeren handelingen	Dagelijks	Wekelijks	Jaarlijks
Controleer de werking van het liftmechanisme zoals hieronder beschreven			X
Controleer de omhoog/omlaag-werking van de rugsteun			X
Controleer het functioneren van de zwenkwielen, en let daarbij vooral op de rem- en stuurfunctie			X
Controleer de hydraulische pomp op lekkage			X
Controleer of alle moeren, bouten en andere bevestigingsmiddelen aanwezig zijn en goed vastzitten			X
Controleer alle accessoires en let vooral op de bevestigingen en bewegende onderdelen			X

Matras

Controleer de hoes, vooral bij de naden, op sneden of scheuren waardoor vloeistof kan komen. Vervang zo nodig de hoes.

Rits de hoes open en controleer of er vocht in de matras is doorgedrongen, bijvoorbeeld of vlekken of vochtigheid waarneembaar zijn. Vervang zo nodig de hele matras.

Hefmechanisme

Controleer de bediening. Tijdens het indrukken van de pedalen voor 'omhoog' moet voortdurend een flinke weerstand worden gevoeld. Als de weerstand van de pedalen varieert of afwezig is, kan dat erop duiden dat er lucht in het systeem zit. Dit kan als volgt worden verholpen:

(3 stappen)

1. Breng het ligvlak op de hoogste stand. Pomp vervolgens nog vier of vijf keer door. Breng het ligvlak dan helemaal omlaag.
2. Herhaal deze procedure twee of drie keer.
3. Indien de pedalen dan bij bediening nog geen flinke weerstand bieden, dient u contact op te nemen met Arjo of een erkend onderhoudstechnicus.

Röntgencassettehouder


Controleer de werking van de cassettehouder. De cassette moet moeiteloos over de hele lengte van de *Lifeguard*-wagen kunnen worden verschoven. Daarnaast moet de cassette aan weerszijden probleemloos in de lade kunnen worden geplaatst en er weer uit kunnen worden gehaald. Neem contact op met de technische dienst van Arjo als dit niet het geval is.

Garantie en service

De standaardvoorwaarden van Arjo zijn op alle producten van toepassing. Een kopie is op verzoek verkrijgbaar. Deze voorwaarden bevatten alle informatie over de garantievoorwaarden en hebben geen invloed op de wettelijke rechten van de consument.

Neem contact op met uw plaatselijke Arjo-kantoor of erkend distributeur voor controle, onderhoud en eventuele vragen over dit product. Achterin deze handleiding staat een lijst met Arjo-filialen.

Afmetingen en specificaties

	Model LG55
Totale lengte	211 cm
Totale breedte	77 cm
Hoogte van ligvlak (max.)	93 cm
Hoogte van ligvlak (min.)	56 cm
Kanteling (max.) met hoofdeinde omlaag	12°
Kanteling (max.) met voeteneinde omlaag	12°
Verstelbaarheid rugsteun	0 tot 87°
Zwenkwielen (diameter)	20 cm
Gewicht product (ongeveer)	177 kg
Productgewicht met röntgencassetelade	185 kg
Veilige tilbelasting	250 kg 
Afmetingen matras	195 x 67 x 6,5 cm 195 x 67 x 7,5 cm 195 x 67 x 8 cm 195 x 67 x 13 cm

MD	Duidt aan dat het product een apparaat is in overeenstemming met EU-verordening betreffende medische hulpmiddelen 2017/745
CE	CE-markering die conformiteit aanduidt met de geharmoniseerde wetgeving van de Europese Gemeenschap
UDI	Unieke hulpmiddelenidentificatie

Transport en opslag

Voorzichtig behandelen. Niet laten vallen. Schokken of hevig stoten vermijden.

Gebruiksomstandigheden:

- Temperatuur: -10 °C tot +40 °C
- Relatieve vochtigheid: 20% tot 90% bij 30 °C, niet-condenserend
- Atmosferische druk: 700 hPa tot 1060 hPa

Deze apparatuur moet worden opgeslagen in een schone, droge en goed geventileerde ruimte die voldoet aan de volgende voorwaarden:

- Temperatuur: -10 °C tot +50 °C
- Relatieve vochtigheid: 20% tot 90% bij 30 °C, niet-condenserend
- Atmosferische druk: 700 hPa tot 1060 hPa

Verwijdering na einde levensduur

De apparatuur moet uit elkaar worden gehaald en in overeenstemming met lokale of nationale voorschriften worden gerecycled.

Componenten die voornamelijk bestaan uit verschillende soorten metaal (meer dan 90% metaal per gewicht), bijvoorbeeld het bedkader, moeten als metaal worden gerecycled.

Opzettelijk leeg gelaten

Opzettelijk leeg gelaten

Opzettelijk leeg gelaten

AUSTRALIA

Arjo Australia
Building B, Level 3
11 Talavera Road
Macquarie Park, NSW, 2113,
Australia
Phone: 1800 072 040

BELGIQUE / BELGIË

Arjo Belgium
Evenbroekveld 16
9420 Erpe-Mere
Phone: +32 (0) 53 60 73 80
Fax: +32 (0) 53 60 73 81
E-mail: info.belgium@arjo.com

BRASIL

Arjo Brasil Equipamentos Médicos Ltda
Rua Marina Ciufulli Zanfelice, 329 PB02
Galpão - Lapa
São Paulo – SP – Brasil
CEP: 05040-000
Phone: 55-11-3588-5088
E-mail: vendas.latam@arjo.com
E-mail: servicios.latam@arjo.com

CANADA

Arjo Canada Inc.
90 Matheson Boulevard West
Suite 350
CA-MISSISSAUGA, ON, L5R 3R3
Tel/Tél: +1 (905) 238-7880
Free: +1 (800) 665-4831
Fax: +1 (905) 238-7881
E-mail: info.canada@arjo.com

ČESKÁ REPUBLIKA

Arjo Czech Republic s.r.o.
Na Strži 1702/65
140 00 Praha
Czech Republic
Phone No: +420225092307
E-mail: info.cz@arjo.com

DANMARK

Arjo A/S
Vassingerødvej 52
DK-3540 LYNGE
Tel: +45 49 13 84 86
Fax: +45 49 13 84 87
E-mail: dk_kundeservice@arjo.com

DEUTSCHLAND

Arjo GmbH
Peter-Sander-Strasse 10
DE-55252 MAINZ-KASTEL
Tel: +49 (0) 6134 186 0
Fax: +49 (0) 6134 186 160
E-mail: info-de@arjo.com

ESPAÑA

ARJO IBERIA S.L.
Poligono Can Salvatella
c/ Cabanyes 1-7
08210 Barberà del Valles
Barcelona - Spain
Telefono 1: +34 900 921 850
Telefono 2: +34 931 315 999

FRANCE

Arjo SAS
2 Avenue Alcide de Gasperi
CS 70133
FR-59436 RONCQ CEDEX
Tél: +33 (0) 3 20 28 13 13
Fax: +33 (0) 3 20 28 13 14
E-mail: info.france@arjo.com

HONG KONG

Arjo Hong Kong Limited
Room 411-414, 4/F, Manhattan Centre,
8 Kwai Cheong Road, Kwai Chung, N.T.,
HONG KONG
Tel: +852 2960 7600
Fax: +852 2960 1711

ITALIA

Arjo Italia S.p.A.
Via Giacomo Peroni 400-402
IT-00131 ROMA
Tel: +39 (0) 6 87426211
Fax: +39 (0) 6 87426222
E-mail: Italy.promo@arjo.com

MIDDLE EAST

Arjo Middle East FZ-LLC
Office 908, 9th Floor,
HQ Building, North Tower,
Dubai Science Park,
Al Barsha South
P.O. Box 11488, Dubai,
United Arab Emirates
Direct +971 487 48053
Fax +971 487 48072
Email: Info.ME@arjo.com

NEDERLAND

Arjo Nederland BV
Biezenwei 21
4004 MB TIEL
Postbus 6116
4000 HC TIEL
Tel: +31 (0) 344 64 08 00
Fax: +31 (0) 344 64 08 85
E-mail: info.nl@arjo.com

NEW ZEALAND

Arjo Ltd
34 Vestey Drive
Mount Wellington
NZ-AUCKLAND 1060
Tel: +64 (0) 9 573 5344
Free Call: 0800 000 151
Fax: +64 (0) 9 573 5384
E-mail: nz.info@Arjo.com

NORGE

Arjo Norway AS
Olaf Helsets vei 5
N-0694 OSLO
Tel: +47 22 08 00 50
Faks: +47 22 08 00 51
E-mail: no.kundeservice@arjo.com

ÖSTERREICH

Arjo Austria GmbH
Lemböckgasse 49 / Stiege A / 4.OG
A-1230 Wien
Tel: +43 1 8 66 56
Fax: +43 1 866 56 7000

POLSKA

Arjo Polska Sp. z o.o.
ul. Ks Piotra Wawrzyniaka 2
PL-62-052 KOMORNIKI (Poznań)
Tel: +48 691 119 999
E-mail: arjo@arjo.com

PORTUGAL

Arjo em Portugal
MAQUET Portugal, Lda.
(Distribuidor Exclusivo)
Rua Poeta Bocage n.º 2 - 2G
PT-1600-233 Lisboa
Tel: +351 214 189 815
Fax: +351 214 177 413
E-mail: Portugal@arjo.com

SUISSE / SCHWEIZ

Arjo Switzerland AG
Fabrikstrasse 8
Postfach
CH-4614 HÄGENDORF
Tél/Tel: +41 (0) 61 337 97 77
Fax: +41 (0) 61 311 97 42

SUOMI

Arjo Scandinavia AB
Riihitontuntie 7 C
02200 Espoo
Finland
Puh: +358 9 6824 1260
E-mail: Asiakaspalvelu.finland@arjo.com

SVERIGE

Arjo International HQ
Hans Michelsensgatan 10
SE-211 20 MALMÖ
Tel: +46 (0) 10 494 7760
Fax: +46 (0) 10 494 7761
E-mail: kundservice@arjo.com

UNITED KINGDOM

Arjo UK and Ireland
Houghton Hall Park
Houghton Regis
UK-DUNSTABLE LU5 5XF
Tel: +44 (0) 1582 745 700
Fax: +44 (0) 1582 745 745
E-mail: sales.admin@arjo.com

USA

Arjo Inc.
2349 W Lake Street Suite 250
US-Addison, IL 60101
Tel: +1 (630) 307-2756
Free: +1 (800) 323-1245
Fax: +1 (630) 307 6195
E-mail: us.info@arjo.com

JAPAN

Arjo Japan K.K.
東京都港区虎ノ門三丁目7番8号
ランドミック第2虎ノ門ビル9階
Tel: +81 (0)3-6435-6401
Fax: +81 (0)3-6435-6402
E-mail: info.japan@arjo.com

At Arjo, we believe that empowering movement within healthcare environments is essential to quality care. Our products and solutions are designed to promote a safe and dignified experience through patient handling, medical beds, personal hygiene, disinfection, diagnostics, and the prevention of pressure injuries and venous thromboembolism. With over 6500 people worldwide and 65 years caring for patients and healthcare professionals, we are committed to driving healthier outcomes for people facing mobility challenges.



ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

arjo

CE