







Zabrzděte a odbrzděte kolečka





Rozevřete a zavřete nohy



Otočné polštáře



Kolíky pro upevnění vaku



Čistění a dezinfekce

Otřete hadříkem navlhčeným v roztoku teplé vody a dezinfekčního čisticího prostředku.

Lze také použít dezinfekční ubrousky navlhčené v 70% roztoku isopropylalkoholu.

Při použití ubrousků zvedák důkladně otřete.

Nepoužívejte fenoly, chlór či jiná rozpouštědla, která mohou poškozovat povrch.