







Zakładane i zwalnianie hamulca





Otwieranie i zamykanie nóżek



Poduszki obrotowe



Pasy mocujące nosidło



Czyszczenie i dezynfekcja

Przetrzeć wilgotną szmatką z użyciem ciepłej wody i czyszczącego środka odkażającego.

Można również użyć dezynfekcyjnych ściereczek, impregnowanych 70% roztworem alkoholu izopropylowego.

Energicznie wytrzeć podnośnik ściereczką.

Nie należy używać fenolowych, chlorowych lub innego typu rozpuszczalników, które mogłyby uszkodzić powierzchnię.