


SIÈGE ÉLÉVATEUR D'HYGIÈNE RÉGLABLE EN HAUTEUR

Alenti®



Alenti est conçu pour permettre à un seul soignant d'effectuer le cycle complet du bain tout en gardant une bonne posture de travail pendant l'exécution de la tâche. Alenti s'intègre parfaitement à notre gamme de baignoires à fond plat.

Conçu pour Albert, Barbara et Carl



Facilite les routines de bain de manière efficace

Permet à un seul soignant de transférer le patient ou le résident de son lit ou de son fauteuil roulant directement dans la baignoire. Alenti peut aussi être utilisé pour la douche, la toilette et d'autres activités d'hygiène, réduisant ainsi le nombre de transferts nécessaires pour les routines quotidiennes de soins d'hygiène.

Conçu pour un nettoyage et une désinfection faciles

Le siège est conçu pour être facilement nettoyé et désinfecté grâce à sa construction moulée d'une seule pièce et à ses surfaces totalement lisses recouvertes de mousse PUR. La sangle de sécurité est également essuyable afin de réduire le risque de contamination croisée.

Position assise et soutenue tout au long du transfert

Le patient ou le résident peut rester assis en toute sécurité sur Alenti pendant les transferts dans/en dehors de la baignoire, ce qui réduit le risque de chute.

Principales caractéristiques

HAUTEUR AJUSTABLE

Grande amplitude de levage pour s'adapter à la taille des résidents. Avec démarrage progressif intégré.

DOSSIER

Offre un soutien supplémentaire et est amovible pour pouvoir être monté de chaque côté du siège Alenti.

SIÈGE ANATOMIQUE

Conçu pour améliorer le confort et le bon positionnement du résident pendant qu'il est assis.

FONCTIONNEMENT HARMONIEUX DES ROULETTES

FREINAGE CENTRALISÉ

Activation par simple pression sur un bouton.



DOUBLE COMMANDE

2 jeux de commandes (sur le mât et par télécommande) permettent aux soignants de faire fonctionner le dispositif tout en restant à proximité du résident.

POIGNÉES ESCAMOTABLES

Fournissent un soutien tout au long du transfert et des soins d'hygiène.

BATTERIE RECHARGEABLE


Deux batteries et un chargeur sont fournis pour que vous puissiez toujours avoir une batterie à disposition pendant que l'autre est en train de charger.

SYSTÈME DE PESÉE (EN OPTION)

Le système de pesée haute précision est intégré pour pouvoir être utilisé comme une alternative pratique pour peser les résidents.

LEVAGE ET DESCENTE D'URGENCE

ESPACE REQUIS



Zone de travail requise pour faciliter les activités de bain et de transfert de chaque côté de la baignoire ainsi qu'accès adéquat au résident, à l'équipement et à l'aide-soignant(e).

INFORMATIONS PRODUIT

Capacité maximale admissible	182 kg
Poids total (lève-personne et système de pesée)	72 kg
Largeur totale	640 mm
Longueur totale	1 010 mm
Hauteur du siège à la position la plus basse	470 mm
Hauteur du siège, position la plus haute	1 070 mm
Course de levage (siège)	590 mm
Largeur maximale du châssis	640 mm
Largeur minimale du châssis entre les jambes	478 mm
Espace sous le châssis	35 mm
Longueur maximale du châssis (freins compris)	1 010 mm
Cercle de giration (position de brancard plat)	∅ 1 110
Tension d'alimentation	24 V CC
Puissance maximale	200 VA
Classe de protection	IP X4
Classe de protection	IP X7 (télécommande)

FONCTIONS ET ACCESSOIRES STANDARD

- Hauteur ajustable.
- Support de dossier amovible
- Freinage centralisé
- Commande jumelée
- 2 batteries rechargeables
- Chargeur de batterie
- Levage et descente d'urgence
- Sangle de sécurité essuyable
- Poignées pliables

CARACTÉRISTIQUES ET ACCESSOIRES EN OPTION

- Système de pesée intégré
- Support-bassin
- Bassin avec couvercle
- Repose-jambes

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.arjo.fr