



HELMADRASSYSTEMET

# Alpha Active<sup>®</sup> 4

# Trykaflaster, for dig og dine plejemodtagere

Det trykfordelende helmadrassystem Alpha Active® 4 er udviklet til forebyggelse og behandling af tryksår<sup>1</sup> og er velegnet til en bred vifte af plejemiljøer, herunder hjemme- og plejehjemsmiljøer.

Alpha Active 4-systemet er udviklet som en omkostnings-effektiv løsning, der bidrager til forebyggelse og behandling af tryksår.

Systemet tilbyder avancerede funktioner, der understøtter høj kvalitet i plejen af sårbare plejemodtagere og beboere. Systemet er let at betjene for plejeren samt enkel at rengøre og vedligeholde.



## AUTOFIRM

Udviklet til at give en stabil understøttelsesflade som hjælp til plejemodtagerforflytning og plejeprocedurer



## INDBYGGEDE LYDALARMER OG VISUELLE ALARMER

Omfatter alarmer ved lavt tryk, strømsvigt og pumpevigt





#### BETRÆK

Dampgennemtrængelig og vandafvisende med 2-vejsstræk samt bakteriestatiske egenskaber.



#### CELLE PÅ CELLE

Konstruktionen med celle på celle giver ekstra støtte og bidrager til at øge plejemodtagerens stabilitet

## Egenskaber

- **Elektronisk trykindstilling** - muliggør præcis og passende trykindstilling i flere vægtområder
- **Variable cyklustider** - udover cyklustiden på 10 minutter tilbyder Alpha Active 4-systemet muligheden for en forlænget cyklustid på 20 minutter, der kan være et godt valg, når plejemodtageren begynder at rehabiliteres og risikoen reduceres
- **AutoFirm** - giver en stabil understøttelsesflade ved plejemodtagerforflytninger og plejeprocedurer
- **To driftsindstillinger**  
Aktiv/skiftende tilstand: Periodisk fordeling af tryk fra sårbare områder ved veksling imellem oppumpning og tømning af cellerne under plejemodtageren  
Reaktiv/statisk tilstand: Cellertryk udlignes for at fordele kropsvægten over en større overflade - ideelt til plejemodtagere, som ikke kan tåle en bevægelig overflade
- **Lyd- og visuelle alarmer** - omfatter; alarmer ved lavt tryk, strømsvigt og pumpesvigt
- **Modulær konstruktion** - bidrager til let rengøring og vedligeholdelse
- **Transportfunktion** - celletryk udlignes automatisk og efterlader en jævn overflade
- **Celle på celle** - udviklet til at give ekstra støtte og bidrage til at øge plejemodtagerens stabilitet
- **Statiske hovedceller** - tre statiske hovedceller
- **Påideligt IS2-betræk** - dampgennemtrængeligt og vandafvisende med 2-vejsstræk samt bakteriestatiske egenskaber
- **Oppumpede luftceller** - udviklet til at bidrage til luftgennemstrømningen i madrassen
- **CPR-tømning** - hurtig tømning ved behov for CPR

# Specifikationer

## HELMADRASSYSTEMET

Modelnummer	6483**
Mål	850 mm eller 900 mm x 1950 mm x 200 mm (33 x 35 x 76¾" x 8")
Cellehøjde	200 mm (8")
Cellemateriale	Nyloncoated polyuretan (PU)
Betrækmateriale	PU-coated, strikket stof

## PUMPE

Modelnummer	6483**
Mål	280 mm x 112 mm x 205 mm (11" x 4½" x 8")
Vægt	2,5 kg (5,5 lbs)
Effekt	230V 50Hz; 12W 1A
Cyklus	10 minutter og 20 minutter
Kabinetmateriale	Flammehæmmende ABS
Filtre	Alle kan udskiftes ved eftersyn
Alarmer	Audio og visuel ved lavt tryk Audio og visuel ved strømsvigt Audio og visuel ved pumpevigt
Sikkerhedsstandarder for strøm	EN60601-1, IEC60601-1
Grad af beskyttelse mod elektrisk stød	TYPE BF Klasse II med jordforbindelse
Beskyttelsesgrad for indtrængning af væsker	IP21
Maks. plejemodtagervægt	200 kg (441 lbs)

## Referencer

1. National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel og Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Clinical Practice Guideline. Emily Haesler (Ed.). Cambridge Media: Osbourne Park, Western Australia; 2014.

Oktober 2019 Kun originaldele fra Arjo, der er udviklet specifikt til formålet, bør anvendes på udstyr og produkter leveret af Arjo. Det er vores politik løbende at fremme udviklingen, og vi forbeholder os derfor ret til at foretage designmæssige og tekniske ændringer uden varsel. ® og ™ er varemærker tilhørende Arjo-koncernens selskaber.

Hos Arjo er vi engagerede i at forbedre hverdagen for de mennesker, der er ramt af nedsat mobilitet og aldersrelaterede helbredsudfordringer. Med produkter og løsninger, der sikrer ergonomisk håndtering af plejemodtagere, personlig hygiejne, desinfektion, diagnostik og den effektive forebyggelse af tryksår og venøs tromboemboli, hjælper vi plejepersonale på tværs af plejemiljøer med fortsat at hæve standarden for sikker og værdi pleje. Everything we do, we do with people in mind.

Arjo AB · Hans Michelsensgatan 10 · 211 20 Malmö · Sweden · +46 10 335 4500  
Arjo Danmark A/S · Vassingerodvej 52 · DK-3540 Lyngbe · Denmark · +45 4913 8486

[www.arjo.com](http://www.arjo.com)