



PRÉVENTION DES ESCARRES

# Systeme de remplacement de matelas bariatrique Auralis® Plus



# Auralis Plus favorise un environnement de soins bariatriques « facilité » pour votre patient et assure efficacité et sécurité

Les patients obèses sont particulièrement exposés au risque d'escarres en raison de facteurs aggravants, notamment une mobilité réduite, une mauvaise alimentation et une humidité/chaleur excessive.<sup>1</sup>

Fournir une surface qui répond aux besoins des patients obèses et offre des propriétés de répartition de la pression suffisantes associées à une housse de gestion du microclimat unique, permet d'offrir un traitement sur mesure et peut jouer un rôle important dans l'amélioration du confort du patient.

Le système de remplacement de matelas Auralis Plus pour patients obèses offre un système de thérapie double

« intelligent » pour les patients à forte corpulence qui, lorsqu'il est combiné au sommier Citadel Plus, favorise un environnement de soins bariatriques fluide en facilitant un transport sûr et efficace des patients à forte corpulence.

Conçu pour les patients à hauts risques, à mobilité réduite et dont l'intégrité cutanée est compromise, le système de matelas à pression alternée Auralis Plus vous aide à gérer les besoins de votre patient grâce à des caractéristiques telles que les modes actif (pression alternée) et réactif (basse pression continue), la gestion du microclimat et la technologie auto-réglable visant à minimiser le risque et la charge des escarres.

## Système de matelas réglable en largeur pour une prise en charge flexible des patients et un environnement de soins bariatriques fluide

Le système de remplacement de matelas Auralis Plus pour patients obèses constitue une solution de gestion des escarres pour des patients pesant jusqu'à 454 kg. Le matelas réglable en largeur combiné au mode de transport de la pompe Auralis est conçu pour renforcer la sécurité et l'efficacité pendant le transfert d'un patient obèse. La thérapie alternée se poursuit même en cas d'interruption de l'alimentation électrique grâce à la batterie de secours intégrée de la pompe Auralis.<sup>2</sup>

Développé pour être parfaitement adapté au sommier Citadel Plus, un lit bariatrique spécialement conçu pour les patients obèses avec extension variable de la largeur du lit pour s'adapter confortablement aux patients de différentes tailles, et avec la commande motorisée, qui contribue à réduire l'effort requis et le risque de blessure lorsqu'il est nécessaire de transporter le lit et le patient.

La combinaison d'Auralis Plus et de Citadel Plus favorise un environnement « facilitateur » de soins pour les patients pour lesquels la sécurité, la valeur et l'efficacité des équipements bariatriques sont indispensables.

### Confort pour le patient

Le système Auralis permet d'ajuster la pression aisément afin de répondre aux besoins individuels du patient obèse, sans compromettre la performance du matelas.<sup>2</sup> Avec la possibilité d'ajouter le système Skin IQ en connectant directement la housse Skin IQ 1000 à la pompe Auralis, la gestion du microclimat ainsi facilitée contribue à faire face non seulement aux risques liés à une pression prolongée mais aussi aux risques liés à la température et à l'humidité entre la peau et la surface de support.

### Réglage automatisé et gestion continue et intelligente de la pression

La pompe Auralis utilise une technologie auto-réglée pour contrôler la pression du matelas dans les modes thérapeutiques à pression alternée (active) et à pression basse continue (réactive).

Le système est extrêmement facile à configurer ainsi qu'à utiliser et offre une solution adaptée à tout type de patients et de pathologies dans les établissements de soins.



# Auralis est un exemple de ce qu'Arjo peut offrir via nos solutions axées sur les besoins de nos clients

Nos solutions sont conçues pour aider à créer des environnements de soins plus sûrs et efficaces. De la manipulation et mobilisation du patient jusqu'aux soins d'hygiène et à la prévention des escarres, nous pouvons vous aider à relever les nouveaux défis en constante évolution des établissements de soins de courte et longue durée.



## Un partenariat qui répond à vos besoins

Nous nous engageons à vous aider à créer des environnements de soins sûrs, efficaces et rentables. Nous pouvons vous offrir des programmes de formation et consultatifs\* ainsi que des services techniques et de location qui sont adaptés aux besoins uniques de votre établissement. Nous proposons également des solutions adaptées de service après-vente et d'expertise clinique pour aider les établissements de soins à améliorer leurs résultats, à optimiser leur retour sur investissement et à améliorer la qualité des soins.

Contactez dès aujourd'hui votre représentant Arjo pour en savoir plus ou consultez notre site Web à l'adresse [www.arjo.com](http://www.arjo.com).

\* Les offres en matière de formation et de conseil peuvent varier d'une région à une autre.

### Références :

1. European Pressure Ulcer Advisory Panel, National Pressure Injury Advisory Panel & Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcer/Injuries: Clinical Practice Guideline: The international Guideline 2019. Emily Haesler (Ed). EPUAP/NPIAP/PPPIA 2019. Section 10: Support Surfaces: P155-180.
2. Design Verification Test Report 100082899 - Auralis Plus, Nov 2020

Chez Arjo, nous nous engageons à améliorer la vie quotidienne des personnes à mobilité réduite et atteintes de problèmes de santé liés à l'âge. Avec des produits et des solutions permettant une manutention ergonomique des patients, l'hygiène personnelle, la désinfection, le diagnostic et la prévention efficace des escarres et de la thrombo-embolie veineuse, nous aidons les professionnels de tous les environnements de soins à procurer un niveau de soins toujours plus sûrs et dignes. Tout ce que nous faisons, nous le faisons « with people in mind ».

[www.arjo.com](http://www.arjo.com)