



DECUBITUSPREVENTIE

Auralis™ wisseldruksysteem



Bedoeld voor zorgvragers met een hoog risico – Auralis automatische drukregeling

Met de voortdurende uitdaging om aan de voorschriften ter preventie van decubitus te voldoen, moeten zorgverleners erop kunnen vertrouwen dat ze over de juiste ligsystemen beschikken die op hun behoeften aansluiten. Terwijl demografische trends op een wereldwijde toename van de oudere populatie wijzen¹, zal de uitdaging van het voorkomen en behandelen van decubitus waarschijnlijk alleen nog maar groter worden. Het Auralis wisseldruksysteem biedt **een oplossing voor zorgvragers met een zeer hoog risico op decubitus**, of die een decubitus opgelopen hebben.

Bedoeld voor zorgvragers met een hoog risico met beperkte mobiliteit en met aangetaste huidintegriteit helpt het Auralis wisseldruk-matrasstelsel u bij het verzorgen van uw zorgvrager, met functies zoals de modus Active (alterneren) en Reactive (constante lage druk), microklimaatbeheer en zelfregelende technologie om het risico en de belasting van decubitus tot een minimum te beperken.

Matras en zitkussen: een veelzijdige zorgoplossing

Het Auralis-systeem biedt een volledige en veelzijdige oplossing, voor zorgvragers die in bed liggen of in een stoel zitten. Dezelfde pomp kan gebruikt worden voor zowel matras als zitkussen. Dankzij de ingebouwde back-upbatterij van de Auralis-pomp blijft de therapie gewoon doorgaan wanneer de stroomvoorziening wordt onderbroken.



Comfort voor uw zorgvrager

Het Auralis-systeem biedt een aanpasbaar drukcomfort dat aansluit op de individuele behoeften van de zorgvrager, zonder de prestaties van de matras te verminderen.

Met de optie om Skin IQ toe te voegen door het simpelweg aansluiten van de Skin IQ matrashoes op de Auralis-pomp, wordt het beheer van het microklimaat eenvoudig. Hierdoor worden niet alleen de risico's door langdurige druk verminderd, maar ook de risico's door te veel warmte en vocht tussen de huid en het ligoppervlak.



Geautomatiseerde instellingen en continue intelligente voorziening van decubituszorg

De Auralis-pomp maakt gebruik van zelfregelende technologie voor de matrasdruk, zowel in de actieve alternierende stand als de reactieve stand met constant lage druk. Een geavanceerd microprocessorsysteem meet regelmatig de verdeling van het lichaamsgewicht van de zorgvrager en stelt de druk in de cellen af op de individuele behoefte.

Het systeem is erg eenvoudig in te stellen en te gebruiken maar biedt een oplossing voor een groot aantal verschillende behoeften en aandoeningen van zorgvragers in alle zorgomgevingen.



Auralis maakt deel uit van onze klantgerichte oplossingen

Onze oplossingen zijn ontworpen om de zorgomgeving veiliger en efficiënter te maken. Van transfers en de mobilisatie van zorgvragers tot hygiëne en decubituspreventie. Wij kunnen u helpen de nieuwe en voortdurend veranderende uitdagingen in de acute en langdurige zorg het hoofd te bieden.



Een partnerschap dat aansluit bij uw behoeften

Wij helpen u een veilige, efficiënte en kosteneffectieve zorgomgeving te behalen. We kunnen u flexibele advies- en trainingsprogramma's*, gehuurde producten en technische diensten bieden die op de behoeften van uw zorginstelling zijn gesneden. We bieden ook uitgebreide flexibele diensten, productondersteuning en expertise om zorgfaciliteiten te ondersteunen bij het verbeteren van hun klinische resultaten, het optimaliseren van uw rendement op investeringen en het verhogen van de zorgstandaard.

Neem vandaag nog contact op met uw Arjo-vertegenwoordiger voor meer informatie, of bezoek ons op www.arjo.com

* Het training- en consultancyaanbod kan in verschillende regio's variëren.

Referentie: 1. <https://www.un.org/en/sections/issues-depth/ageing/>

Bij Arjo doen we ons uiterste best om de levenskwaliteit te verbeteren van mensen met een verminderde mobiliteit en ouderdomsgerelateerde gezondheidsproblemen. Met producten en oplossingen voor de ergonomische transfer van cliënten, persoonlijke hygiëne, desinfectie, diagnostiek en de effectieve preventie van decubitus en veneuze trombo-embolie helpen we zorgverleners om de standaard van veilige en waardige zorg te verhogen. Alles wat we doen, doen we 'with people in mind'.

Arjo Nederland BV · Biezenwei 21, 4004 MB Tiel · Postbus 6116 · 4000 HC Tiel · Nederland · +31 (0) 344 64 08 00
Arjo België NV · Evenbroekveld 16 · 9420 Erpe-Mere · België · +32 (0) 53 60 73 80

www.arjo.com/nl-nl
www.arjo.com/nl-be