

Bedside Cabinet (Armario de cabecera)



El Bedside Cabinet de Arjo es un armario auxiliar de dos cajones que ofrece espacio para guardar las pertenencias del paciente.


- Superficie superior y cajones fáciles de limpiar con un paño
- Gancho para toalla o bolsa
- Cajón superior con llave
- Cajón inferior de mayor tamaño con soporte para botellas
- Ruedas con frenos activables con el pie
- Barandilla perimetral opcional

Colores y opciones

Los Bedside Cabinets están disponibles en cuatro colores y tres acabados de madera:



Especificaciones y configuraciones

BEDSIDE CABINET		CONFIGURACIONES DISPONIBLES
Dimensiones generales	Anchura: 48,5cm; profundidad: 47,5cm; altura: 74 cm	Colores
Peso del producto (aprox.)	26 kg	AB - Azul AH
Tamaño de las ruedas	60 mm (6 cm)	LL - Lila
Superficie superior	48 x 48 cm	LB - Azul claro
Dimensiones internas del cajón superior	Anchura: 37,2cm; profundidad: 37,3cm; altura: 8,6cm	LG - Gris claro
Dimensiones del panel frontal del cajón superior	Anchura: 398mm; grosor: 8mm; altura: 167 mm	WO - Roble blanco
Volumen del cajón superior	20.810 cm ³	CB - Haya cobriza
Dimensiones internas del cajón inferior	Anchura: 37,2cm; profundidad: 37,3cm; altura: 8,6cm	NW - Nogal
Dimensiones del panel frontal del cajón inferior	Anchura: 398mm; grosor: 8mm; altura: 348 mm)	Opciones
Volumen del cajón inferior	47.175 cm ³	Bedside Cabinet BCO, sin barandillas
Carga de trabajo segura 	Bedside Cabinet: 100 kg distribuidos uniformemente Cada cajón: 10 kg distribuidos uniformemente	Bedside Cabinet BC1, con barandillas
Resistencia al fuego	Clasificación M1 según lo establecido en la norma NF P 92-507:2004	
Material		
Paneles	Laminado compacto de alta presión (HPCL)	
Postes	Aluminio extruido con acabado anodizado	
Cajones	Plástico moldeado por inyección	
Propiedades del HPCL	<ul style="list-style-type: none"> Resistencia a los arañazos y los impactos derivados del uso diario Resistencia a la humedad, el vapor y el calor 	

Febrero 2019 En los equipos y productos suministrados por Arjo, solo deberán usarse piezas diseñadas por Arjo destinadas específicamente a ese fin. Debido a nuestra filosofía de desarrollo continuo, nos reservamos el derecho a modificar los diseños y las especificaciones sin previo aviso. ® y ™ son marcas registradas pertenecientes al grupo de empresas Arjo. © Arjo, 2019

En Arjo, nos comprometemos a mejorar la vida diaria de las personas con movilidad reducida y problemas de salud relacionados con la edad. Con nuestros productos y soluciones que garantizan una movilización ergonómica de los pacientes, higiene personal, desinfección y diagnósticos, así como la eficaz prevención de las úlceras por presión y tromboembolismos venosos, ayudamos a los profesionales que se desarrollan en entornos asistenciales a subir continuamente el nivel de unos cuidados seguros y dignos. Todo lo que hacemos, lo hacemos... with people in mind.

Arjo AB · Hans Michelsensgatan 10 · 211 20 Malmö · Sweden · +46 10 335 4500
ARJO IBERIA SL · Calle Cabanyes, 1-7, Pol. Ind. Can Salvatella · 08210 · Barberá del Vallés (Barcelona) · España · +34 900 921 850

www.arjo.com

arjo

Arjo.A000058.1.0.ES.ES