

Mobiliers de soins contemporains qui assistent les patients et le personnel soignant au quotidien

MOBILIER MODERNE ET RÉSISTANT

Chevet et table à manger au lit



Mobiliers de haute qualité répondant aux activités quotidiennes d'aujourd'hui

Moderne et élégant avec ses lignes épurées et ses profils arrondis, ce chevet est conçu et fabriqué pour les personnes qui l'utilisent le plus.

La table à manger au lit en 2 parties est munie d'un grand plateau inclinable, ce qui permet au patient de l'incliner selon différents angles et pour différentes activités telles que la lecture. La réglette de lecture est incluse de série. Le petit plateau reste fixe, ce qui procure une surface stable et pratique pour positionner des objets tels que les boissons.

Réglage fluide de la hauteur variable grâce à une poignée à une main qui permet de relever la table de 735 mm à 1100 mm et qui se verrouille automatiquement pour fournir une surface stable à tout moment. Si le lit est relevé par inadvertance, le plateau à remontée automatique se relève également pour éviter tout risque de piégeage accidentel.



Le chevet possède deux grands tiroirs auxquels le patient peut accéder facilement lorsqu'il est dans le lit.

Pratique et flexible

Le chevet est équipé de crochets situés de chaque côté facilement accessibles pour une utilisation au quotidien par le patient. Le tiroir supérieur est verrouillable pour le respect de l'intimité et le grand caisson inférieur coulissant dispose d'un rail porte-bouteille intégré pouvant contenir jusqu'à trois bouteilles de 1,5 litre.

La galerie filaire en option offre une protection anti-chute aux objets placés sur le dessus et aide le personnel soignant lorsqu'il installe et déplace le chevet et la table.



Solide, résistant et facile à nettoyer

Tiroirs avec bac plastique lisse, résistant et imperméable aux liquides. Les deux tiroirs se retirent facilement, sans outils, pour permettre un accès à tous les éléments et un nettoyage aisé.

Tous les modèles de chevets sont fournis avec quatre roulettes à double galet faciles d'accès, dont deux sont munies de freins. Les roulettes à double galet peu encombrantes de la table à manger au lit procurent une grande mobilité permettant un positionnement aisé et précis autour du lit.

Les surfaces planes sont en stratifié haute pression (HPL) de haute qualité, non absorbant et lisse. Le HPL est un matériau réputé pour son nettoyage facile. En plus de ses propriétés de solidité, il est résistant aux produits chimiques, à l'humidité, aux taches et aux salissures.



Couleurs et options



Coloris uni

Le gris clair procure une esthétique neutre.



Coloris différents

Coloris différent pour le petit plateau fixe de la table à manger au lit, ainsi que pour l'étagère fixe et le dessus du chevet.



Teinte bois


Plusieurs teintes de bois disponibles.



Bleu AH



Lilas



Bleu clair



Gris clair



Chêne blanc




Hêtre



Noyer du Nord.

Deux modèles de table à manger au lit sont disponibles :



Février 2019. Seules les pièces Arjo, spécialement conçues, doivent être utilisées sur les équipements et accessoires Arjo. Notre objectif est de poursuivre le développement de nos produits. Nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis. ® et ™ sont des marques déposées du groupe de sociétés Arjo. © Arjo, 2019

Chez Arjo, nous nous engageons à améliorer la vie quotidienne des personnes à mobilité réduite et atteintes de problèmes de santé liés à l'âge. Avec des produits et des solutions permettant une manutention ergonomique des patients, l'hygiène personnelle, la désinfection, le diagnostic et la prévention efficace des escarres et de la thrombo-embolie veineuse, nous aidons les professionnels de tous les environnements de soins à procurer un niveau de soins toujours plus sûrs et dignes. Tout ce que nous faisons, nous le faisons « with people in mind ».

Arjo AB · Hans Michelsensgatan 10 · 211 20 Malmö · Sweden · +46 10 335 4500
Arjo France SAS · 2, Avenue Alcide de Gasperi · CS 70133 · 59436 Roncq Cedex · France · +33 03 20 28 13 13
Arjo Switzerland AG · Fabrikstrasse 8 · 4614 Hägendorf · Suisse · +41 (0)61 337 97 77
Arjo Belgium sa · Evenbroekveld 16 · 9420 Erpe-Mere · Belgique · +32 (0) 53 60 73 80

www.arjo.com

arjo

Arjo.A000059.1.0.FR