

MACA DE BANHO COM ALTURA AJUSTÁVEL

Bolero



A Bolero é uma maca de banho de altura ajustável, usada para transportar e transferir para dentro e fora da banheira os pacientes dependentes, na posição reclinada ou totalmente deitada.

MOBILITY GALLERY DA ARJO



D



E

Projetada para auxiliar no fluxo de trabalho do banho

A maca de altura ajustável possui uma superfície acolchoada e, portanto, confortável para o paciente. Ela permite que um único cuidador transporte o paciente de forma segura e eficiente diretamente do leito ou banheiro para o banho e de volta ao leito, sem a necessidade de elevação manual ou outras transferências. Dessa forma, fornece uma alternativa eficiente e mais ergonômica ao banho de leito.

Design simétrico e colchão dobrável, permitindo flexibilidade

A Bolero apresenta um design simétrico, permitindo que qualquer extremidade seja usada como encosto, conforme a orientação da cama do paciente. Além do colchão dobrável que facilita o armazenamento, a Bolero oferece flexibilidade e capacidade de adaptação a diferentes necessidades dos pacientes, cuidadores e instalações.

Atende a uma variedade de alturas e necessidades do paciente

O encosto ajustável permite desde a posição ereta até a totalmente reclinada. O comprimento da maca também pode ser reduzido com o ajuste do suporte da cabeça e dos pés, otimizando o uso em pacientes mais baixos.

Principais recursos

A Bolero está disponível em duas versões, hidráulica ou elétrica.



INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO	BOLERO ELÉTRICA	BOLERO HIDRÁULICA
Peso máx. do paciente, carga máxima segura (SWL)	136 kg	136 kg
Peso total do elevador (elevador + balança)	78 kg	69 kg
Largura total	860 mm	860 mm
Largura total da maca	446 mm	446 mm
Comprimento total aberta	1970 mm	1970 mm
Comprimento total dobrada (armazenamento)	1000 mm	1000 mm
Altura mín. da maca	515 mm	515 mm
Altura máx. da maca	1080 mm	1015 mm
Altura mín. do equipamento	1165 mm	1150 mm
Altura máx. do equipamento	1730 mm	1650 mm
Largura máxima do chassi	1000 mm	1000 mm
Largura mín. entre as pernas do chassi	499 mm	499 mm
Comprimento máx. do chassi	823 mm	823 mm
Raio de giro (aberto)	2030 mm	2030 mm
Alcance do curso de elevação	565 mm	500 mm

ACESSÓRIOS	
Cintos de segurança	Para garantir a segurança do paciente. A Bolero vem com dois cintos de segurança - um torácico e outro de quadril. Use de acordo com a necessidade do paciente.
Baterias e carregador de 24 V	Sistema de substituição rápida com duas baterias, garantindo disponibilidade de uso o tempo todo.
Grade lateral (opcional)	Para garantir conforto do paciente e reduzir o risco de queda da maca.
Balança (opcional)	Balança operada com o pé para pesar o paciente.

REQUISITOS DE ESPAÇO

- A parte azul mostra a área de trabalho mínima necessária para que a equipe use os auxílios mecânicos de forma ergonômica de um lado.
- A parte azul clara mostra a extensão da área de trabalho necessária para facilitar as atividades de qualquer lado, oferecendo acesso adequado.

Para obter mais informações sobre os requisitos de instalação, acesse o portal do Arquiteto em www.arjo.com/PT-BR

