

FAUTEUIL D'HYGIÈNE À HAUTEUR RÉGLABLE

Calypso



Calypso est un fauteuil d'hygiène à hauteur réglable qui permet le transport, le transfert dans et hors de la baignoire et le bain de résidents actifs et semi-actifs pour un processus de bain assisté individuel.

GALERIE DES RÉSIDENTS ARJO



A

B

C

Conçu pour faciliter le déroulement du bain

Le fauteuil d'hygiène à hauteur réglable Calypso permet à un seul membre du personnel soignant de transférer, en toute sécurité et confortablement, un résident ou un patient du lit, du fauteuil ou du fauteuil roulant vers la baignoire, la douche ou les toilettes et inversement, sans avoir à le soulever manuellement. Il permet donc une position de travail plus ergonomique tout au long du processus de soins.

Permet le bain en position assise ou inclinée

Calypso est doté d'un dossier et d'accoudoirs rabattables. Lorsque le dossier est rabattu, le résident peut, selon son niveau de mobilité, se pencher en arrière dans la baignoire pour une meilleure immersion. Le dossier et les accoudoirs rabattables facilitent le transfert vers et depuis le fauteuil d'hygiène.

Facile à manœuvrer

Le fauteuil d'hygiène Calypso est doté de poignées de positionnement et de transport faciles à saisir pour faciliter la manœuvre lors du positionnement et du transport du fauteuil d'hygiène.

Principales caractéristiques

Calypso existe en deux versions : hydraulique ou électrique.

DOSSIER/ACCOUDOIRS

Pour le confort et la sécurité du résident

POIGNÉES DE TRANSPORT

Utilisées pendant le transport du résident

SIÈGE

Disponible en deux versions : le fauteuil Classic et une version en polyuréthane souple et facile à nettoyer

INTÉGRATION AUX TOILETTES

Pour faciliter l'accès aux toilettes. Calypso peut être placé directement au-dessus des toilettes

HAUTEUR RÉGLABLE

Pour une position de travail ergonomique

POIGNÉES DE POSITIONNEMENT

Pour la manœuvre et le positionnement du fauteuil d'hygiène sur le côté du lit/bain

TÉLÉCOMMANDE

Pour régler la hauteur de l'équipement

BASSIN ET SUPPORT (EN OPTION)

Pour répondre aux besoins de toilette en fauteuil

PÈSE-PERSONNE (EN OPTION)

Pour faciliter le pesage du résident

FREIN À PÉDALE

Application manuelle sur toutes les roulettes



INFORMATIONS PRODUIT	CALYPSO ÉLECTRIQUE PUR	CALYPSO ÉLECTRIQUE CLASSIC	CALYPSO HYDRAULIQUE
Poids max. du patient, CMA	136 kg	136 kg	136 kg
Poids total de l'élèveur (élèveur + système de pesée)	60 kg	56 kg	47 kg
Largeur totale	641 mm	641 mm	631 mm
Largeur totale du siège	472 mm	479 mm	479 mm
Longueur totale	933 mm	933 mm	933 mm
Hauteur du siège, position la plus basse	450 mm	430 mm	470 mm
Hauteur du siège, position la plus haute	1 015 mm	995 mm	970 mm
Hauteur min. de l'équipement	1 130 mm	1 130 mm	1 105 mm
Hauteur max. de l'équipement	1 695 mm	1 695 mm	1 605 mm
Largeur max. du châssis	641 mm	641 mm	631 mm
Largeur min. du châssis entre les jambes	459 mm	459 mm	484 mm
Longueur max. du châssis	933 mm	933 mm	933 mm
Course de levage	565 mm	565 mm	500 mm

ACCESSOIRES	
Sangle de sécurité	Pour assurer la sécurité du résident. Calypso est fourni avec une sangle de sécurité.
Batteries et chargeur 24 V	Système de batteries à remplacement rapide, avec deux batteries pour une disponibilité permanente.
Bassin et support (en option)	Pour faciliter l'accès aux toilettes.
Système de pesée (option)	Système de pesée à pédale pour peser le résident.

EXIGENCES EN MATIÈRE D'ESPACE

- La zone bleue indique la superficie de travail minimale requise pour que le personnel puisse utiliser les aides mécanisées de manière ergonomique à partir d'un seul côté.
- La zone bleu clair indique le prolongement de la superficie de travail requis pour faciliter les activités à partir des deux côtés afin d'avoir un accès adéquat.

Pour plus d'informations sur les exigences d'installation, rendez-vous sur le portail Architect à l'adresse www.arjo.com

