

CHARIOT-DOUCHE

Carevo®



Équipé de zones brevetées : Flexi Zone et Ergo-Access

Le chariot-douche Carevo® est conçu pour offrir une expérience de douche confortable aux patients et résidents qui doivent rester en position allongée, tout en permettant au soignant de travailler de manière efficace et ergonomique.

Conçu pour le confort du patient

Le matériau du matelas doux et souple, couplé à la Flexi Zone brevetée, ont été conçus pour améliorer le confort des patients ou résidents tout au long des soins d'hygiène quotidiens.

Panneau de commande universel

Panneaux de commande clairement identifiés et situés de chaque côté du chariot-douche, ainsi qu'au niveau de la ridelle de tête. Ainsi, les commandes sont facilement et rapidement accessibles par le soignant.

Maximiser la sécurité des patients

Les poignées de maintien offrent au résident ou au patient un soutien/maintien supplémentaire lui permettant de se sentir pleinement en sécurité, tout en favorisant sa participation au soin d'hygiène.

Facilite l'amélioration de la posture de travail

Le réglage en hauteur et les zones Ergo-Access brevetées permettent au soignant de se placer au plus près du résident tout en conservant une posture de travail confortable, avec pour résultat une réduction de la surcharge physique statique.

*Source : Knibbe NE, Knibbe JJ et Waaijer E (2013)

Conçu pour Emma




Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.arjo.fr.

arjo
with people in mind

Principales caractéristiques



ESPACE REQUIS



La zone bleue indique l'espace de travail nécessaire pour faciliter les activités de soins d'hygiène et de transfert tout en offrant un accès suffisant pour le résident, l'équipement et le soignant.

INFORMATIONS PRODUIT

Capacité maximale admissible (CMA) patient + eau	200 kg
Poids maximal du patient	182 kg
Poids (avec matelas)	82 kg
Longueur totale	2 005 mm
Largeur (plateau)	586 mm
Largeur totale (barrières latérales comprises)	759 mm - 888 mm
Longueur du châssis	1 211 mm
Largeur du châssis	700 mm
Hauteur, du sol jusqu'au plateau en position haute	955 mm
Hauteur, du sol jusqu'au plateau en position basse	605 mm
Hauteur de levage	350 mm

ACCESSOIRES

- Oreiller
- Oreiller triangulaire
- Matelas
- Tuyau d'évacuation
- Chargeur de batterie et batterie
- Désinfectant de surface

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.arjo.fr.

©Arjo, octobre 2019. Seules les pièces Arjo, spécialement conçues, doivent être utilisées sur les équipements et accessoires Arjo. Notre objectif est de poursuivre le développement de nos produits. Nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis. Arjo.A00012.1.FR

Arjo AB · Hans Michelsensgatan 10 · 211 20 Malmö · Sweden · +46 10 335 4500
 Arjo France SAS · 2, Avenue Alcide de Gasperi · CS 70133 · 59436 Roncq Cedex · France · +33 03 20 28 13 13
 Arjo Switzerland AG · Fabrikstrasse 8 · 4614 Hägendorf · Suisse · +41 (0)61 337 97 77
 Arjo Belgium SA · Evenbroekveld 16 · BE-9420 Erpe-Mere · Belgique · +32 (0) 53 60 73 80

arjo