

DOUCHETOILETSTOEL

Carino®



**Uitklapbare
beensteunen
en draaibare
voetplaten**

De Carino® is een in hoogte verstelbare douchestoel, waarmee één zorgverlener op een ergonomische werkhoogte dagelijkse verzorgingstaken, zoals douchen, toiletgang en pedicure, kan uitvoeren.

Geschikt voor Barbara en Carl



Hoog-laag verstelling

De hoog-laag verstelling en het gebogen frame zorgen voor een comfortabele houding van de zorgvrager, waarbij de zorgverlener altijd een ergonomisch verantwoorde werkhoogte kan instellen die past bij de zorgtaak/zorgactiviteit.

Maakt efficiënt douchen mogelijk

De zorgvrager kan in de Carino blijven zitten bij de verplaatsing van de slaapkamer naar de badkamer en/of toilet en vice versa. Dit houdt in dat er minder transfers nodig zijn voor dagelijkse hygiënische routines.

Eén-op-één zorg

Met de Carino kunnen douchen en andere verzorgingstaken door één zorgverlener worden uitgevoerd, waardoor persoonlijke één-op-één interacties mogelijk zijn.

Belangrijkste kenmerken

GEBOGEN FRAME

Het automatisch achterover kantelen bij het omhoog brengen zorgt voor een veilige en comfortabele zithouding.

INKLAPBARE ARMSTEUNEN

De lange armsteunen bieden ondersteuning bij transfers in en uit de stoel.

UITKLAPBARE ONDERBEENSTEUNEN

De beensteunen bieden ondersteuning van de onderbenen op ergonomische hoogte.

DRAAIBARE VOETPLATEN

Kunnen onder de stoel worden gedraaid, zodat de zorgverlener hier geen hinder van heeft tijdens de verzorgingstaak.



NEKKUSSEN

Eenvoudig in hoogte verstelbaar voor ondersteuning van het hoofd.

COMFORTABELE RUGLEUNING

De gebogen rugleuning biedt comfortabele ondersteuning van de gehele romp.

NOODSTOP

ACCESSOIRES

Rugkussen

Nekkussen

Zitkussen

Ondersteek met deksel


Ondersteek met toiletadaptor

Veiligheidsriem

Acculader en accu

Desinfectiemiddel

BENODIGDE RUIMTE



PRODUCTINFORMATIE

Veilige tilbelasting	140 kg
Gewicht	42 kg
Min. lengte, laagste positie	881 mm
Max. lengte, hoogste positie	1310 mm
Totale breedte	630 mm
Onderstel, breedte	624 mm
Onderstel, interne breedte	424 mm
Onderstel, lengte	857 mm
Min. hoogte rugsteun, laagste positie	1240 mm
Max. hoogte rugsteun, hoogste positie	1555 mm
Zithoogte, laagste/hoogste positie	450 mm/ 1050 mm
Tilbereik (stoel)	600 mm

Vereiste werkruimte voor verplaatsingen en verzorgingstaken, en voor voldoende toegang voor de zorgvrager, hulpmiddelen en zorgverlener.

Ga voor gedetailleerde informatie naar www.arjo.nl