

# Carino®



Med patentert  
bøyd ramme  
og svingbare  
leggstøtter

Carino® er designet for å redusere antall nødvendige forflytninger ved assistert dusjing og hygiene, og gjør at én enkelt pleier kan utføre daglige hygieneoppgaver som vasking, toalettbesøk og fotpleie.

Designet med tanke på Barbara og Carl



### Høyderegulerbar

Regulerbar høyde kombinert med en patentert, buet ramme gir komfortabel posisjonering og støtte til pasienten eller beboeren, samtidig som pleieren kan arbeide i ønsket høyde hele tiden.

### Tilrettelegger for effektive dusjrutiner

Pasienten eller beboeren kan forbli sittende i Carino ved forflytning til og fra soverommet, samt ved dusjing, toalettbesøk og andre hygieneoppgaver. På den måten reduseres antallet forflytninger som kreves for daglige hygienerutiner.

### En-til-en-pleie

Med Carino kan dusjing og andre hygienerutiner utføres av én enkelt pleier, slik at den personlige kontakten fremmes.

## Viktige funksjoner

### BØYD RAMME

Den patenterte bøyde rammen gir støtte og en behagelig sittestilling i alle høyder.

### NEDFELLBARE ARMLENER

### SVINGBARE LEGGSTØTTER

Patenterte leggstøtter som kan svinges bort, slik at man kommer til og kan utføre hygieneoppgaver på en skånsom måte.

### SVINGBARE FOTBRETT

Legges under hygienestolen når den ikke er i bruk.



### NAKKEPUTE

### RYGGSTØTTE I FULL LENGDE

### NØDSTOPP

### TILLEGGsutstyr

Ryggpute

Nakkepute

Sittepute

Bekken med lokk


Toalettadapter

Sikkerhetsbelte

Batterilader og batteri

Desinfeksjonsmiddel for overflater

### PLASSBEHOV



### PRODUKTOPPLYSNINGER

Sikker arbeidsbelastning (SWL)	140 kg
Vekt	42 kg
Min. lengde, laveste stilling	881 mm
Maks lengde, høyeste stilling	1310 mm
Total bredde	630 mm
Understell, bredde	624 mm
Understell, bredde mellom ben	424 mm
Understell, lengde	857 mm
Min. høyde ryggstøtte, laveste stilling	1240 mm
Maks høyde ryggstøtte, øverste stilling	1555 mm
Setehøyde, laveste/høyeste stilling	450 mm/ 1050 mm
Løftelengde (sete)	600 mm

Tilstrekkelig arbeidsområde for å utføre hygiene- og forflytningsaktiviteter, med tilstrekkelig atkomst for beboeren, utstyret og pleieren som hjelper til.

Du finner mer detaljert informasjon på [www.arjo.no](http://www.arjo.no)