

# Carmina



Sprchová a toaletní židle Carmina je navržena pro asistované sprchování, úkony na toaletě a hygienickou péči obézních pacientů a klientů a nabízí řešení pro jejich snadný přesun z lůžka, křesla nebo invalidního vozíku do sprchy nebo na toaletu a zpět.

## GALERIE MOBILITY ARJO



A



B



C

### Řešení pro pravidelné sprchování

Carmina je mobilní sprchová židle, která usnadňuje hygienické pracovní postupy, zajišťuje bezpečné přesuny do sprchy a zpět a umožňuje poskytování hygienické péče v poloze vsedě.

### Úkony na toaletě

Židle Carmina je navržena tak, aby poskytovala pacientovi/klientovi oporu při provádění úkonů na toaletě tím, že nabízí funkci toalety v případech, kdy přístup na běžnou toaletu není možný.

### Pohodlí pro pacienta/klienta a pečující osobu

Židle je navržena s ohledem na různé tělesné tvary i rozložení hmotnosti obézních pacientů/klientů, aniž by utrpělo jejich pohodlí a důstojnost. Nastavitelná opěrka zad s automatickým nastavováním úhlu dovoluje dosáhnout pohodlné polohy. Sklopné opěrky rukou poskytují dobrý přístup pečujícím osobám a přidavné tlačné tyče usnadňují manévrování.

## Klíčové funkce

### OPĚRKA RUKOU

Opěrky rukou se sklápějí, čím poskytují přístup pečujícím osobám a usnadňují boční přesuny.



### NASTAVITELNÁ OPĚRKA ZAD

Snadno nastavitelná zádová opěrka nabízí čtyři polohy a automatické nastavení sklonu.

### TLAČNÉ TYČE

Tlačné tyče pomáhají pečující osobě při manévrování se židlí.

### ZVEDACÍ SEDÁK

Zvedací sedák je navržen tak, aby ulehčoval čištění a dezinfekci a usnadnil přístup k toaletní míse.

### DRŽÁK TOALETNÍ MÍSY S AUTOMATICKÝM NASTAVENÍM

Držák toaletní mísy se zvedne a automaticky se nastavuje do různých výšek toalety.

### NASTAVITELNÁ OPĚRKA NOHOU

Pedálem ovládaná opěrka nohou.

## INFORMACE O VÝROBKU

Maximální hmotnost pacienta/klienta, bezpečné pracovní zatížení	320 kg
Celková hmotnost, bez obalu (Carmina Basic / Carmina)	37/75 kg
Maximální celková hmotnost (zvedák + pacient/klient)	357/395 kg
Celková šířka výrobku	960/997 mm
Celková hloubka výrobku	760/980 mm
Celková výška výrobku	1 265 mm
Hloubka sedáku (4 polohy)	420 až 525 mm
Šířka sedáku	915 mm
Průměr otáčení	1 300 mm
Rozsah okolní teploty	+10 až +40 °C
Teplota vody	+10 až +40 °C
Rozsah relativní vlhkosti	30 až 75 %
Síly pro ovládání brzd	< 300 N


## POVOLENÉ KOMBINACE

Sprchovou a toaletní židli Carmina lze používat s následujícími výrobky společnosti Arjo: Maxi Sky 1000, Maxi Sky 600, Tenor, Maxi Move

## PROSTOROVÉ POŽADAVKY

- Modrá plocha znázorňuje minimální pracovní prostor, který je nezbytný pro personál, aby mohl používat mechanické pomůcky ergonomickým způsobem z jedné strany.
- Světle modrá oblast znázorňuje požadované rozšíření pracovního prostoru, které zajistí odpovídající přístup pro práci z obou stran.

Další informace o požadavcích na instalaci naleznete na portálu Architect na webu [www.arjo.com](http://www.arjo.com)



Březen 2023. U zařízení a výrobků dodaných společností Arjo používejte pouze Arjo součásti, tj. díly speciálně konstruované pro daný účel. Jelikož je naší zásadou trvalý rozvoj, vyhraujeme si právo provádět změny designu a specifikací bez předchozího upozornění.

® a ™ jsou ochranné známky náležející skupině společností Arjo.

Arjo AB • Hans Michelsensgatan 10 • 211 20 Malmö • Sweden • +46 10 335 4500  
Arjo Czech Republic s.r.o. • Na Strži 65/1702 • 140 00 Praha 4 • Czech Republic • +420 225 092 388

Arjo.A00653.1.0.CZ.CS

**arjo**