

# Carmina



Carmina är speciellt utformad för assisterad dusch- och hygienvård och assisterade toalettbesök för bariatrisk patienter. Carmina erbjuder en smidig lösning för förflyttning från en säng, stol eller rullstol till duschen eller toaletten och tillbaka.

## ARJOS MOBILITETSGALLERI



A



B



C

### En lösning för regelbunden duschning

Carmina är en mobil duschstol som underlättar vid hygienrutiner och gör det enkelt att förflytta patienten till och från duschen i sittande position.

### Toalettbesök

Carmina är utformad för att underlätta för patienter och vårdtagare vid toalettbesök, genom att fungera som toalett när det inte är möjligt att använda den vanliga toaletten.

### Bekvämt för patienter, vårdtagare och vårdpersonal

Carmina är utformad för att passa olika kroppstyper och viktfordelningar hos bariatrisk patienter med komfort och värdighet i åtanke. Det ställbara ryggstödet med självjusterande vinkling gör det enkelt att hitta en bekväm ställning. De fällbara armstöden underlättar åtkomst för vårdpersonalen, och de extra påskjutshandtagen underlättar manövrering.

## Viktiga funktioner

### ARMSTÖD

Armstöden kan fällas upp, vilket underlättar arbetet för vårdpersonal och möjliggör förflyttning i sidled.



### STÄLLBART RYGGSTÖD

Ryggstödet har fyra olika lägen som är enkla att ställa in, och självjusterande lutning.

### PÅSKJUTSHANDTAG

Påskjutshandtagen gör det enkelt för vårdpersonalen att manövrera stolen.

### UPPFÄLLBAR SITS

Den uppfällbara sitsen är utformad för att underlätta rengöring och desinficering och ger god åtkomst till bäckensålen.

### SJÄLVJUSTERANDE BÄCKENHÅLLARE

Bäckenhållaren lyfts upp och är självjusterande för olika toalett höjder.

### JUSTERBART FOTSTÖD

Pedalstyrt fotstöd.

## PRODUKTINFORMATION

Max patientvikt/tillåten belastning	320 kg
Total vikt exkl. emballage (Carmina Basic/Carmina)	37/75 kg
Maxvikt, totalt (lyft + patient)	357/395 kg
Produktens totala bredd	960/997 mm
Produktens totala djup	760/980 mm
Produktens totala höjd	1 265 mm
Sitsdjup (4 lägen)	420 – 525 mm
Sitsbredd	915 mm
Vänddiameter	1 300 mm
Omgivningstemperatur	+10 °C – +40 °C
Vattentemperatur	+10 °C – +40 °C
Relativ luftfuktighet	30 % till 75 %
Bromsarnas driftkraft	< 300 N

## TILLÅTNA KOMBINATIONER

Carmina dusch- och hygienstol kan användas tillsammans med följande Arjo-produkter: Maxi Sky 1000, Maxi Sky 600, Tenor, Maxi Move

## UTRYMMESKRAV

- Det blå området visar den minsta arbetsyta som krävs för att personalen ska kunna använda hjälpmedlen på ett ergonomiskt sätt från ena sidan.
- Det ljusblå området visar hur mycket arbetsytan måste utvidgas för att underlätta åtkomligheten från båda sidor.

Mer information om installationskrav finns på Arkitektportalen på [www.arjo.com](http://www.arjo.com)

