



Amélioration  
du bien-être  
et de la sécurité  
du résident et  
du personnel  
soignant

BAIGNOIRE ARJO CLASSIC LINE® 2

## Baignoire à hauteur réglable

# Contribuer à rendre le bain plus sûr et plus facile pour les résidents et le personnel soignant



**Pour le personnel soignant**, fournir des soins d'hygiène aux résidents est souvent perçu comme une tâche fastidieuse qui comporte un risque élevé de blessure. La baignoire Classic Line™ 2 est réglable en hauteur, ce qui permet une meilleure position de travail pour le personnel soignant et réduit le risque de tension posturale. En réduisant le risque de blessure, le personnel soignant peut se concentrer sur les soins et les préférences individuelles de chaque résident.



**Pour les résidents**, le bain peut être associé à une gêne potentielle avant, pendant ou après le bain et à une perte de dignité en raison de la vulnérabilité associée au processus. En permettant au personnel soignant d'adopter une approche des soins centrée sur la personne, les solutions de bain d'Arjo sont conçues pour relever ces défis.

## Améliorer les soins d'hygiène pour les résidents

### Avantages pour le bien-être

- L'immersion du corps entier dans l'eau chaude (environ 40 degrés) peut induire des effets positifs associés à l'humeur, tels qu'une réduction de la fatigue, du stress, de la tension et de l'anxiété.<sup>1</sup>

### Avantages cliniques des bains d'eau chaude

- Le bain immersif dans de l'eau chaude (37 à 39 degrés) s'est avéré efficace pour le traitement de l'arthrose du genou et, au fil du temps, pour réduire la douleur et l'utilisation de médicaments antidouleur ainsi que pour améliorer la fonction articulaire.<sup>2</sup>
- Le réchauffement passif du corps par immersion dans un bain chaud (15 séances d'une demi-heure sur trois semaines) a un effet positif sur les habitudes de sommeil des femmes atteintes de fibromyalgie.<sup>3</sup>



# Présentation de la Classic Line 2

La baignoire Arjo Classic Line 2 fait partie d'une solution de bain complète qui améliore le bien-être des résidents tout en favorisant la sécurité du personnel soignant.

La toilette des résidents ou patients dans une baignoire à hauteur variable peut réduire de 15% la surcharge statique à laquelle s'expose le personnel soignant par rapport à une baignoire à hauteur fixe.<sup>4</sup>

## Fiabilité et sécurité

La Classic Line 2 est dotée de multiples dispositifs de sécurité afin d'offrir au résident une expérience de bain relaxante et sûre, grâce notamment à une triple protection anti-brûlure, un affichage de la température de l'eau, un arrêt et une descente d'urgence et un verrouillage du panneau de commande. La baignoire comprend un système de désinfection intégré en option et un système de rinçage systématique à l'eau, ce qui contribue à protéger davantage le résident.

## Des avantages accrus pour le bien-être

Sa conception semblable à celle d'une baignoire domestique contribue à une expérience de bain confortable. Des fonctionnalités en option, dont l'Airspa™, peuvent encore améliorer l'expérience globale du bain en offrant un effet relaxant et massant au résident. Cela contribue à favoriser la circulation sanguine et le bien-être.

## Permet utilisation avec un seul soignant

Compatible avec la solution complète de lève-personnes de transfert Arjo, la Classic Line 2 permet à un seul soignant d'effectuer une routine de bain simplifiée pour les résidents à mobilité fonctionnelle variable. Cette baignoire à hauteur réglable réduit le risque de surcharge statique pour le dos du personnel soignant et permet de se concentrer sur les soins à apporter au résident.

# Principales caractéristiques

## TRIPLE PROTECTION ANTI-BRÛLURE

Arrête le remplissage de l'eau si la température dépasse les niveaux de sécurité.

## DESCENTE D'URGENCE (EN OPTION)


En cas de panne de courant, la baignoire peut être abaissée pour sortir le résident du bain en toute sécurité.

## THÉRAPIE AIRSPA (EN OPTION)

Le système de thérapie AirSpa™ souffle de l'air d'intensité variable à travers 10 jets placés stratégiquement, ce qui a un effet relaxant et massant sur l'utilisateur.

## Rinçage systématique à l'eau

Toutes les 24 heures, de l'eau circule dans la tuyauterie, ce qui l'empêche de stagner et réduit la possibilité de développement bactériologique.



## SYSTÈME INTÉGRÉ DE NETTOYAGE ET DE DÉSINFECTION (EN OPTION)

Permet au personnel soignant de nettoyer et de désinfecter la baignoire et tout dispositif de transfert après utilisation.

## FACES LATÉRALES INCURVÉES VERS L'INTÉRIEUR

Les faces incurvées vers l'intérieur offrent un espace supplémentaire pour les genoux du personnel soignant, ce qui permet de s'approcher au plus près du résident.

## HAUTEUR RÉGLABLE

Permet à un seul soignant de laver le résident dans une position de travail ergonomique et sûre.

## GALERIE DES RÉSIDENTS ARJO

Associée à un lève-personne de transfert ou un lève-personne d'hygiène, cette baignoire est conçue pour Albert, Barbara, Carl, Doris et Emma.



## Solutions de bain pour résidents à mobilité fonctionnelle variable

### Lève-personnes de transfert

Transfert depuis et vers un lève-personne d'hygiène



Sara® Steady



Sara® Flex



Maxi Sky®

### Lève-personnes d'hygiène

Transfert depuis et vers une baignoire



Alenti®



Miranti®

### Baignoire



Classic Line 2

1. Goto et al (2014). Physical and mental effects of bathing: A Randomised Intervention Study. Evidence-Based Complimentary and Alternative Medicine. Volume 2018, Article ID 9521086. 2. Branco M, Régo NN, Silva PH et al. Bath thermal waters in the treatment of knee osteoarthritis: a randomized controlled clinical trial. Eur J Phys Rehabil Med. 016;52(4):422-30. 3. Silva A, Queiroz SS, Andersen ML, et al (2013). Passive body heating improves sleep patterns in female patients with fibromyalgia. Clinics (Sao Paulo) 68(2): 135-139. 4. Knibbe NE, Knibbe JJ (1996). Postural Load of nurses during bathing and showering of patients: Results of a laboratory Study. American Society of Safety Engineers. November. 37-39.

Chez Arjo, nous nous engageons à améliorer la vie quotidienne des personnes à mobilité réduite et atteintes de problèmes de santé liés à l'âge. Avec des produits et des solutions permettant une manutention ergonomique des patients, l'hygiène personnelle, la désinfection, le diagnostic et la prévention efficace des escarres et de la thrombo-embolie veineuse, nous aidons les professionnels de tous les environnements de soins à procurer un niveau de soins toujours plus sûrs et dignes. Tout ce que nous faisons, nous le faisons « with people in mind ».

Arjo AB • Hans Michelsengatan 10 • 211 20 Malmö • Sweden • +46 10 335 4500

Arjo France SAS - 2, Avenue Alcide de Gasperi - CS 70133 - 59436 Roncq Cedex - France - +33 03 20 28 13 13

Arjo Belgium sa • Evenbroekveld 16 • 9420 Erpe-Mere • Belgique • +32 (0) 53 60 73 80

www.arjo.be

**ARJO**

Arjo.A00271.1.0.BE.FR