

ACCESSOIRES DIE DE ZORGVRAGER MEER COMFORT EN WAARDIGHEID BIEDEN

# De Hygiene Comfort Collection van Arjo



Comfort en waardigheid bieden tijdens de hygiënische verzorgingstaken

De accessoires van de Hygiene Comfort Collection zijn bedoeld om de zorgverlener de mogelijkheid te geven om het niveau van comfort en waardigheid tijdens verzorgingstaken aan te passen, waardoor persoonsgerichte zorg wordt gegarandeerd.

De Hygiene Comfort Collection bestaat uit:

- Comfort Kussen
- Comfort Badcape Katoen
- Comfort Badcape Netstof

## **Meer comfort en waardigheid tijdens het volledige hygiënische verzorgingsproces**

Voor de meeste mensen is hygiënische verzorging een taak die zelfstandig en privé wordt uitgevoerd. In zorginstellingen worden zorgvragers geconfronteerd met de situatie waarbij ze tijdens verzorgingstaken naakt zijn in de aanwezigheid van vreemden. Tijdens deze verzorgingstaken, waarbij de zorgvrager zich kwetsbaar kan voelen, kan extra comfort en waardigheid nodig zijn, op zowel fysiek als psychologisch gebied.

## **Hygiënische verzorging voor mensen met dementie**

Voor mensen met dementie neemt de behoefte aan ondersteuning bij persoonlijke hygiëne tijdens de progressie van de ziekte geleidelijk toe. Het verlies van onafhankelijkheid en privacy kan intimiderend, onaangenaam of zelfs bedreigend zijn voor het individu. De accessoires van de Hygiene Comfort Collection kunnen ongemakkelijke situaties tot een minimum beperken en de extra behoefte aan comfort en waardigheid ondersteunen. Door de zorgvrager te betrekken in een grondige evaluatie en planning kan het gevoel van afhankelijkheid en kwetsbaarheid worden beperkt.<sup>1</sup>

## Vóór en na de hygiënische verzorgingstaken

De Comfort Badcape Katoen is gemaakt van Egyptisch katoen en is ontworpen om het lichaam gemakkelijk te bedekken en het vóór en na de hygiënische verzorgingstaken warm te houden. De badcape blijft dankzij een eenvoudige knoop in de halslijn goed op zijn plaats en kan eenvoudig worden aan- en uitgetrokken.



De Comfort Badcape Katoen biedt de zorgvrager waardigheid tijdens de transfer naar de badliftstoel of badliftwagen (in dit voorbeeld mobiliteitsniveau A-C).



Een afhankelijke zorgvrager (mobiliteitsniveau D) maakt gebruik van de Comfort Badcape Katoen, in combinatie met het Comfort Kussen, om het verzorgingsproces comfortabeler te maken.



De zorgvrager draagt de Comfort Badcape Netstof en heeft het Comfort Kussen op schoot tijdens de transfer naar de badkuip en tijdens het baden met een badliftstoel of badliftwagen.



Verschillende manieren waarop het Comfort Kussen en de Comfort Badcape Netstof gebruikt kunnen worden voor extra comfort tijdens het douchen.

## Tijdens het baden of douchen

Het Comfort Kussen kan zowel in droge als natte omgevingen worden gebruikt, omdat het volledig waterdicht is. Het veelzijdige halveaanvormige ontwerp is geschikt om allerlei zorgvragers waar nodig extra comfort te bieden; bijvoorbeeld als neksteun, in de schoot voor extra arm- of handsteun, aan de zijkanten van het bovenlichaam of onder de knieën of benen. Wanneer zorgvragers in een badkuip worden geplaatst met behulp van een badliftstoel, badliftwagen, verrijdbare passieve tillift of plafondlift kunnen ze zich erg blootgesteld voelen. De Comfort Badcape Netstof is een accessoire dat bedoeld is om het lichaam te bedekken tijdens transfers en verzorgingstaken in een douchestoel, douchewagen of badkuip, waarbij de zorgverlener toch toegang heeft tot het lichaam van de zorgvrager voor reiniging.

### PRODUCTSPECIFICATIE

	Comfort Kussen	Comfort Badcape Katoen		Comfort Badcape Netstof	
<b>Afmetingen</b>	Eén maat	S/M	L/XL	S/M	L/XL
<b>Materiaal</b>	Polyurethaan	Egyptisch katoen		Polyester netstof	
<b>Reiniging en desinfectie</b>	Afneembaar met een chlooroplossing van 1.000 ppm (in sommige gevallen tot 10.000) of 70% isopropylalcohol	Geschikt voor machinewas op 90 °C Geschikt voor wasdroger (gemiddelde temperatuur)		Geschikt voor machinewas op 90 °C Geschikt voor wasdroger	

Referentie 1. De brochure over klinische focus van Arjo: 'Zorgen voor mensen die leven met dementie'. Arjo 2019.