

Concerto et Basic



Les chariots de douche Concerto et Basic contribuent à une douche et à des soins d'hygiène efficaces pour les patients ou résidents devant rester en position allongée. Favorise une posture de travail correcte.

GALERIE DES RÉSIDENTS ARJO



Favorise une posture de travail correcte

Ces solutions sont réglables en hauteur, ce qui permet au personnel soignant de choisir la hauteur de travail souhaitée. Le réglage de la hauteur s'effectue à l'aide d'une pompe hydraulique. Concerto est également disponible en version électrique.

Offre confort et soutien

En vue d'améliorer le confort du résident, lui assurer un soutien et l'aider à se positionner, Concerto et Basic sont dotés d'un matelas rembourré, d'un repose-tête et d'un oreiller triangulaire. Concerto est également doté d'un dossier réglable dans trois positions. Concerto peut aussi s'incliner latéralement pour un nettoyage et un séchage en toute simplicité.

Facile à manœuvrer

En outre, Concerto est doté d'un dispositif de conduite en ligne droite situé au niveau de deux roulettes, destiné au transport dans les couloirs, et permet une mise à niveau horizontale automatique lorsqu'il est abaissé contre un lit.

Principales caractéristiques

BARRIÈRES LATÉRALES

Barrières latérales verrouillables et rabattables qui peuvent être abaissées pour faciliter les transferts latéraux

HAUTEUR RÉGLABLE

Pédale et pompe hydraulique ou vérin électrique pour un réglage facile de la hauteur



MATELAS EN PU REMBOURRÉ
pour le confort du résident et la possibilité de le placer dans un bain peu profond

TUYAU D'ÉVACUATION

FREINS SUR LES QUATRE ROULETTES

FICHE TECHNIQUE

Charge maximale d'utilisation	175 kg (385 lb)
Poids maximal du résident/patient	150 kg (330 lb)
Amplitude de levage	320 mm (12 ½ po) – hydraulique 300 mm (11 ¾ po) – électrique
Hauteur, position haute du brancard	740–1 060 mm (29–41 ¾ po) – hydraulique 740–1 040 mm (29–41 po) – électrique
Poids	72 kg (159 lb) – Basic 75 kg (165 lb) – Concerto 79 kg (174 lb) – électrique
Largeur du brancard	620 mm (23 13/32 po)
Largeur totale (barrières latérales comprises)	755 mm (29 ¾ po)
Longueur totale (suivant la longueur du brancard)	1 600 mm, 1 850 à 1 950 mm, 2 250 mm (63 po, 73 à 76 ¾ po, 88 ½ po)
Longueur du châssis (carénage des roues compris)	1 155 mm (45 ½ po)
Hauteur du châssis	160 mm (6 ¼ po)
Température	+10 à +40 °C (+50 à +104 °F) – Fonctionnement -20 à +70 °C (-4 à +158 °F) – Transport -20 à +70 °C (-4 à +158 °F) – Stockage
Humidité	30–75 % – Fonctionnement 10–80 % – Transport 10–80 % – Stockage

EXIGENCES EN MATIÈRE D'ESPACE

- La zone bleue indique la superficie de travail minimale requise pour que le personnel puisse utiliser les aides mécanisées de manière ergonomique à partir d'un seul côté.
- La zone bleu clair indique le prolongement de la superficie de travail requis pour faciliter les activités à partir des deux côtés afin d'avoir un accès adéquat.

Pour plus d'informations sur les exigences d'installation, rendez-vous sur le portail Architect à l'adresse www.arjo.com

