


DECUBITUSPREVENTIE

ConformX[®]


Visco-elastische schuimmatrassen



De bovenlaag visco-elastisch schuim zorgt voor drukverdelende ondersteuning van de zorgvrager. De ConformX-serie is speciaal ontwikkeld om de zorgvrager optimaal comfort te bieden en decubitus te helpen voorkomen. Het systeem biedt een 24-uursoplossing.

ConformX-assortiment

De ConformX-serie is een 24-uursoplossing binnen zorgomgevingen. De serie omvat een matras en een zitkussen. De ConformX-serie is leverbaar in verschillende maten en is gemakkelijk te onderhouden dankzij de duurzame eigenschappen van de hoes en het schuim.



Zitkussen voor 24-uurs verzorging verkrijgbaar

Oplegmatras - Eveneens verkrijgbaar en is eenvoudig te plaatsen

Veilig en gemakkelijk in het gebruik voor zorgvragers en zorgverleners

Ontworpen voor effectieve drukverdeling.

De ConformX matras is verkrijgbaar in diverse maten, getest op röntgendoorlaatbaarheid¹ en is geschikt voor reanimatie². Bovendien is de oplegmatras aan de hoeken voorzien van bevestigingsbanden voor extra veiligheid.


Kenmerken hoes

- Ultra-elastisch, tweezijdig rekbaar
- Dampdoorlatend
- Waterbestendig
- Verbeterd infectiebeheer door de antimicrobiële eigenschappen van het materiaal van de hoes
- Onderkant van zilverkleurig antislipmateriaal
- Eenvoudig te reinigen en onderhouden
- Verborgene ritsluiting
- De hoezen zijn duidelijk voorzien van TurnTable®- en reinigingsinstructies



TRAAGSCHUIM

Vormt zich soepel naar de lichaamsvorm



VERBORGEN RITSSLUITING

Verborgene ritsluiting van de hoes ter ondersteuning van infectiebestrijdingsprotocollen



GESCHIKT VOOR PROFIELBEDDEN

Geschikt voor gebruik in de buik- of rugligging



ONDERKANT VAN

ZILVERKLEURIG MATERIAAL
Met antislip eigenschappen



TurnTable-instructies - Alle ConformX matrassen zijn voorzien van de TurnTable-instructies

Specificaties*

IN TWEE RICHTINGEN DRAAIBAAR MATRASVERVANGEND SYSTEEM	AFMETINGEN H X B X D	BESTELNUMMER
MR Acute	1980 x 860 x 150 mm	150CX198/086
MR Standard	1900 x 920 x 150 mm	150CX190/092
MR Double	1900 x 1380 x 150 mm	150CX190/138
MR Euro Wide	2040 x 920 x 150 mm	150CX204/092
MR Euro Narrow	2000 x 800 x 150 mm	150CX200/080
Max. gewicht zorgvrager:	150 kg	
Verwachte levensduur: 5 jaar voor schuimkern en 2 jaar voor de hoes		
Oplegmatrassen		
OL Standard	1980 x 860 x 95 mm	CO198/086
OL Community	1900 x 920 x 95 mm	CO190/092
Zitkussens		
Zitting	430 x 430 mm	CS043/043
Maximum gewicht zorgvrager	90 kg	
Brandvertragende kwaliteiten:		
Matrasvervangend systeem voldoet aan BS EN 597 -1: 1995 BS EN 597 -2: 1995 en BS 6807: 1996, Sectie 2, Brandhaarden 0,1 en 5. Het matrasopleggsysteem voldoet aan BS EN 597-1: 1995, BS EN 597 -2: 1995 en BS 6807: 1996, Sectie 2, Brandhaarden 0,1 en 5		
Matras		
Röntgenstralen: Getest volgens FDA 21 CFR Ch. 1 (editie 4-1-95) HHS en CEI/IEC 601-1-3: 1994-07 (röntgendoorlatend)		
Reanimatie: Borstcompressie voor reanimatiedoelen wordt niet belemmerd		

* Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Literatuur:

1. Arjo Data on File: ConformX X-ray Attenuation. Nummer testrapport 100076011, april 2002.
2. Arjo Data on File Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) for Foam Mattresses. Nummer testrapport 100076011, 2005.

Oktober 2019 Gebruik uitsluitend Arjo-onderdelen die speciaal voor dat doel zijn ontworpen bij door Arjo geleverde apparatuur en producten. Ons beleid is gericht op continue ontwikkeling en we behouden daarmee het recht om ontwerpen en specificaties zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. ® en ™ zijn handelsmerken van de Arjo Groep. © Arjo, 2019

Bij Arjo zetten we ons in om de levenskwaliteit van mensen met een verminderde mobiliteit en ouderdomsgerelateerde gezondheidsproblemen te verbeteren. Met producten en oplossingen voor de ergonomische transfer van zorgvragers, persoonlijke hygiëne, desinfectie en de effectieve preventie van decubitus en veneuze trombo-embolie helpen we zorgprofessionals om de standaard van veilige en waardige zorg te verhogen. Altijd "with people in mind".

Arjo AB · Hans Michelsensgatan 10 · 211 20 Malmö · Sweden · +46 10 335 4500
Arjo Nederland BV · Biezenwei 21, 4004 MB Tiel · Postbus 6116, 4000 HC Tiel · Nederland · +31 (0) 344 64 08 00

www.arjo.nl