


PREVENTION AV TRYCKSKADOR

ConformX[®]


Madrasser med viskoelastiskt skum



Ett lager viskoelastiskt skum ger patienten stöd och omfördelar trycket. ConformX-serien utvecklades specifikt för att öka patientens komfort och behandla tryckskador och är utformad för att användas dygnet runt.

ConformX-sortiment

ConformX-sortimentet har designats för användning dygnet runt. Sortimentet består av en ersättningsmadrass, en toppmadrass och en sittkudde. ConformX-serien är tillgänglig i flera olika storlekar och produkterna är lätta att underhålla tack vare det tåliga överdraget och skummaterialet.



Vårdpaket för dygnetruntanvändning
- sittdyna tillgänglig

Toppmadrasssystem - en toppmadrass
är också tillgänglig och lätt att installera

Säker och lättanvänd för patienter och vårdgivare

Utformad för effektiv tryckfördelning.

ConformX-ersättningsmadrass är tillgänglig i flera olika storlekar och har testats med avseende på röntgengenomsläpplighet¹ och är lämplig för HLR². Toppmadrassen har även hörnremmar för extra säkerhet.


Överdragets funktioner

- 2-vägs ultrastretch
- Ångpermeabel
- Vattenbeständig
- Infektionskontroll underlättas av överdragets antimikrobiella egenskaper
- Halkfri silverfärgad undersida
- Lätt att rengöra och underhålla
- Dolt blixtlås
- Tydligt märkta överdrag med TurnTable®-guide och tvättinstruktioner



MEMORY FOAM

Formas mjukt efter patientens kropp



DOLT BLIXTLÅS

Överdraget har ett dolt blixtlås som utformats för att bidra till förbättrade infektionsförebyggande protokoll



LÄMPLIG FÖR PROFILSÄNGAR

Lämplig för användning i upprätt eller liggande position



SILVERMATERIAL I BOTTEN

Halkfri



TurnTable-guide - Alla ConformX-ersättningsmadrasssystem är försedda med TurnTable-guiden

Specifikationer*

2-VÄGS VÄNDBAR MADRASSERSÄTTNING	MÅTT H X B X D	ARTIKELNUMMER
MR Akut	1980 x 860 x 150 mm (78" x 33¾" x 6")	150CX198/086
MR Standard	1900 x 920 x 150 mm (74¾" x 36¾" x 6")	150CX190/092
MR Dubbel	1900 x 1380 x 150 mm (74¾" x 54¾" x 6")	150CX190/138
MR Euro Bred	2040 x 920 x 150 mm (80¾" x 36¾" x 6")	150CX204/092
MR Euro Smal	2000 x 800 x 150 mm (78¾" x 31½" x 6")	150CX200/080
Max brukarvikt:	150 kg (330 lbs)	
Förväntad livslängd: 5 år för skumkärnan och 2 år för överdraget		
Topp madrasssystem		
OL Standard	1980 x 860 x 95 mm (78" x 33¾" x 3¾")	CO198/086
OL Sjukhus	1900 x 920 x 95 mm (78" x 33¾" x 3¾")	CO190/092
Sittdynor		
Sits	430 x 430 mm (17" x 17")	CS043/043
Max brukarvikt:	90 kg (198 lbs)	
Brandhärdighet		
Ersättningsmadrasssystemet överensstämmer med BS EN 597 -1:1995 BS EN 597 -2:1995 och BS 6807:1996 Sektion 2, antändningskällor 0,1 och 5. Toppmadrasssystemet överensstämmer med BS EN 597-1:1995, BS EN 597 -2:1995 och BS 6807:1996, Sektion 2, antändningskällor 0,1 och 5		
Madrass		
Röntgen: Testad enligt FDA 21 CFR avsn. 1 (upplaga 4-1-95) HHS och CEI/IEC 601-1-3:1994-07 (Dämpning av röntgenstrålar). HLR: Utgör inget hinder vid bröstkompressioner i samband med HLR		

*Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

Referenser:

1. Arjo-data på fil: ConformX dämpning av röntgenstrålar. Rapportnummer 100076011, april 2002.
2. Arjo-data på fil: Hjärt- och lungräddning för skummadrasser. Rapportnummer 100076011, 2005

Oktober 2019 Endast originaldelar från Arjo som är avsedda för ändamålet ska användas på utrustning och produkter från Arjo. Vår policy innebär kontinuerlig utveckling och vi förbehåller oss rätten att ändra i utförande och specifikationer utan föregående meddelande. ® och ™ är varumärken som tillhör Arjo-koncernen. © Arjo, 2019

På Arjo arbetar vi för att förbättra vardagen för människor med nedsatt mobilitet och åldersrelaterade sjukdomar. Med produkter och lösningar som säkerställer en ergonomisk patienthantering, personlig hygien, desinfektion, diagnostik samt ett effektivt förebyggande av trycksår och djup ventrombos hjälper vi personalen i olika vårdmiljöer att ständigt höja standarden för en säker och värdig vård. Allt vi gör, gör vi med människor i fokus.

Arjo AB · Hans Michelsengatan 10 · 211 20 Malmö · Sweden · +46 10 335 4500

www.arjo.se