


Harnais bariatriques jetables



Pour les patients pesant jusqu'à **454 kg**

Les harnais bariatriques jetables Arjo sont conçus pour accompagner le patient tout au long de son séjour à l'hôpital. Ils peuvent être utilisés de la même manière que les harnais standard, mais ils ne peuvent pas être lavés.

Les harnais étant à patient unique, ils réduisent le risque de contamination croisée et peuvent être facilement mis au rebut s'ils sont souillés, endommagés ou susceptibles d'avoir été contaminés.


Toujours à portée de main du personnel soignant, les harnais jetables n'ont pas besoin d'être envoyés au nettoyage. Il n'y a donc aucune inquiétude à avoir quant aux harnais perdus ou endommagés.

Fabriqués dans un tissu haut de gamme résistant et doux, les harnais sont disponibles en 4 tailles avec code couleur pour une capacité maximale admissible (CMA) de 454 kg.

Caractéristiques du produit

Code couleur associé à la taille sur le liseré, en haut du harnais

Ligne médiane à la fois à l'intérieur et à l'extérieur du harnais



Caractéristiques*

GÉNÉRALITÉS

Lève-personnes compatibles

Lève-personne sur rail Maxi Sky 2 Plus
Lève-personne sur rail Maxi Sky 1000
Lève-personne au sol Tenor

Capacité maximale admissible (CMA)

454 kg

DESCRIPTION DE L'ARTICLE

Harnais bariatrique à boucles jetable M

RÉFÉRENCE DE L'ARTICLE

MFA 8010-M

Harnais bariatrique à boucles jetable L

MFA 8010-L

Harnais bariatrique à boucles jetable XL

MFA 8010-XL

Harnais bariatrique à boucles jetable XXL

MFA 8010-XXL

*Les spécifications sont sujettes à modifications sans préavis.