




INKONTINENZUNTERLAGEN

Dri-Flo[®]

Luftdurchlässige und saugfähige Inkontinenzunterlagen können zur Mikroklima-Regulierung beitragen. Dreidimensional angeordnete Lagen sorgen für Langlebigkeit und Luftdurchlässigkeit.

Produktmerkmale

Dri-Flo Unterlagen werden mit einem dreilagigen Bonding-System hergestellt, das die Ober- und Unterseite sowie den Kern der Auflage einbindet. So entsteht eine besonders saugfähige, atmungsaktive Unterlage, die es Patienten ermöglicht, sämtliche Vorteile verordneter Mikroklima-Regulierungstherapien zu erhalten.¹



MERKMAL	VORTEILE
Weiche, durchlässige Oberseite	Ermöglicht den Flüssigkeitsübertritt in den Unterlagenkern. Hält Feuchtigkeit von der Patientenhaut fern.
Dreidimensional angeordnete Lagen	Bietet Zugfestigkeit und Langlebigkeit.
Extrem saugfähige Polymere	Entfernt Flüssigkeit von der Patientenhaut und bindet diese in ihrem Kern. Vermeidet einen weiteren Austritt und damit verbundene Gerüche.
Atmungsaktive Unterseite	Ermöglicht eine hohe Wirksamkeit verordneter Mikroklima-Therapien. ¹

Dri-Flo Inkontinenzunterlagen:

- Sorgen für Luftdurchlässigkeit, was dazu beitragen kann, die Haut des Patienten trocken und angenehm zu halten.
- Erhaltung der strukturellen Integrität aufgrund ihrer Belastbarkeit. Dadurch kann die Anzahl erforderlicher Unterlagenwechsel verringert werden.

ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG UND GRÖSSE	VERPACKUNGSEINHEIT
7046	Große Dri-Flo Unterlagen 58,4 cm x 88,9 cm	6 Beutel mit 12 Unterlagen (72 Unterlagen pro Packung)
47001	Extragroße Dri-Flo Unterlagen 81,3 cm x 91,4 cm	6 Beutel mit 8 Unterlagen (48 Unterlagen pro Packung)

1. Arjo-Archivdaten. Bewertung von Skin IQ: Cleveland Clinic - 100018399. September 2011.

März 2019 Alle Produkte tragen das CE-Zeichen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass im Zusammenhang mit den von Arjo gelieferten Geräten und zur Vorbeugung von Verletzungen, die durch die Verwendung von Fremdteilen auftreten könnten, nur Arjo Originalteile verwendet werden dürfen. Bei Nichtbeachtung dieses Hinweises übernehmen wir entsprechend unserer Verkaufsbedingungen keinerlei Haftung. Da wir unsere Erzeugnisse ständig weiterentwickeln, behalten wir uns das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor. ® und ™ sind eingetragene Markenzeichen der Arjo Firmengruppe. © Arjo, 2019

Wir bei Arjo sind überzeugt, dass „Empowering Movement“ (Bewegung stärken) in Gesundheitseinrichtungen für eine qualitativ hochwertige Pflege von entscheidender Bedeutung ist. Unsere Produkte und Lösungen sind darauf ausgelegt, eine sichere und würdevolle Erfahrung durch Transfer, medizinische Betten, Körperhygiene, Desinfektion, Diagnostik sowie Prävention von druckbedingten Verletzungen und venöser Thromboembolie zu fördern. Wir beschäftigen mehr als 6000 Menschen weltweit und verfügen über mehr als 60 Jahre Erfahrung im Umgang mit Patienten/Bewohnern und medizinischem Fachpersonal. Außerdem setzen wir uns für bessere klinische Ergebnisse für Menschen ein, deren Mobilität beeinträchtigt ist.

Arjo AB · Hans Michelsengatan 10 · 211 20 Malmö · Schweden · +46 10 335 4500
 Arjo Deutschland GmbH · Peter-Sander-Straße 10 · 55252 Mainz-Kastel · Deutschland · +49 6134-186 0
 Arjo AG · Fabrikstrasse 8/Postfach · 4614 Hägendorf · Schweiz · +41 (0) 61 337 97 77
 Arjo Austria GmbH · Lemböckgasse 49A · 1230 Wien · Österreich · +43 (1) 866 56

www.arjo.com

