



HYGIËNE- EN WELLNESSOPLOSSINGEN VAN ARJO

Oplossingen op maat voor baden en douchen met hulp

Baden en douchen met hulp

Met de geïntegreerde hygiëne- en wellnessoplossingen van Arjo kunt u zorgvragers comfortabele hygiëne- en wellnessoplossingen bieden die afgestemd zijn op hun unieke behoeften en die de efficiëntie in uw zorgomgeving verbeteren.

Voldoen aan de behoeften van zorgvragers in de acute en langdurige zorg brengt uitdagingen met zich mee. Van alle verzorgingstaken wordt de hygiënische zorg als het meest risicovol gezien.

Bij Arjo vinden we dat baden en douchen kalmerende en zintuiglijke ervaringen moeten zijn die het welzijn bevorderen en de kwaliteit van leven voor bewoners en zorgvragers verbeteren. Onze oplossingen zijn specifiek ontworpen om u te helpen persoonlijke zorg te geven die het welzijn van uw bewoners en zorgvragers bevordert en veilig en efficiënt is voor zorgverleners.

De hygiëneoplossingen van Arjo zijn ontworpen om u te helpen:

- Dagelijkse verzorgingstaken efficiënt en met zo min mogelijk transfers uit te voeren
- Een waardige ervaring te bezorgen die een kalmerend en therapeutisch effect kan hebben voor de zorgvrager
- Met flexibiliteit tegemoet te komen aan een breed scala aan behoeften van zorgvragers
- Verzorgingstaken alleen en met de juiste werkhouding uit te voeren



Inzicht in de behoeften van verschillende mobiliteitsniveaus

Inzicht in de unieke behoeften van individuele bewoners en zorgvragers is belangrijk om hygiëne- en wellnesszorg te verlenen van hoge kwaliteit.

Daartoe heeft Arjo de Mobiliteitswijzer™ ontwikkeld, een analyse- en communicatie-instrument dat u helpt de juiste hygiëne-oplossing te vinden afhankelijk van het specifieke mobiliteitsniveau van een bewoner of zorgvrager en van hun persoonlijke voorkeur. Zie de onderstaande indeling.

Albert

De cliënt is in staat om zelfstandig, dagelijkse (zorg)handelingen uit te voeren en is zelfredzaam.




Barbara

Is meestal zelfredzaam met betrekking tot verplaatsen, heeft begeleiding of ondersteuning nodig bij sommige dagelijkse activiteiten.



Carl

De cliënt is niet in staat om zonder hulp dagelijkse handelingen uit te voeren, maar kan wel meewerken of een deel van de handeling zelfstandig uitvoeren.





Doris

De cliënt is niet in staat zelfstandig dagelijkse handelingen uit te voeren of om daar wezenlijk of op betrouwbare wijze aan mee te werken.



Emma

De cliënt is niet zelfredzaam en niet in staat zelfstandig dagelijkse handelingen uit te voeren of daaraan mee te werken.



Alle hygiëne- en wellnessoplossingen van Arjo zijn gebaseerd op deze indeling en zijn afgestemd op de zorgvrager voor wie ze het meest geschikt zijn.

Douchen

Er zijn aanmerkelijke verschillen in hygiënebehoefte in zorgomgevingen, en het fysieke en cognitieve vermogen van verschillende zorgvragers loopt vaak sterk uiteen. Onze doucheoplossingen laten u in een ergonomische houding werken. Deze houding draagt tevens bij aan de persoonlijke interactie met uw zorgvrager.

Er zijn geen twee zorgvragers hetzelfde. Individuele behoeften en voorkeuren kunnen van dag tot dag variëren. De doucheoplossingen van Arjo zijn zo ontworpen dat ze efficiëntie van hygiënetaken bevorderen en eenvoudig kunnen worden afgestemd op de unieke behoeften van elke zorgvrager.

Carino®

Een in hoogte verstelbare douchetoiletstoel voor dagelijkse verzorgingstaken zoals wassen en naar toilet gaan. Voorzien van een gepatenteerd gebogen frame en wegklapbare beensteunen.



Speciaal ontworpen voor Barbara en Carl





Carendo®

Carendo is een multifunctionele, in hoogte verstelbare, douchetoiletstoel, die u helpt een comfortabele werkhouding aan te nemen. Hij is uitgerust met de Care Raiser-functie waardoor hij toegang biedt tot het onderlichaam van de bewoner zodat u de zorgvrager volledig kunt uit- en aankleden en discrete verzorgingstaken kunt uitvoeren.

CARE-RAISER FUNCTIE



Speciaal ontworpen voor Carl en Doris



Carevo®

De Carevo douchewagen is ontworpen voor bewoners die in een ligpositie moeten blijven. Hij beschikt over gepatenteerde functies zoals de comfortverhogende Flexi-Zone en de flexibele Ergo-Access gebieden die u in staat stellen dicht bij uw bewoner te werken en zo uw statische belasting te verminderen.

FLEXI-ZONE OPPERVLAK ERGO-ACCESS



Speciaal ontworpen voor Emma



Oplossingen voor baden en transfers

In bad gaan geeft zorgvragers een gevoel van welzijn en kan de kwaliteit van leven verbeteren. Daarom is ons aanbod van hygiëne- en wellness-oplossingen ontworpen met flexibiliteit in gedachten. Dit zorgt ervoor dat alle zorgvragers van de therapeutische voordelen van het baden kunnen genieten. Onze badoplossingen zijn volledig geïntegreerd in een ruim assortiment van mobiliteits- en tilhulpmiddelen zodat u bewoners en zorgvragers met één transfer van het bed of de rolstoel naar het bad – en weer terug – kunt verplaatsen.

Tilliften voor baden

Al onze badliften zijn zo ontworpen dat ze door één enkele zorgverlener kunnen worden bediend, waardoor het aantal transfers afneemt en handmatig tillen overbodig wordt.

U selecteert de badlift of ander hulpmiddel op basis van het mobiliteitsniveau van de zorgvrager en de voorkeur van baden: zittend, achterover leunend of liggend.

De badliften van Arjo zijn volledig compatibel met baden van System 2000*, terwijl het baden met een tilband (van een passieve tillift) mogelijk is in al onze badmodellen, inclusief Parker en Malibu.


*System 2000-baden zijn ook compatibel met de badliften Calypso en Bolero (op basis van marktbeschikbaarheid).

Alenti®

De Alenti®-badliftstoel is speciaal ontworpen voor actieve tot semi-afhankelijke zorgvragers en biedt een comfortabele zittende en liggende positie. De Alenti heeft een klein grondoppervlak, is eenvoudig te manoeuvreren en kan aan beide kanten van het bad worden geplaatst. De Alenti kan ook worden gebruikt voor andere verzorgingstaken, zoals het toiletbezoek.



Speciaal ontworpen voor Albert, Barbara en Carl





Miranti®

De gemotoriseerde Miranti®-liftbadwagen zorgt ervoor dat één enkele zorgverlener in staat is om een afhankelijke zorgvrager in een achterovergekantelde positie te plaatsen voor een ontspannen badervaring.

Maxi Sky® 2

De Maxi Sky 2-plafondlift vergemakkelijkt transfers voor meer afhankelijke zorgvragers. In geval van douchen en baden combineert u de plafondlift best met een netband, zodat het water gemakkelijker door het materiaal kan lopen.



De Miranti is compatibel met System 2000-baden met een lengte van System 23 en System 25. Speciaal ontworpen voor Doris en Emma



Speciaal ontworpen voor Doris en Emma



System 2000-baden

Onze System 2000-badoplossingen zijn zo ontworpen dat een vloeiende badroutine kan worden uitgevoerd door één zorgverlener, terwijl ze tegemoetkomen aan de behoeften van zorgvragers met uiteenlopende mobiliteitsniveaus.

System 2000 omvat een assortiment aan unieke badvormen die volledig compatibel zijn met het hele assortiment badliften van Arjo. Dit biedt u de flexibiliteit om de juiste oplossing voor uw zorgvrager te kiezen. Alle baden zijn volledig in hoogte verstelbaar zodat u altijd in een gezonde en comfortabele houding kunt werken en van een persoonlijke interactie kunt genieten gedurende de badactiviteit.

Alle baden van System 2000 bieden optioneel Hydromassage, Hydrosound en Sound & Vision met multisensorische functies. Deze zijn ontworpen om de therapeutische effecten van de badervaring voor uw zorgvrager te bevorderen.

Rhapsody®

De unieke sleutelgatvorm geeft extra ruimte voor de schouders zodat u beter bij het bovenlichaam van de zorgvrager kunt en zodat hij/zij meer comfort ervaart bij het liggen in bad.



Geschikt voor alle mobiliteitsniveaus





Primo® & Harmonie®

Ondanks de bekende vorm van een traditioneel, recht bad zijn Primo® en Harmonie® breder en specifiek ontworpen voor de behoeften van grotere zorgvragers.



Geschikt voor alle mobiliteitsniveaus



Alle System 2000-baden hebben de volgende veiligheidsfuncties:

- Diverse beveiligingen om verbranding door water te voorkomen, waaronder een digitale temperatuurweergave met eenvoudige touch-bediening, temperatuur- en drukgeregelde mengkleppen en automatische afsluiting van heet water wanneer de temperatuur de veiligheidsniveaus overschrijdt.
- Geïntegreerd dispensersysteem voor desinfectiemiddel voor het gemakkelijk reinigen en desinfecteren van bad- en transferhulpmiddelen (optioneel).
- Noodstopdaling bij stroomuitval.
- Warmwater-spoelfunctie om bacteriegroei in de leidingen te voorkomen.

Oplossingen voor (semi)-zittend baden

Het assortiment zit- en ligbaden van Arjo heeft een extra kantelfunctionaliteit, ontworpen om meer mobiele bewoners en zorgvragers te laten genieten van de therapeutische voordelen van baden.

Parker®

De Parker® is een kantelbaar en in hoogte verstelbaar zitbad met een opvallende zijdeur die speciaal ontworpen is om uw bewoner gemakkelijk toegang te bieden. De zijdeur is ontworpen voor zorgvragers met mobiliteitsniveau A tot C en maakt een extra badlift overbodig. De Parker is ook geschikt voor zorgvragers met mobiliteitsniveau D als zij met een passieve lift naar het bad verplaatst worden.

ZIJDEUR

Maakt het verplaatsen van zorgvragers gemakkelijker en maakt een extra badlift overbodig.

COMPATIBEL MET DE ANDERE HULPMIDDELEN VAN ARJO

Kan worden geïntegreerd met actieve en passieve liften van Arjo om transfers zonder handmatige tilhandelingen te bevorderen. Voor het verplaatsen van zorgvragers met mobiliteitsniveau D dient een passieve tillift gebruikt te worden.

BEVORDERING VAN HET WELZIJN

Kies uit de functies Soaker Bath, Air Spa™ en Sound & Vision™ om een rustige, multi-sensorische badervaring te creëren ter bevordering van de ontspanning van uw zorgvragers.



Speciaal ontworpen voor Albert, Barbara, Carl en Doris





Malibu™ en Sovereign™

Met geïntegreerde transferstoelen stellen Malibu en Sovereign* u in staat om de voordelen van het baden beschikbaar te maken voor een breed scala van zorgvragers. Tevens wordt het aantal badtransfers verminderd.

Beide badsystemen zijn in hoogte verstelbaar waardoor u tijdens de hele badroutine op de door u gewenste hoogte kunt werken. De baden bevatten de optionele Air Spa-functie waarbij luchtballen

vrijkomen die een kalmerend massagegevoel geven en bedoeld zijn om het ontspannende effect van de badervaring voor uw zorgvrager te versterken.

De Malibu en Sovereign zijn zeer compact, wat ideaal is voor omgevingen waar de ruimte beperkt is. Daarnaast zijn ze ook compatibel met het volledige assortiment van hulpmiddelen van Arjo.

COMPATIBILITEIT

Dit geeft u de flexibiliteit om tegemoet te komen aan de behoeften van uw zorgvrager en om verplaatsingen naar en van het bad soepel te laten verlopen.

VOLLEDIG IN HOOGTE VERSTELBAAR

Zowel om zorgvragers te verplaatsen als om de gewenste werkhouding aan te nemen.

OPTIONELE AIR SPA-FUNCTIE

Ontwikkeld om de ontspannende effecten van het baden te versterken.



Speciaal ontworpen voor Albert, Barbara, Carl en Doris*



* De Malibu is geschikt voor Albert, Barbara en Carl, terwijl de Sovereign ook geschikt is voor Doris.



Baden en wellness

Therapeutische
voordelen
die boven de
dagelijkse routine
uitstijgen

Baden bevordert het gevoel van welbehagen van zorgvragers: een warm bad kan de spieren soepeler maken en de geest ontspannen. Met het assortiment badoplossingen van Arjo kunnen bewoners en zorgvragers van elk mobiliteitsniveau de therapeutische voordelen van het baden ervaren.

De badoplossingen van Arjo bevatten een scala aan functies en therapiemogelijkheden die de badervaring versterken en u helpen om een plezierige persoonlijke interactie te creëren die het welzijn bevordert.



Hydromassage™* – spa-therapie

De ingebouwde Hydromassage™ produceert miljoenen belletjes in het badwater, wat een licht masserend effect geeft. Dit stimuleert de perifere bloedsomloop en biedt een aangename sensorische ervaring, waardoor de zorgvrager zich kan ontspannen. De intensiteit kan worden afgesteld op de voorkeur van de zorgvrager.



Hydrosound™* – reinigingstherapie

Hydrosound biedt een alternatief voor handmatig wassen en helpt daarmee de huid van uw zorgvragers te beschermen. Hydrosound creëert ultrasone geluidsgolven door het water waardoor miljoenen bubbeltjes ontstaan die als milde scrub functioneren. Zo worden vuildeeltjes verwijderd zonder lichamelijke aanraking.



Sound and Vision™** – Multi-sensorische beleving

Kleurrijke onderwaterverlichting en zachte muziek versterken de kracht van het baden en helpen gespannen of angstige zorgvragers te kalmeren. De onderwaterverlichting aan het voeteneinde van het bad kan wisselen tussen rood, groen, blauw, roze en geel. En via de USB-aansluiting kunt u de voorkeursmuziek van uw zorgvrager afspelen.



Air Spa™***

Air Spa™ geeft zorgvragers een mild en ontspannend spa-gevoel en kan afgesteld worden van een lage instelling tot een meer stimulerend massagegevoel.


* Beschikbaar voor System 2000

** Beschikbaar voor System 2000, Parker

*** Beschikbaar voor Parker, Malibu, Sovereign en Freedom

Bronnen: Goto et al (2018), Al-Qubaeissy K et al (2013), Sung HC & Chang AM (2005), Goris DE et al (2016), Ray KD & Fitzsimmons S (2014), Lim KO, Lee DY & Shin WS (2013).

Overzicht



Carino		●	●		
Carendo			●	●	
Carevo					●
Alenti	●	●	●		
Miranti				●	●
Maxi Sky			●	●	●
System 2000 Rhapsody	●	●	●	●	●
System 2000 Primo	●	●	●	●	●
System 2000 Harmonie	●	●	●	●	●
Parker	●	●	●	●	
Malibu	●	●	●		
Sovereign	●	●	●	●	

Gebruik uitsluitend Arjo-onderdelen die speciaal voor dat doel zijn ontworpen bij door Arjo geleverde apparatuur en producten. We voeren een beleid dat is gericht op continue ontwikkeling en behouden ons daarom het recht voor ontwerpen en specificaties zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. ® en ™ zijn handelsmerken van de Arjo Groep. © Arjo, Oktober 2019

Bij Arjo zetten we ons in om de levenskwaliteit van mensen met een verminderde mobiliteit en ouderdomsgerelateerde gezondheidsproblemen te verbeteren. Met producten en oplossingen voor de ergonomische transfer van zorgvragers, persoonlijke hygiëne, desinfectie en de effectieve preventie van decubitus en veneuze trombo-embolie helpen we zorgprofessionals om de standaard van veilige en waardige zorg te verhogen. Altijd "with people in mind".

Arjo AB • Hans Michelsengatan 10 • 211 20 Malmö • Sweden • +46 10 335 4500
Arjo Nederland • BV Biezenwei 21, 4004 MB Tiel • Postbus 6116, 4000 HC Tiel • Nederland • +31 (0) 344 64 08 00

www.arjo.nl