

# Maxi Sky<sup>®</sup> 440



Maxi Sky 天井走行リフトシリーズは、各施設の環境に適合し、安全かつ快適で尊厳ある介助を実現します。天井走行リフトを利用すると、患者を抱え上げずに介助者一人でスムーズな移乗サポートが可能となり、患者と介助者の怪我のリスクを減らします。

#### • 介助をもっとシンプルに

Maxi Sky 440 は、介助者一人でも患者の移乗が可能で、抱え上げのストレスや負担を軽減できる操作性の優れたポータブルな天井走行システムです。

#### • 介助のニーズに柔軟に応える

このポータブル天井走行リフトは、持ち運びが可能でガントリーやレールへの取付が簡単な設計となっており、介助が必要なあらゆる場所に設置できます。Maxi Sky 440 および一体型 2 点式折りたたみ式スプレッダーバーは、各種の Arjo ループスリングと互換性があります。

## ARJO モビリティ・ギャラリー



D

E

© Arjo 2019

D. 両足で体を支えることができません。十分なサポートがあれば、座位がとれます。  
E. 座位をとることが困難なため、ベッドに横になったままのことが多く、特別な補助椅子にだけ座ることができます。  
詳細は、Arjo にお問い合わせください。

## 製品情報

最大安全耐荷重 (SWL)	200 kg / 440 lb
重量 (バッテリー含む)	6.5 kg / 14.3 lb
上昇スピード	4.3 cm/s / 1.7 in/s
折りたたみスリングフック	保管 / 輸送のスペース削減
電子マイクロプロセッサ	ソフトスタート / ストップモーター制御
メンテナンスインジケータ	ビジュアル LED
リフト - プロテクションクラス - 感電防止	内部電源機器
ストラップ全長	2200 mm / 88 in
オプション スケール	外付けスケール
負荷 / 無負荷時の昇降ノイズレベル	最大 54 dBA

## バッテリー

バッテリー	2x2.3 Ah、平均 2 ~ 4 時間で完全充電
バッテリー容量	80 kg (176 lb) の負荷で最大 30 回移送可能
低バッテリー残量インジケータ	音通知
ビジュアル LED インジケータ	黄色点滅 (充電中) 黄色点灯 (充電済)

## ハンドコントロール

低力作動ボタン、ポリエステルカバー	IPX7
ABS 難燃剤	V0

## 充電器

充電モジュールのパワーインジケータ	
100-240 Vac/50-60 Hz/24 VA	
バッテリー充電器の安全保護	クラス 2、二重絶縁

## 安全機能


電動緊急上昇・下降ボタン	モーターキャブに付属
本体下部の緊急停止ボタン (押しボタン)	停止機能
緊急ブレーキ	機械的故障の場合
手動緊急下降装置	モーターキャブからアクセス
ABS 難燃性ケーシング	V0

## スペース要件

- ブルーの領域は、スタッフが片側から人間工学的な方法で機械的補助器具を使用できるために必要な最低限の作業域を示しています。
- ライトブルーの領域は拡張作業域を示し、十分なアクセスを提供して、いずれの側からの活動も促進されます。

Arjo のスリングとスプレッダーバーは、患者リフトシステムの主要構成部品です。患者を持ち上げ、移乗する際には、用途に合わせた各種スリングをお選びいただけます。

アクセサリの詳細については、最寄りの営業担当者にお問い合わせいただくか、[www.arjo.com/ja-jp/](http://www.arjo.com/ja-jp/) にアクセスしてください。



November 2019. Arjo が製造、販売した製品には、Arjo が特定の目的のために設計し、供給した部品のみを使用してください。当社ポリシーの 1 つは継続的な開発を掲げているため、予告なしにデザインや仕様を変更することがあります。

® と ™ はアルジョハントレー (Arjo) グループ企業に帰属する商標です。

アルジョ・ジャパン株式会社 〒105-0001 東京都港区虎ノ門 3-7-8 ランディック第 2 虎ノ門ビル 9 階 Tel: 03-6435-6401 Fax: 03-6435-6402

Arjo.A00240.1.0.JP.JA PB-39.2207(C1)300tcp

arjo