

MultiClean



MultiClean is een aan de wand te monteren meng- en doseersysteem voor desinfectiemiddelen en kan worden gebruikt voor het reinigen en desinfecteren van bad- en doucheapparatuur, zoals onze vaste of in hoogte verstelbare baden, badliften, douchetoiletstoelen en douchewagens.

Eenvoudig te gebruiken

Instructies op de voorzijde van het paneel voor de juiste procedure. De selectie van de desinfectie- of spoelfunctie is aangegeven op het bedieningspaneel.

Veilig en efficiënt

De eenheid heeft een afsluitbare deur om ongeoorloofde toegang tot de hoofdkraan van de waterleiding en het reinigings/ desinfectiemiddel van Arjo te beperken. Bij gebruik van de desinfectiemiddelen uit het Arjo-assortiment wordt de concentratie vooraf ingesteld door de gebruiker, zodat de juiste verdunningsverhouding wordt geleverd.

Veelzijdig

MultiClean kan gebruikt worden om het luchtwatersysteem op bestaande producten te desinfecteren, evenals het luchtwatersysteem op baden met de "Twist Lock" desinfectiepoort.

PRODUCTINFORMATIE

Gewicht, exclusief desinfectiemiddel	11 kg standaard 13 kg met pomp
Gewicht, inclusief desinfectiemiddel	14 kg standaard 16 kg met pomp
Afmetingen (B x D x H)	484 x 200 x 578 mm
Inlaatkoppeling (koud water)	15 mm
Overloop	15 mm standaard 19 mm met pomp
Min. debiet - inlaat	6 l/min
Min. debiet - uitlaat	5 l/min
Min. dynamische druk	2 bar standaard 0,3 bar met pomp
Max. statische druk	6 bar
Omgevingstemperatuur	-20 tot 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid	10-80% op 20 °C