

MultiClean



MultiClean ist ein wandmontierbares Misch- und Dosiersystem für Desinfektionsmittel, mit dem Bade- und Duschgeräte wie z. B. unser Sortiment an höhenverstellbaren Badewannen, Badeliftern und Duschstühlen gereinigt und desinfiziert werden können.

Einfach zu bedienen

Anweisungen auf der Vorderseite des Systems zur Erklärung des richtigen Verfahrens. Der Gebrauch der Desinfektions- und Spülfunktion ist am Bedienfeld veranschaulicht.

Sicher und effizient

Eine abschließbare Tür des Systems verhindert den unbefugten Zugriff auf das Absperrventil der Hauptwasserleitung und das Arjo Reinigungs-/Desinfektionsmittel. Bei Verwendung der Desinfektionsmittel von Arjo wird das Konzentrationsverhältnis vom Benutzer voreingestellt, sodass das richtige Verdünnungsverhältnis von vornherein gewährleistet ist.

Vielseitig einsetzbar

MultiClean kann sowohl zum Desinfizieren des Luftperlbads bei vorhandenen Produktsystemen als auch bei Luftperlbadsystemen von Badewannen, die mit dem Drehsperr-Desinfektionsanschluss ausgestattet sind, verwendet werden.

ANGABEN ZUM PRODUKT

Gewicht, ohne Desinfektionsmittel	11 kg Standard 13 kg mit Pumpe
Gewicht, inkl. Desinfektionsmittel	14 kg Standard 16 kg mit Pumpe
Abmessungen (B × T × H)	484 × 200 × 578 mm
Eingangsanschluss (Kaltwasser)	15 mm
Überlauf	15 mm Standard 19 mm mit Pumpe
Min. Durchlaufrate – Einlass	6 l/Min.
Min. Durchflussrate – Auslass	5 l/Min.
Mindestdynamikdruck	2 bar Standard 0,3 bar mit Pumpe
Max. statischer Druck	6 bar
Umgebungstemperatur	-20 bis 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	10–80 % bei 20 °C