MultiClean



MultiClean es un sistema mezclador y dispensador de desinfectantes que se monta en la pared y permite limpiar y desinfectar equipos de baño y ducha, como nuestras bañeras fijas o de altura regulable, nuestras grúas de higiene o nuestras sillas de higiene y camillas de ducha.

Fácil de usar

Instrucciones en la parte frontal del panel para guiar el procedimiento correcto. La selección de la función de desinfección o aclarado se indica en el panel de control.

Seguro y eficaz

La unidad está equipada con una puerta bloqueable para restringir el acceso sin autorización a la válvula de aislamiento de agua principal y el limpiador o desinfectante de Arjo. Con la gama de desinfectantes de Arjo, el usuario puede preajustar la concentración, lo que garantiza que se suministre la relación de dilución correcta.

Versátil

MultiClean se puede utilizar para desinfectar el sistema Air Spa de los productos existentes, así como el sistema Air Spa de las bañeras que cuentan con el puerto de desinfección «Twist Lock».

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO	
Peso, sin desinfectante	11 kg estándar 13 kg con bomba
Peso, con desinfectante	14 kg estándar 16 kg con bomba
Dimensiones (an. × pr. × al.)	484 × 200 × 578 mm
Acoplamiento de entrada (agua fría)	15 mm
Desbordamiento	15 mm estándar 19 mm con bomba
Caudal mín. de entrada	6 l/min
Caudal mín. de salida	5 l/min
Presión dinámica mín.	2 bar estándar 0,3 bar con bomba
Presión estática máx.	6 bar
Temperatura ambiente	de -20 a 70 °C
Humedad relativa	de 10 a 80 % a 20 °C

