

MultiClean



MultiClean è un sistema di miscelazione e distribuzione di disinfettante montato a parete che può essere utilizzato per pulire e disinfettare le attrezzature per bagno e doccia, tra cui la nostra gamma di vasche fisse o ad altezza regolabile, i sollevapazienti, le sedie per l'igiene e le barelle doccia.

Facile da usare

Istruzioni sulla parte anteriore del pannello per guidare la procedura corretta. La selezione della funzione di disinfezione o risciacquo è indicata sul pannello di controllo.

Sicuro ed efficiente

L'unità dispone di uno sportello bloccabile per limitare l'accesso non autorizzato alla valvola di isolamento della rete elettrica dall'acqua e al detergente/disinfettante Arjo. Utilizzando la gamma di disinfettanti Arjo, l'utente può preimpostare la concentrazione, assicurandosi che venga somministrata la quantità corretta.

Versatile

MultiClean può essere utilizzato per disinfettare il sistema idromassaggio sui prodotti esistenti, così come il sistema idromassaggio sulle vasche da bagno dotate di porta di disinfezione "Twist Lock".

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Peso, disinfettante escluso	11 kg standard 13 kg con pompa
Peso, disinfettante incluso	14 kg standard 16 kg con pompa
Dimensioni (L x P x A)	484 x 200 x 578 mm
Raccordo di ingresso (acqua fredda)	15 mm
Troppo pieno	15 mm standard 19 mm con pompa
Portata minima in ingresso	6 l/min
Portata minima in uscita	5 l/min
Pressione dinamica minima	2 bar standard 0,3 bar con pompa
Pressione statica massima	6 bar
Temperatura ambiente	da -20 a 70 °C
Umidità relativa	10-80% a 20 °C