

LAVE-BASSINS

Ninjo™



Avec sa conception esthétique, sa simplicité d'utilisation et ses excellentes performances de désinfection, Ninjo constitue une solution des plus fiables dans le cadre de votre routine de contrôle des infections.

Ninjo lave des récipients avec une série de cycles de lavage à eau haute pression injectée par des buses fixes et rotatives installées à des emplacements stratégiques, suivis d'une phase de désinfection thermique à la vapeur pour des résultats de lavage et de désinfection optimaux.

Disponible dans une large sélection d'unités modulaires et de finitions de matériaux, Ninjo offre un haut niveau de flexibilité de conception pour répondre à vos besoins et préférences.

Principales caractéristiques



CONCEPTION MODULAIRE

Proposé en matériau polymère coloré ou en acier inoxydable, Ninjo peut être commandé sous la forme d'un modèle colonne ou sous paillasse.

DURÉE RESTANTE

L'affichage du temps restant permet au personnel de contrôler l'avancement du cycle et d'ainsi planifier plus efficacement le déroulement des activités.

VENTILATEUR DE SÉCHAGE ET REFROIDISSEMENT

Ventilateur de refroidissement intégré pour refroidir les récipients avec de l'air filtré HEPA (H13).

SYSTÈME DE DÉSINFECTION DE LA TUYAUTERIE

Le système complet de tuyaux et de buses est désinfecté au terme de chaque cycle, ce qui élimine les risques de contamination.

AFFICHAGE DE LA VALEUR A₀

Le panneau de commande indique clairement le niveau de désinfection, afin que vous puissiez suivre facilement l'état d'avancement du procédé.

INFORMATIONS PRODUIT

Modèle	Colonne	Sous paillasse
Dimensions	450 x 580 x 1 320 mm	450 x 620 x 870 mm
Poids	90 kg	70 kg
Niveau sonore	53 dB(A) conformément à EN ISO 3747:200	
Température extérieure max.	40 °C	

Alimentation électrique	230 V, 1 N, 50 Hz, 1x16 A
Consommation d'énergie	0,16 kWh/cycle
Consommation d'eau	Programme économique 11 l/cycle ±10 % Programme standard 18 l/cycle ±10 %
Alimentation en eau froide et chaude	Pression de 1 à 8 bars 15 mm, Débit > 0,3 l/s
Raccord d'évacuation	Mural ø 90 mm ou 110 mm Au sol ø 90 mm ou 110 mm

© Arjo, Octobre 2019. Seules les pièces Arjo, spécialement conçues, doivent être utilisées sur les équipements et accessoires Arjo. Notre objectif est de poursuivre le développement de nos produits. Nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis. Arjo.A00141.1.0.FR

Arjo AB · Hans Michelsensgatan 10 · 211 20 Malmö · Sweden · +46 10 335 4500
Arjo France SAS · 2, Avenue Alcide de Gasperi · CS 70133 · 59436 Roncq Cedex · France · +33 03 20 28 13 13
Arjo Switzerland AG · Fabrikstrasse 8 · 4614 Hägendorf · Suisse · +41 (0)61 337 97 77
Arjo Belgium SA · Evenbroekveld 16 · BE-9420 Erpe-Mere · Belgique · +32 (0) 53 60 73 80

www.arjo.com

ARJO