

Fauteuil Nordic Sensi®

Version Care



Le fauteuil Nordic Sensi peut aider les personnes atteintes de troubles cognitifs à se détendre grâce à un mouvement de balancement automatique, à une musique apaisante et à une stimulation tactile.^{1,2,3} La stimulation sensorielle peut avoir un effet bénéfique sur leur bien-être et leur qualité de vie.

- Possibilité de jouer la musique préférée du résident via la prise jack d'entrée externe
- Système audio intégré avec musique MusiCure®
- 3 programmes automatiques prédéfinis offrant une stimulation multisensorielle
- Nettoyage et désinfection faciles, similicuir doux
- Accoudoirs pivotants pour un accès facilité
- Appui-tête et matelas conçus pour être confortables
- Housse amovible contre l'incontinence
- Socle à roulettes pour une utilisation aisée avec les solutions de levage Arjo

Accessoires :

- Dispositif de positionnement pour les jambes
- Protection supérieure
- Kit de positionnement comprenant 4 cales, un coussin demi-cylindrique et une sangle élastique pour le rangement
- En option: couverture lestée en fibre et coussin de relaxation en forme de « U »

1. Thérapie du fauteuil à bascule - une approche non pharmacologique du confort et du bien-être - Livre blanc Arjo 2019
2. Retours des utilisateurs du fauteuil de relaxation Wellness Nordic - Livre blanc Arjo - 2019
3. Un nouveau fauteuil thérapeutique bénéfique pour les résidents atteints de démence - Livre blanc Arjo 2019

Options de couleurs*



*Également disponible avec des housses noires et blanches contre l'incontinence et pour les accoudoirs.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Alimentation électrique	230V CA/50 Hz
Consommation d'énergie	90 W
Environnement de fonctionnement	0 °C à 40 °C
Produit ignifugé	EN1021-1 et 1021-2, TB117-13
Dispositif médical de classe I	Conforme à la réglementation européenne relative aux dispositifs médicaux 2017/745 EN 60601-1,-2,-6,-11

MUSIQUE ET VIBRATIONS

MusiCure	Spécialement conçu pour le fauteuil Nordic Sensi
Type	1 système à 1 haut-parleur unidirectionnel
Impédance	8 Ω
Taille du cône du haut-parleur	Gamme complète, 700 mm x 2
Amplificateur du haut-parleur	14 W (7 W + 7 W), 1 kHz
Amplificateur de vibration	14 W, 70 Hz
Conception blindée	Non
Terminal d'entrée externe	Mini jack stéréo, 3,5 mm

TÉLÉCOMMANDE

Gamme de fonctionnement	Environ 1000 mm
Récepteur IR	Des 2 côtés du fauteuil
Piles	2 x AAA

PROGRAMMES PRÉDÉFINIS

Durée: 20 min
 - Le dossier est à moitié incliné au début du programme
 - La position à moitié inclinée est maintenue pendant toute la durée du programme
 - Retour à la position assise à la fin du programme
 - Musique de relaxation MusiCure automatique
 - Stimulation tactile dans le dos

Relax

Durée: 20 min
 - Le dossier s'abaisse automatiquement en 5 étapes
 - Retour à la position assise à la fin du programme
 - Vitesse de basculement variable
 - Musique stimulante MusiCure automatique
 - Stimulation tactile dans le dos

Refresh

Durée: 120 min
 - Le dossier est en position relevée pendant tout le programme
 - Vitesse de basculement constante
 - Pas de musique

Comfort

Accessoires



Protection supérieure avec et sans poches de rangement



Kit de positionnement



Coussin en forme de « U »

DIMENSIONS HORS-TOUT (PLATEAU COMPRIS)

Longueur, position relevée	1435 mm
Hauteur, position relevée	1225 mm
Longueur, complètement articulé	1830 mm
Hauteur, complètement articulé	835 mm (limitée par les accoudoirs)
Largeur maximale (plateau)	850 mm
Longueur du dossier	850 mm
Longueur, section d'assise	530 mm
Longueur, repose-pieds	500 mm
Largeur, section d'assise	665 mm
Hauteur de siège, partie arrière	530 mm
Hauteur de siège, partie avant	585 mm
Poids du produit, plateau compris	74,4 kg
Poids du produit, fauteuil uniquement (y compris matelas, coussin et télécommande)	46 kg
Type de roulettes	Pivotantes, à frein individuel
Taille des roulettes	100 mm
Dégagement au sol	130 mm
Charge maximale admissible	130 kg

MATÉRIAU

Toile enduite	Polyuréthane (cuir synthétique)
Matériau tampon	Uréthane
Accoudoirs et housse contre l'incontinence	Magic Premium. Polyuréthane antibactérien 68 %, coton 32 %

ACCESSOIRES EN OPTION

DISPONIBLE EN D'AUTRES TAILLES ET POIDS

Couverture lestée en fibre	3,7 kg 1250 mm x 1000 mm
Housse hygiénique	Disponible en blanc, 1250 mm x 1000 mm
Coussin en forme de « U »	Disponible en blanc, housse de confort en 4 coloris en option
Protection supérieure avec et sans poches de rangement	Disponible en blanc ou en noir
Kit de positionnement comprenant 4 cales, un coussin demi-cylindrique et une sangle élastique	Disponible en anthracite
Dispositif de positionnement pour les jambes	Disponible en blanc ou en noir

Seules les pièces Arjo, spécialement conçues, doivent être utilisées sur les équipements et accessoires Arjo. Notre objectif est de poursuivre le développement de nos produits. Nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis. ® et ™ sont des marques déposées du groupe de sociétés Arjo. © Arjo, 2022

Les droits d'auteur, marques commerciales et logos Nordic Sensi® et MusiCure® sont la propriété intellectuelle de Wellness Nordic A/S et de MusiCure in Healthcare ApS.

Chez Arjo, nous pensons qu'il est essentiel de favoriser le mouvement au sein des environnements de soins afin d'obtenir des soins de qualité. Nos produits et solutions sont conçus pour promouvoir une expérience sûre et digne grâce à un transfert ergonomique des patients, aux lits médicalisés, à l'hygiène personnelle, à la désinfection, au diagnostic et à la prévention des escarres et de la thrombo-embolie veineuse. Avec plus de 6 000 collaborateurs dans le monde et 60 ans d'expérience concernant la prise en charge des patients et le soutien des professionnels de soins, nous nous engageons à améliorer la santé des personnes confrontées à des problèmes de mobilité.

Arjo AB · Hans Michelsensgatan 10 · 211 20 Malmö · Suède · +46 10 335 4500 · www.arjo.com
 Arjo France SAS · 2, Avenue Alcide de Gasperi · CS 70133 · 59436 Roncq Cedex · France · +33 03 20 28 13 13