

Overbed Table (Mesa de cama)

PROFUNDIDAD
DE LA MESA:
47 cm

ANCHURA TOTAL
DE LA MESA:
92 cm

RANGO DE ALTURA:
73,5-110 cm



La Overbed Table de Arjo es una mesa que se coloca sobre la cama/silla para ofrecer a los pacientes una superficie plana y firme y facilitar la acción de comer, escribir o leer. Su estructura de columna única y altura regulable hace que se pueda utilizar junto con la mayoría de camas y sillas.

- El modelo OBT0 cuenta con una superficie superior de una sola pieza
- Los modelos OBT1 y OBT2 cuentan con una superficie superior de dos piezas e inclinación regulable
- Regulación en altura mediante amortiguador neumático
- Superficie superior de dos piezas e inclinación regulable*
- Soporte para libro*
- Barandillas perimetrales opcionales*

*Solo en la versión inclinable

Colores y opciones

Las Overbed Tables están disponibles en dos modelos:



Las Overbed Tables están disponibles en cuatro colores y tres acabados de madera:



Especificaciones y configuraciones

OVERBED / OVERCHAIR TABLES OBT0, OBT1 Y OBT2		CONFIGURACIONES DISPONIBLES
Dimensiones del tablero superior	92 x 47 cm máx.	Colores
Rango de la regulación en altura	De 73,5 a 110 cm	
Ángulos de inclinación (aprox.)	0°/18°/25°/32°/38°/43°	
Peso del producto (aprox.)	17 kg	
Tamaño de las ruedas	50 mm (5 cm)	
Carga de trabajo segura	25 kg Distribuidos uniformemente	AB - Azul AH
Resistencia al fuego	Clasificación M1 según la norma NF P 92-507:2004	LL - Lila
Material		LG - Gris claro
Tableros superiores	Laminado compacto de alta presión (HPCL)	WO - Roble blanco
Columna	Aluminio extruido con acabado anodizado	CB - Haya cobriza
Base	Acero tubular con revestimiento de pintura en polvo	NW - Nogal
Propiedades del HPCL	<ul style="list-style-type: none"> Resistencia a los arañazos y los impactos derivados del uso diario Resistencia a la humedad, al vapor y al calor 	Opciones
		OBT0 - Tablero superior fijo, sin inclinación
		OBT1 - Tablero superior dividido (sin barandillas)
		OBT2 - Tablero superior dividido con barandillas

Febrero de 2019 En los equipos y productos suministrados por Arjo, solo deberán usarse piezas diseñadas por Arjo destinadas específicamente a ese fin. Debido a nuestra filosofía de desarrollo continuo, nos reservamos el derecho a modificar los diseños y las especificaciones sin previo aviso. ® y ™ son marcas registradas pertenecientes al grupo de empresas Arjo. © Arjo, 2019

En Arjo, nos comprometemos a mejorar la vida diaria de las personas con movilidad reducida y problemas de salud relacionados con la edad. Con nuestros productos y soluciones que garantizan una movilización ergonómica de los pacientes, higiene personal, desinfección y diagnósticos, así como la eficaz prevención de las úlceras por presión y tromboembolismos venosos, ayudamos a los profesionales que se desarrollan en entornos asistenciales a subir continuamente el nivel de unos cuidados seguros y dignos. Todo lo que hacemos... with people in mind.

Arjo AB · Hans Michelsengatan 10 · 211 20 Malmö · Sweden · +46 10 335 4500
ARJO IBERIA SL · Calle Cabanyes, 1-7, Pol. Ind. Can Salvatella · 08210 · Barberá del Vallés (Barcelona) · España · +34 900 921 850

www.arjo.com