

Bedtafel

DIEPTE TAFEL:
47 cm

**TOTALE
TAFELBREEDTE:**
92 cm

HOOGTEBEREIK:
73,5 - 110 cm




De Arjo bedtafel is een bed-/stoeltafel die zorgvragers voorziet van een stevig, plat oppervlak om aan te eten, schrijven, lezen. De constructie met één kolom en verstelbare hoogte maakt de tafel geschikt voor gebruik in combinatie met de meeste soorten bedden en stoelen.

- Model OBT0 heeft een uit één stuk bestaand vast blad
- Modellen OBT1 en OBT2 hebben een uit twee stukken bestaand blad met verstelbare kantelpositie
- Hoogteverstelling met behulp van gasveer
- Boekensteun*
- Optionele hoekbeugels*

*Alleen bij kantelversie

Kleuren en opties

Bedtafels zijn verkrijgbaar in 2 modellen:



Bedtafels zijn verkrijgbaar in 4 kleuren of 3 soorten houtafwerking:



Specificaties en configuraties

OBTO, OB1 EN OB2 BED-/STOELTAFELS

Afmetingen (vast) tafelblad	92 x 47 cm max.
Bereik hoogteverstelling	73,5 tot 110 cm
Kantelstanden (ongeveer)	0°/18°/25°/32°/38°/43°
Gewicht (ongeveer)	17 kg
Maat zwenkwiel	50 mm
Veilige tilbelasting  25 kg 	25 kg Gelijkmatig verdeeld
Brandbaarheid	Classificatie M1 conform norm NF P 92-507:2004

Materiaal

Tafelbladen	Compact hogedrukmetaal (HPCL)
Kolom	Geanodiseerde afwerking aluminium uitstekend gedeelte
Voetstuk	Gepoedercoate afwerking stalen buiscomponenten
Materiaaleigenschappen van HPCL	<ul style="list-style-type: none">Bestand tegen krassen en deuken door dagelijks gebruikBestand tegen vocht, stoom en hitte

BESCHIKBARE CONFIGURATIES

Kleuren

Blauw

Lila

Lichtgrijs

Eiken

Beuken

Walnoot

Opties

OBTO - Vast tafelblad, niet kantelbaar

OB1 - gesplitst tafelblad (geen rail)

OB2 - gesplitst tafelblad met hoekbeugels

Februari 2019 Gebruik uitsluitend Arjo-onderdelen die speciaal voor dat doel zijn ontworpen bij door Arjo geleverde apparatuur en producten. We voeren een beleid dat is gericht op continue ontwikkeling en behouden ons daarom het recht voor ontwerpen en specificaties zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. ® en ™ zijn handelsmerken van de Arjo Groep. © Arjo, 2019

Bij Arjo engageren we ons om de levenskwaliteit van mensen met een verminderde mobiliteit en ouderdomsgerelateerde gezondheidsproblemen te verbeteren. Met producten en oplossingen voor de ergonomische transfer van zorgvragers, persoonlijke hygiëne, desinfectie en de effectieve preventie van decubitus en veneuze trombo-embolie helpen we zorgprofessionals om de standaard van veilige en waardige zorg te verhogen. Altijd "with people in mind".

Arjo AB · Hans Michelsengatan 10 · 211 20 Malmö · Sweden · +46 10 335 4500
Arjo Nederland · BV Biezenwei 21, 4004 MB Tiel · Postbus 6116, 4000 HC Tiel · Nederland · +31 (0) 344 64 08 00

www.arjo.nl