

PREVENZIONE DELLE LESIONI DA PRESSIONE

Pentaflex®


Gamma materassi in schiuma



La gamma Pentaflex è stata sviluppata al fine di offrire una soluzione per l'assistenza 24 ore su 24. La gamma comprende un materasso, un sovrामaterasso e un cuscino da seduta.

Gamma Pentaflex

La gamma Pentaflex è stata ideata tenendo in considerazione un ampio range di pazienti, compresi coloro che riportano lesioni da pressione superficiali (se usata congiuntamente a un piano di assistenza completo).



Pacchetto di assistenza 24 ore su 24
- Cuscino da seduta disponibile

È disponibile anche un sovrasmaterasso semplice da posizionare

Sicuro e conveniente per pazienti e assistenti

Il materasso Pentaflex è stato ideato per offrire un'efficace redistribuzione della pressione.

Il materasso sostitutivo Pentaflex è disponibile in varie dimensioni ed è stato testato per la radiotrasparenza ai raggi X¹ ed è compatibile con la CPR² (rianimazione cardiopolmonare). Inoltre, il sovrasmaterasso include cinghie di fissaggio agli angoli per ulteriore sicurezza. Sono inoltre disponibili una versione pediatrica e una bariatrica e estensioni in lunghezza e larghezza, opzionali.

Il materasso Pentaflex è disponibile in versione a due rotazioni e a quattro rotazioni. La guida Turntable indica le tempistiche di rotazione del materasso.


Caratteristiche della cover

- Ultra elasticità bi-direzionale
- Permeabile al vapore
- Impermeabile
- Il controllo delle infezioni è agevolato dalle proprietà antimicrobiche facenti parte della cover
- Cerniera nascosta
- Facile pulizia e manutenzione
- Cover con etichette chiare con guida Turntable[®] e istruzioni per il lavaggio



CONFORMAZIONE

Conformazione a diverse profondità relative a zona testa, spalle, torso, polpacci e talloni: cinque zone di protezione.



COMPATTA STRUTTURA LATERALE

Struttura laterale compatta studiata per agevolare il trasferimento del paziente.



ADATTO PER LETTI A PIÙ SEZIONI

Adatto per l'uso in posizione supina.



Estensioni opzionali -
Disponibili in caso di letti
estesi in lunghezza



Guida Turntable -
Tutti i sistemi sostitutivi
dei materassi Pentaflex sono
forniti di guida Turntable

Specifiche*

MATERASSO SOSTITUTIVO A 2 ROTAZIONI	150 KG (330 LB) MAX. PESO PAZIENTE CODICE ORDINE	250 KG (550 LB) MAX. PESO PAZIENTE CODICE ORDINE	DIMENSIONI A X L X P**
MR Acute	150SL198/086	250SL198/086	1980 x 860 x 150 mm (78" x 33 ³ / ₄ " x 6")
MR Standard	150SL190/092	250SL190/092	1900 x 920 x 150 mm (74 ³ / ₄ " x 36 ¹ / ₄ " x 6")
MR Euro Wide	150SL204/092	250SL204/092	2040 x 920 x 150 mm (80 ¹ / ₄ " x 36 ¹ / ₄ " x 6")
MR Euro Narrow	150SL200/080	250SL200/080	2000 x 800 x 150 mm (78 ³ / ₄ " x 31 ¹ / ₂ " x 6")

Durata prevista: 5 anni

Materasso sostitutivo a 4 rotazioni	120 kg (265 lb) max. peso paziente Codice Ordine	250 kg (550 lb) max. peso paziente Codice Ordine	Dimensioni A x L x P
MR Acute	120PM198/086	250PM198/086	1980 x 860 x 170 mm (78" x 33 ³ / ₄ " x 6 ³ / ₄ "
MR Standard	120PM190/092	250PM190/92	1900 x 920 x 170 mm (74 ³ / ₄ " x 36 ¹ / ₄ " x 6 ³ / ₄ "
MR Euro Double	120PM190/138	250PM190/138	1900 x 1380 x 170 mm (74 ³ / ₄ " x 54 ¹ / ₄ " x 6 ³ / ₄ "
MR Euro Wide	120PM204/092	250PM190/92	2040 x 920 x 170 mm (80 ¹ / ₄ " x 36 ¹ / ₄ " x 6 ³ / ₄ "

Durata prevista: 4 anni per la parte interna in schiuma e 2 anni per la cover

Sovramaterasso	Codice Ordine	Dimensioni A x L x P
OL Acute	PO198/086	1980 x 860 x 95 mm (78" x 33 ³ / ₄ " x 3 ³ / ₄ "
OL Standard	PO190/092	1900 x 920 x 95 mm (74 ³ / ₄ " x 36 ¹ / ₄ " x 3 ³ / ₄ "
OL Double	PO190/138	1900 x 1380 x 95 mm (74 ³ / ₄ " x 54 ¹ / ₄ " x 3 ³ / ₄ "
OL Euro Wide	PO204/092	2040 x 920 x 95 mm (80 ¹ / ₄ " x 36 ¹ / ₄ " x 3 ³ / ₄ "

Durata prevista: 1 anno per schiuma e cover

Prodotti correlati	Codice Ordine	Peso massimo del paziente	Dimensioni A x L x P
Pentaflex Plus	450PM206/092	450 kg (992 lb)	2060 x 920 x 170 mm (81" x 36 ¹ / ₄ " x 6 ³ / ₄ "
Pentaflex pediatrico	25PM130/066	25 kg (55 lb)	1300 x 660 x 115 mm (51" x 26" x 4 ¹ / ₂ "
Cuscino da seduta	PS043/043	90 kg (198 lb)	430 x 430 x 85 mm (17" x 17" x 3 ³ / ₄ "
Inserto	SQB1	N/A	170 x 860 x 170 mm (6 ³ / ₄ " x 33 ³ / ₄ " x 6 ³ / ₄ "
Inserto	SQB2	N/A	170 x 860 x 150 mm (6 ³ / ₄ " x 33 ³ / ₄ " x 6")

Caratteristiche antincendio del dispositivo sostitutivo del materasso

Il sistema sostitutivo del materasso è conforme a BS EN 597 -1: 1995, BS EN 597 -2: 1995 e BS 6807: 1996, Sezione 2, Fonti di accensione 0, 1 e 5.
Il sistema sovrasmaterasso è conforme a BS EN 597-1: 1995, BS EN 597 -2: 1995 e BS 6807: 1996, Sezione 2, Fonti di accensione 0, 1 e 5.

Resistenza al fuoco della cover	Cover completamente ignifughe a norma BS 7175,
Radiografia	Testato in conformità alla FDA 21 CFR Ch. 1 (4-1-95 Edition) HHS & CEI/IEC 601-1-3: 1994-07 (attenuazione dei raggi-x).
CPR	Non è ostacolata la compressione del torace per CPR

*Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso

**I materassi Pentaflex sono disponibili in altre dimensioni realizzate su misura. Tutte le dimensioni devono essere specificate in incrementi di 2 cm.

Bibliografia:

1. Dati Arjo in archivio: Attenuazione dei raggi x Numero rapporto 100076300, 2005
2. Dati Arjo in archivio: Rianimazione Cardio-Polmonare (RCP) per materassi in schiuma. Numero rapporto 100076300, 2005.

Ottobre 2019 Arjo raccomanda di utilizzare i suoi prodotti solo con componenti originali espressamente progettati per lo scopo e forniti da Arjo. Conformemente alla sua politica di costante miglioramento dei propri prodotti Arjo si riserva di modificarne le specifiche senza preavviso. ® e ™ sono marchi registrati delle aziende del Gruppo Arjo.
© Arjo, 2019

Noi di Arjo ci impegniamo a garantire la cura delle persone con ridotta mobilità e che affrontano sfide per il loro benessere. Grazie a prodotti e soluzioni che garantiscono la movimentazione ergonomica dei pazienti, l'igiene personale, la disinfezione, la diagnostica e la prevenzione efficace delle lesioni da decubito e del tromboembolismo venoso, aiutiamo i professionisti in tutti gli ambienti sanitari a aumentare gli standard di cura. Lavoriamo sempre pensando al benessere delle persone... With people in mind.

Arjo AB · Hans Michelsensgatan 10 · 211 20 Malmö · Svezia · +46 10 335 4500
Arjo S.p.A · Via Giacomo Peroni 400-402 · 00131 Roma · Italia · +39 0687426211

www.arjo.it