

PREVENTION AV TRYCKSKADOR

Pentaflex®


Skummadrasser



Pentaflex-produkterna har designats för användning dygnet runt. Sortimentet består av en ersättningsmadrass, en toppmadrass och en sittkudde.

Pentaflex-sortimentet

Pentaflex-serien har utformats för att passa många olika typer av patienter, inklusive patienter med ytliga tryckskador (i samband med en övergripande vårdplan).



24-timmars vårdpaket - sittdyna tillgänglig



En toppmadrass är också tillgänglig och lätt att installera

Säker och lättanvänd för patienter och vårdgivare

Pentaflex-madrassen har utformats för att tillhandahålla effektiv tryckfördelning.

Pentaflex ersättningsmadrass är tillgänglig i flera olika storlekar, har testats för röntgengenomsläpplighet¹ och är lämplig för HLR². Toppmadrassen har även hörnremmar för extra säkerhet. En version för barn samt en bariatrisk version med dynor i nedre änden eller på sidorna finns också tillgängliga.

Pentaflex-madrassen är tillgänglig som 2-vägsversion eller 4-vägsversion. För mer information om vändning av madrass, se Turntable-guiden.


Överdragets funktioner

- 2-vägs ultrastretch
- Ångpermeabel
- Vattenbeständig
- Infektionskontroll underlättas av överdragets antimikrobiella egenskaper
- Dolt blixtlås
- Lätt att rengöra och underhålla
- Tydligt märkta överdrag med TurnTable®-guide och tvättinstruktioner



RÄFFLAD YTA

Madrassens yta under huvud, axlar, vader och hälar är täckt av utskurna spår med olika djup för att skapa fem skyddade zoner.



FÖRSTÄRKT MADRASSKANT

Utformad med förstärkt madrasskant för att underlätta vid förflyttning av patienter.



LÄMPLIG FÖR PROFILSÄNGAR

Lämplig för användning i upprätt eller liggande position.



Madrassförlängare (tillval) – tillgängliga för förlängningsbara sängar



Turntable-guide – alla Pentaflex ersättningsmadrasssystem är försedda med Turntable-guiden

Specifikationer*

2-VÄGS VÄNDBAR MADRASSERSÄTTNING	150 KG (330 LBS) MAX. PATIENTVIKT ARTIKELNUMMER	250 KG (550 LBS) MAX. PATIENTVIKT ARTIKELNUMMER	MÅTT H X W X D**
MR Acute	150SL198/086	250SL198/086	1 980 mm x 860 mm x 150 mm (78" x 33¾" x 6")
MR Standard	150SL190/092	250SL190/092	1 900 x 920 x 150 mm (74¾" x 36¼" x 6")
MR Euro Wide	150SL204/092	250SL204/092	2 040 x 920 x 150 mm (80¼" x 36¼" x 6")
MR Euro Narrow	150SL200/080	250SL200/080	2 000 x 800 x 150 mm (78¾" x 31½" x 6")

Förväntad livslängd: 5 år

4-vägs vändbar madrassersättning	120 kg (265 lbs) Maxvikt patient Artikelnummer	250 kg (550 lb) Maxvikt patient Artikelnummer	Mått H x W x D
MR Acute	120PM198/086	250PM198/086	1 980 x 860 x 170 mm (78" x 33¾" x 6¾")
MR Standard	120PM190/092	250PM190/92	1 900 x 920 x 170 mm (74¾" x 36¼" x 6¾")
MR Euro Double	120PM190/138	250PM190/138	1 900 x 1 380 x 170 mm (74¾" x 54¼" x 6¾")
MR Euro Wide	120PM204/092	250PM190/92	2 040 x 920 x 170 mm (80¼" x 36¼" x 6¾")

Förväntad livslängd: 4 år för skumkärnan och 2 år för överdraget

Toppmadrasssystem	Artikelnummer	Mått H x B x D
Toppmadrass Acute	PO198/086	1 980 x 860 x 95 mm (78" x 33¾" x 3¾")
Toppmadrass Standard	PO190/092	1 900 x 920 x 95 mm (74¾" x 36¼" x 3¾")
Toppmadrass Double	PO190/138	1 900 x 1 380 x 95 mm (74¾" x 54¼" x 3¾")
Toppmadrass Euro Wide	PO204/092	2 040 x 920 x 95 mm (80¼" x 36¼" x 3¾")

Förväntad livslängd: ett år för skum och överdrag

Närliggande produkter	Artikelnummer	Maxvikt patient	Mått H x B x D
Pentaflex Plus	450PM206/092	450 kg (992 lbs)	2 060 x 920 x 170 mm (81" x 36¼" x 6¾")
Paediatric Pentaflex	25PM130/066	25 kg (55 lbs)	1 300 x 660 x 115 mm (51" x 26" x 4½")
Sittdyna	PS043/043	90 kg (198 lbs)	430 x 430 x 85 mm (17" x 17" x 3¼")
Förlängare	SQB1	N/A	170 x 860 x 170 mm (6¾" x 33¾" x 6¾")
Förlängare	SQB2	N/A	170 x 860 x 150 mm (6¾" x 33¾" x 6")

Ersättningsmadrassens brandhärdighet

Ersättningsmadrasssystemet överensstämmer med BS EN 597 -1: 1995, BS EN 597 -2: 1995 och BS 6807: 1996 Sektion 2, antändningskällor 0, 1 och 5
Toppmadrasssystemet överensstämmer med BS EN 597-1: 1995, BS EN 597 -2: 1995 och BS 6807: 1996 Sektion 2, antändningskällor 0, 1 och 5

Överdragets brandhärdighet	Helt omslutande överdrag är brandhärdiga enligt BS 7175,
Röntgen	Testad enligt FDA 21 CFR avsn. 1 (upplaga 4-1-95) HHS och CEI/IEC 601-1-3: 1994-07 (Dämpning av röntgenstrålar).
HLR	Utgör inget hinder vid bröstkompressioner i samband med HLR

*Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande

**Pentaflex-madrasser finns i andra, specialanpassade storlekar. Alla storlekar måste anges i steg om 2 cm

Referenser:

1. Arjo-data på fil: Dämpning av röntgenstrålar. Rapportnummer 100076300, 2005
2. Arjo-data på fil: Hjärt- och lungräddning för skummadrasser. Rapportnummer 100076300, 2005.

Oktober 2019 Endast originaldelar från Arjo som är avsedda för ändamålet ska användas på utrustning och produkter från Arjo. Vår policy innebär kontinuerlig utveckling och vi förbehåller oss rätten att ändra i utförande och specifikationer utan föregående meddelande. ® och ™ är varumärken som tillhör Arjo-koncernen. © Arjo, 2019

På Arjo arbetar vi för att förbättra vardagen för människor med nedsatt mobilitet och åldersrelaterade sjukdomar. Med produkter och lösningar som säkerställer en ergonomisk patienthantering, personlig hygien, desinfektion, diagnostik samt ett effektivt förebyggande av trycksår och djup ventrombos hjälper vi personalen i olika vårdmiljöer att ständigt höja standarden för en säker och värdig vård. Allt vi gör, gör vi med människor i fokus.

Arjo AB · Hans Michelsensgatan 10 · 211 20 Malmö · Sweden · +46 10 335 4500

www.arjo.com