



Affordable,  
essential  
everyday  
care

ACUTE CARE RANGE

# Prioma<sup>®</sup> Medical Bed

プリオマメディカルベッド

# Safety and quality of care should not be compromised

Arjoは、患者にとって医療施設におけるベッドの役割は重要であると理解しています。ベッドは、安全に休息と回復が行われる治療の場所です。また、介助者の安全に配慮することも重要です。

## 安全性と使いやすさを追求した設計

アルジヨは患者と介助者の両方を考慮してすべての機器を設計しています。安全性や使いやすさにおいては、細部まで配慮が必要です。

Prioma メディカルベッドは、世界中の医療施設の多様なニーズに対応するために開発され、アルジヨの病院用・介護用ベッドの包括的なポートフォリオに新たに加われました。

## それぞれの医療現場に適切な製品を

すべての医療現場が同じ状況というわけではありません。医療現場における製品の機能的なニーズだけでなく、環境や手技も異なります。



Prioma メディカルベッドは、完全電動コントロールとポジショニング調整機能を標準装備しており、毎日のケアに必要な不可欠なニーズに応えた設計です。

Prioma メディカルベッドは、使いやすさ、機能性、メンテナンスの容易さが全シリーズの主な特徴で、各種オプションが用意されており、医療環境のさまざまなニーズに柔軟に対応できます。

## あらゆるニーズに対応する幅広いオプション



### サイドレール

利用者と介助者が安全かつ快適に使用できるよう、安全サイドレールの種類を豊富に取り揃えました。ベッドの機能性と操作性をカスタマイズすることが可能です。



### キャスター

Tente の高品質キャスターなら、様々なサイズとロック機能から、ケア環境に最適なオプションをお選びいただけます。



### コントローラー

機能を集約したコントロールパネル、患者用と介助者用で分かれたハンドセットなど、最適なコントロールオプションを選択できます。介助者と患者の両者にわかりやすく簡単に操作できる設計です。



## 標準装備

- 安全耐荷重 (SWL) 250 Kg
- Tente 125 mm 単輪中央ロック式キャスター
- Linak アクチュエータ
- ABS着脱式デッキパネル
- フルレングス・ドロップダウン分割サイドレール
- 介助者と患者用コントロールパネル
- 背もたれリクライニング
- マニュアル心肺蘇生 (CPR) 機能
- 下腿・大腿部パネル上昇 (手動操作)
- 足側中央ロックフットペダル
- 尿バッグフックとストラップレール - ベッド両側に付属
- 付属品ソケット (4個)
- マットレスリテーナハンドル
- 着脱式の軽量ヘッド/フットパネル
- 頭部および足部先端の緩衝ローラー

## オプション機能

- 3/4レングス分割サイドレール
- Tente 125 mm 個別ロックキャスター
- Tente 125 mm 双輪中央ロックキャスター
- Tente 150 mm 双輪中央ロックキャスター
- 5thホイール
- 頭部中央ロックフットペダル
- バッテリーバックアップ
- ACOMケーブルフック取付可能なアテンダントコントロールパネル
- 足元ライト - 常時オンモードに設定
- HB70 介助者用ハンドセット
- HB70 患者用ハンドセット
- 一体型ベッドエクステンション - 285 mm
- 一体型リネンラック - 300 mm (ベッドエクステンションに装備可能)
- ロック可能なヘッド/フットパネル

幅広いアクセサリをご用意しています。  
写真は双輪中央ロックキャスターのモデルです。

## Priomaメディカルベッド600

Priomaメディカルベッド600は、このシリーズのプレミアムベッドです。フルレングス分割サイドレールに介助者と患者用のコントロールパネルを内蔵し、125 mmの単輪中央ロックキャスターが標準装備されています。



## Priomaメディカルベッド500

高機能ベッドプラットフォームのPriomaメディカルベッド500は、フルレングスの分割サイドレールと125 mmの単輪中央ロックキャスターを標準装備しています。柔軟に対応できる幅広いオプションを提供しています。

### 標準装備

- 安全耐荷重 (SWL) 250 Kg
- Tente 125 mm 単輪中央ロック式キャスター
- Linak アクチュエータ
- ABS着脱式デッキパネル
- フルレングス・ドロップダウン分割サイドレール
- ACOMケーブルフック取付可能なアテンダントコントロールパネル
- 背もたれリクライニング
- マニュアル心肺蘇生 (CPR) 機能
- 下腿・大腿部パネル上昇 (手動操作)
- 足側中央ロックフットペダル
- 尿バッグフックとストラップレール - ベッド両側に付属
- 付属品ソケット (4個)
- マットレスリテーナハンドル
- 着脱式の軽量ヘッド/フットパネル
- 頭部および足部先端の緩衝ローラー



幅広いオプション機能とアクセサリをご用意しています。  
写真は3/4レングス分割サイドレールのモデルです。

## Priomaメディカルベッド400

効率的かつ効果的なベッドプラットフォームのPriomaメディカルベッド400は、施設のニーズに合わせて機能を強化できる幅広いオプションを備えています。

### 標準装備

- 安全耐荷重 (SWL) 250 Kg
- Tente 125 mm 単輪中央ロック式キャスター
- Linak アクチュエータ
- ABS着脱式デッキパネル
- 3/4レングス折りたたみ式収納サイドレール
- ケーブル式フックオーバー・アテンダントコントロールパネル (ACOM)
- 背もたれリクライニング
- マニュアル心肺蘇生 (CPR) 機能
- 下腿・大腿部パネル上昇 (手動操作)
- 足側中央ロックフットペダル
- 尿バッグフックとストラップレール - ベッド両側に付属
- 付属品ソケット (4個)
- マットレスリテーナハンドル
- 着脱式の軽量ヘッド/フットパネル
- 頭部および足部先端の緩衝ローラー



幅広いオプション機能とアクセサリをご用意しています。  
写真は個別ロックキャスターのモデルです。

- 標準装備
- オプション

Priomaメディカルベッド600



Priomaメディカルベッド500



Priomaメディカルベッド400



	Priomaメディカルベッド600	Priomaメディカルベッド500	Priomaメディカルベッド400
コントローラー	サイドレール埋め込み式介助者/患者用コントローラー	ACOMケーブルフックオーバーコントロールパネル	ACOMケーブルフックオーバーコントロールパネル
安全耐荷重	250 Kg	250 Kg	250 Kg
サイドレール	フルレングス分割サイドレール	フルレングス・ドロップダウン分割サイドレール	3/4折りたたみ式収納サイドレール
Linak アクチュエータ	●	●	●
3/4レングス分割サイドレール	○	○	N/A
トレデレンブルグ/逆トレデレンブルグ(14°傾斜)	●	●	●
背もたれリクライニング	●	●	●
マニュアル心肺蘇生(CPR)機能	●	●	●
ABS着脱式デッキパネル	●	●	●
尿バッグフックとストラップレール	●	●	●
アクセサリソケット(4個)	●	●	●
マットレスリテーナハンドル	●	●	●
着脱式の軽量ヘッド/フットパネル	●	●	●
一体型ベッドエクステンション- 285mm延長	○	○	○
頭部先端および足部先端の緩衝ローラー	●	●	●
埋め込み式介助者/患者用コントロールパネル	●	N/A	N/A
HB70 介助者用ハンドセット	○	○	○
HB70 患者用ハンドセット	○	○	○
アテンダントコントロールパネル(ACP)	N/A	○ <sup>1</sup>	○ <sup>1</sup>
ケーブル式 フックオーバー・アテンダントコントロールパネル(ACOM)	○	●	●
足元ライト	○	○	○
フットエンドパネルインフィル(ベッドイグジットゲート)	○ <sup>2</sup>	○ <sup>2</sup>	N/A
バッテリーバックアップ	○	○	○
一体型リネンラック	○ <sup>3</sup>	○ <sup>3</sup>	○ <sup>3</sup>
足/下腿昇降調整 - 手動操作	●	●	●
Tente 125mm 個別ロックキャスター	○	○	○
Tente 125mm 単輪センターロックキャスター	●	●	●
Tente 125mm 双輪中央ロックキャスター	○	○	○
Tente 150mm 双輪中央ロックキャスター	○	○	○
5thホイール	○	○	○
中央ロックペダル-ベッド足側	●	●	●
中央ロックペダル-ベッド頭側	○ <sup>4</sup>	○ <sup>4</sup>	○ <sup>4</sup>
ロック可能なヘッド/フットパネル	○	○	○

<sup>1</sup> ACPアテンダントコントロールパネルはケーブル式 フックオーバー・アテンダント・コントロール・パネル(ACOM)の代替としてのみ利用できます。

<sup>2</sup> 機能は、3/4レングス分割サイドレールでのみ利用できます。

<sup>3</sup> 機能は、内蔵ベッドエクステンションでのみ使用できます。

<sup>4</sup> 機能は、中央ロックキャスターが取り付けられている場合にのみ使用できます。



**Flexibility  
to adapt to  
your needs**



Arjo は、可動性の向上(Empowering Movement)が、より良いケアを提供するための必要不可欠な要素だと考えています。当社の製品とソリューションは、移乗機器、衛生管理、感染管理、診断技術、圧力損傷や静脈血栓塞栓症の予防を通して、安全かつ尊厳に配慮したケアの促進を念頭に設計されています。世界中の6,500人以上のスタッフが65年に渡り、患者やヘルスケアの専門家の方々をサポートし、可動性の問題を抱える方々により健康的な成果 (healthier outcome)を提供するために全力を尽くしています。

Arjo AB, Hans Michelsengatan 10, SE-211 20 Malmö, Sweden. Phone: +46 (0) 10 335 45 00  
アルジョ・ジャパン株式会社 〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-7-8 ランディック第2虎ノ門ビル9階 Tel: 03-6435-6401・Fax:03-6435-6402

[www.arjo.com/ja-jp](http://www.arjo.com/ja-jp)

